


Tillägg till användarmanualer Helmasker med positivt tryck

Byte av snabbkopplingen

Underhåll

Snabbkopplingen kan lossas eller dras åt med verktyget för tryckanslutningsadapterar (materialnummer 10035756). Före återmontering ska O-ringens vid gängslutet bytas ut.



- 1a AutoMaXX snabbkopplingsanslutning 3S
1b AutoMaXX snabbkopplingsanslutning Ultra Elite
2 ESA anslutningsstycke [enhet med O-Ring]
3 PS anslutningsstycke [enhet med O-Ring]

Adapter	För masker	Moment
AutoMaXX	3S-PF och Ultra Elite PF MaXX	10 -1 Nm
ESA	3S-PF och Ultra Elite PF ESA	7,0 +/- 0,5 Nm
PS	3S-PS och Ultra Elite PS	2,5 +/- 0,25 Nm

Kontrollera O-ringens i snabbkopplingen vid varje underhåll.

En skadad O-ring måste bytas ut omedelbart.

Om den inte är skadad, ska den smörjas (endast PS-anslutning) extremt lätt med Parker-O-Lube (materialnummer D0010239).

Oavsett skada måste O-ringarna bytas ut vid vissa intervall (se tabellen i användar- eller underhållsmanualen).

MSA rekommenderar att snabbkopplingens sits kontrolleras regelbundet.



Observera!

Användning av större moment än de som anges ovan kan skada helmasken och förstöra dess skyddsegenskaper.

Beställningsinformation

Beskrivning	Artikelnr.
(1a) Snabbkoppling AutoMaXX / 3S	10032072
(1b) O-ring för anslutningsstycke [10-pack]	10145638
(1b) Snabbkoppling AutoMaXX / Ultra Elite	10145637
(2) Snabbkoppling ESA [inklusive tätningar]	10037519
(2) Tätningar för kopplingar [sats med 2]	10037709
(3) Snabbkoppling [inklusive O-ringar]	D2056727
(3) O-ringar för snabbkoppling [sats om 2]	D2056736
(3) Parker O-lube	D0010239
Verktyg för tryckanslutningsadapter [alla]	10035756