


Nachtrag zu den Gebrauchsanleitungen Überdruckvollmasken

Auswechseln des Steckverbinders

Wartung

Der Steckerbinder kann mit dem Werkzeug für Push-to-Connect-Adapter (Materialnummer 10035756) gelöst und befestigt werden. Vor dem erneuten Zusammenbau wird der O-Ring am Gewindeende ersetzt.



- 1a AutoMaXX Anschluss 3S
- 1b AutoMaXX Anschluss Ultra Elite
- 2 ESA Anschluss [Baugruppe mit O-Ring]
- 3 PS Anschluss [Baugruppe mit O-Ring]

| Adapter | Für Masken | Anzugsmoment |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| AutoMaXX | 3S-PF und Ultra Elite PF MaXX | 10-1 Nm |
| ESA | 3S-PF und Ultra Elite PF ESA | 7.0 +/- 0.5 Nm |
| PS | 3S-PS und Ultra Elite PS | 2.5 +/- 0.25 Nm |

Überprüfen Sie bei jeder Wartung den O-Ring im Steckverbinder.

Ein beschädigter O-Ring muss sofort ausgetauscht werden.

Wenn er unbeschädigt ist, schmieren Sie ihn (nur den PS Anschluss) äußerst leicht mit Parker-O-Lube (Materialnummer D0010239).

Unabhängig von Beschädigungen müssen O-Ringe in bestimmten Zeitabständen ausgetauscht werden (siehe Tabelle in der Gebrauchs- oder Wartungsanleitung).

MSA empfiehlt, den Sitz des Steckverbinders regelmäßig zu überprüfen.



Achtung!

Höhere Anzugsmomente als die oben aufgeführten können die Vollmaske beschädigen und ihre Schutzeigenschaften zerstören.

Bestellangaben

| Bezeichnung | Artikel-Nr. |
|--|-------------|
| (1a) Schnellverbindungskupplung AutoMaXX 3S | 10032072 |
| (1b) O-Ring für Steckadapter, 10 Stück | 10145638 |
| (1b) Schnellverbindungskupplung AutoMaXX Ultra Elite | 10145637 |
| (2) Schnellverbindungskupplung ESA [einschließlich Dichtungen] | 10037519 |
| (2) Kupplungsdichtungen [Zweier-set] | 10037709 |
| (3) Steckverbinder [samt O-Ringen] | D2056727 |
| (3) O-Ringe für Steckverbinder [Zweier-set] | D2056736 |
| (3) Parker O-Lube | D0010239 |
| Werkzeug für Push-to-Connect-Adapter [alle] | 10035756 |