

# Gebrauchsanweisung für die Reinigung und Desinfektion von Atemschutzmasken der Fa. MSA AUER GmbH, Berlin, in der Waschmaschine

## 1. Geräte und Atemschutzmasken:

Die in Tabelle 1 genannten Atemschutzmasken der Fa. MSA AUER GmbH, Berlin, können in einer Waschmaschine Typ PW 6131 EL der Firma Miele & Cie. KG, Gütersloh, mit dem Reinigungs- und Desinfektionsmittel Sekumatic®FDR (flüssig) der Firma ECOLAB® gereinigt und desinfiziert werden.

Tabelle 1: Atemanschlüsse der Fa. MSA AUER GmbH, Berlin, die für das Waschen in der o.g. Waschmaschine gemäß Gutachten der Prüfstelle DEKRA EXAM GmbH geeignet sind:

Vollmasken der Baureihen	Vollmaske, Modell	Vollmasken für Masken/Helmkombinationen der Baureihen
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3S</li> <li>• 3S PF</li> <li>• 3S PS</li> <li>• 3S PS MaXX</li> <li>• 3S PF ESA</li> <li>• Ultra Elite PF</li> <li>• Ultra Elite PS</li> <li>• Ultra Elite PS MaXX</li> <li>• Ultra Elite PF ESA</li> <li>• Advantage 3100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3S Basis</li> <li>• 3S Basis mit Sprechmembran</li> <li>• 3S Basis Plus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MSA-H/F1 Normaldruck</li> <li>• MSA-H/F1 Überdruck</li> <li>• MSA-H/HPS Normaldruck</li> <li>• MSA-H/HPS Überdruck</li> <li>• MSA-H/Supra Normaldruck</li> <li>• MSA-H/Supra Überdruck</li> <li>• MSA 3S-H/Heros xtreme Normaldruck</li> <li>• MSA 3S-H/Heros xtreme Überdruck</li> <li>• MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme Normaldruck</li> <li>• MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme Überdruck</li> <li>• MSA-H/F1 2008 Normaldruck</li> <li>• MSA-H/F1 2008 Überdruck</li> </ul>

## 2. Wichtige Hinweise zur Reinigung und Desinfektion in der Waschmaschine

<b>1. Einlegen</b>	<p>Masken in hierfür vorgesehene Schutzbeutel legen und Schutzbeutel verschließen. Masken locker in die Waschtrommel legen, nicht pressen (max. 12 Masken pro Waschgang).</p>
<b>2. Konzentration/Dauer</b>	<p><b>1%ige Lösung mit Sekumatic®FDR =&gt; Einwirkzeit 5 min bei 60°C</b> =&gt; 805 ml Sekumatic®FDR pro Waschgang bei Waschmaschine Typ PW 6131 EL</p> <p>Sekumatic®FDR wird als Flüssigkeit automatisch über eine Dosierstation (optionales Zubehör) in der exakt benötigten Menge in die Maschine dosiert.</p>
<b>3. Waschprogramm</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vorreinigung bei 50°C für 5 Minuten <b>ohne</b> Zudosierung</li> <li>2. Vorreinigung kalt für 3 Minuten <b>ohne</b> Zudosierung</li> <li>3. Reinigung und Desinfektion bei 60°C für 5 Minuten <b>mit</b> 1% Zudosierung</li> <li>4. Spülen kalt für 1 Minute</li> <li>5. Spülen kalt für 1 Minute</li> <li>6. Spülen kalt für 1 Minute</li> <li>7. Spülen kalt für 1 Minute</li> </ol>
<b>4. Trocknen</b>	<p>Masken bei max. 60°C trocknen.</p>
<b>5. Nachbehandlung</b>	<p>Gegebenenfalls vorhandene Waschmittelrückstände sind zu entfernen.</p>
<b>6. Hinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebrauchsanleitung und Sicherheitsdatenblätter für Reinigungs- und Desinfektionsmittel: - Sekumatic® FDR sind zu beachten.</li> <li>• Korrekte Einstellung der Dosiersysteme gemäß Chemieherstellervorgabe ist zu beachten.</li> <li>• Gebrauchsanweisung des Waschmaschinenherstellers Miele ist zu beachten.</li> <li>• Gebrauchsanleitung der Atemschutzmaske beachten.</li> <li>• Funktions-, Sicht- und Dichtheitsprüfung durchführen.</li> <li>• Ventile und Ventilsitz auf Waschmittelrückstände kontrollieren und gegebenenfalls Teile nacharbeiten</li> <li>• Nach jeder Reinigung und Desinfektion sind die Masken und deren Bauteile auf Materialveränderungen zu überprüfen und gegebenenfalls betroffene Bauteile auszutauschen.</li> </ul>