


Health o meter®

BODY FAT MONITORING SCALE

User's Manual

Model BFM920/BFM926



PLEASE READ CAREFULLY AND SAVE

For information on service or warranty, contact Sunbeam Products, Inc. at 1-800-672-5625 or go to www.healthometer.com.

To assist us in serving you, please provide model number and date of purchase.

WELCOME

Congratulations on your purchase of this Health o meter® wellness monitoring product. It's so much more than just a scale. It helps monitor the weight and body fat composition for up to two (model BFM920) or six (model BFM926) different users. It's easy to program and use. Once your data is stored, your scale is ready to use. It's that simple!

ABOUT BODY FAT

The Health o meter® Body Fat Monitoring Scale can help you in achieving your physical best by providing two critical measurement estimates: BODY FAT COMPOSITION and BODY WEIGHT.

Traditional bathroom scales, indicate your overall weight—both lean mass and body fat together. The Health o meter® Body Fat Monitoring Scale lets you track your weight and body fat separately. See enclosed brochure for more information on Body Fat.

IMPORTANT!

Please read all instructions to familiarize yourself with features and operations before programming the scale.

CAUTION!


- The use of this scale is not recommended for persons with an electric implant (heart pacemaker).
- The scale will not calculate body fat unless you have bare feet.
- For an accurate body fat estimate, do not bend your knees, and keep your legs/thighs apart and straight when standing on the scale.
- The body fat function is not recommended for use by pregnant women, persons with fever, swollen legs or other edemas, as well as a person who is over hydrated or dehydrated.
- Body fat percentages may be slightly higher or lower for children under 16, persons with diabetes and other health conditions.
- Women naturally store approximately 5% more body fat than men.

OPERATING INSTRUCTIONS


Installing the Batteries

- Locate the battery cover on the back of the scale.
- Remove the battery cover and insert the 4 AA batteries.
- If "Lo" appears in the display, replace the batteries.

Note: Do not use rechargeable batteries.



Keys and Icons




First Time Programming Instructions

On the back of the scale platform, use the selector switch to set the unit of measurement to "LB" (pounds) or "KG" (kilograms).

Turn the unit over and follow these steps to program your Body Fat Monitoring Scale:

- Press and hold the desired User Button until the HEIGHT icon starts flashing.
- Press the ▲ or the ▼ button to select the desired FEET (or CENTIMETERS in KG mode); then press the SET button.
- Press the ▲ or the ▼ button to select the desired INCHES; then press the SET button.
- Press the ▲ or the ▼ button until your correct AGE is shown on the display; then press the SET button.
- Press the ▲ or the ▼ button to select your gender (MALE or FEMALE); then press the SET button.
- Once you have entered your information, wait until the display shows "0.0". Your profile is now programmed into the selected user button and the scale is ready for use.



Repeat Steps 1-6 to program another user's profile.

NOTE: If a button is not pushed within 20 seconds during programming, "0.0" will be displayed. Wait until the unit turns off and return to Step 1 to continue set up. If the scale is operating in the Kilograms (KG) mode, the height will be set in centimeters (CM).

Monitoring your Weight and Body Fat Composition

* Make sure you have programmed your personal data.

* Place the scale on a flat, level surface. A hard surface is best to achieve maximum accuracy. Placing the scale on a rug or carpet may affect the scale's weighing accuracy.

- Press your personal user number with your toe. Your personal profile will appear on the screen.
- Wait until "0.0" and "0.0%" appears on the display.
- Stand on the scale (bare feet only!) so the balls of your feet are on the upper silver pads, heels are on the lower silver pads.

NOTE: For accurate body fat estimates, always measure with bare feet.



- During the weight measurement, the display will flash "- -" and your weight will appear. Next, the display will flash "- -" and your body fat percentage will be shown.
- The scale will turn off automatically after a few seconds.

NOTE: It is normal for your weight to vary during a day and from one day to another, slight changes in weight are generally normal.

CAUTION!

If "E" appears on the display, an error has occurred. Step off the scale and carefully repeat the steps again. The "E" will appear if:

- You step on the scale before "0.0" displays.
- The load is greater than the maximum capacity (330Lb / 150kg). NEVER apply a load beyond the maximum capacity.
- The scale cannot measure body fat.



Weight-only Usage

It is not necessary to have the user's personal data programmed into the scale to obtain an accurate weight-only reading.


* Place the scale on a flat, level surface. A hard surface is best for maximum accuracy. Placing the scale on a rug or carpet may affect the scale's weighing accuracy.

- Tap on the scale platform with the ball of your foot to activate the scale.
- Wait until "0.0" is displayed.
- Step on the scale and stand still. The display will flash "- -" and your weight will be shown.
- The scale will turn off automatically after a few seconds.


NOTE: It is recommended to weigh yourself at the same time of the day. It is normal for your weight to vary during a day and from one day to another, slight changes in weight are generally normal.

Caring for your Scale

Periodically wipe the scale surface down with a DRY cloth to remove dust.



Body Fat Composition Ranges



Extracted from Principals & Labs for Fitness and Wellness, 1st Edition ©1999. To determine the percentage of body fat that is appropriate for your body, consult your physician.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THE ADDRESSES SHOWN OR TO THE PLACE OF PURCHASE.

Sunbeam Products, Inc. ("Sunbeam") warrants that for a period of five years from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. Sunbeam, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. Sunbeam dealers, service centers, or retail stores selling Sunbeam products do not have the right to alter, modify or in any way change the terms and conditions of this warranty. This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than Sunbeam or an authorized Sunbeam service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

What are the limits on Sunbeam's Liability?

Sunbeam shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

Sunbeam disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise. Sunbeam shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party. Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

How to Obtain Warranty Service

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-800-672-5625, or visit us at www.healthometer.com and a convenient service center address will be provided to you.

In the U.S.A, this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. located in Boca Raton, Florida 33431.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THE ADDRESSES SHOWN OR TO THE PLACE OF PURCHASE.

©2004 Sunbeam® Products, Inc. All Rights Reserved. Health o meter® is a registered trademark of Sunbeam Products, Inc., Boca Raton, FL 33431


Printed in China

35012
02/04

Health o meter®

BALANZA CON MONITOREO DE GRASA CORPORAL

Manual del Usuario
Modelo BFM920/BFM926



POR FAVOR LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
Para información sobre reparaciones o garantía, favor de contactar a Sunbeam Products, Inc. al 1-800-672-5625 ó visite www.healthometer.com

Para poder servirle mejor, por favor mencione el número de modelo y la fecha de adquisición del producto.

¡BIENVENIDO!

Felicitaciones por la adquisición de este producto Health o meter® de monitoreo que es mucho mas que una balanza. Ayuda a monitorear tanto el peso como el porcentaje de grasa corporal de hasta dos (modelo BFM920) ó hasta seis (modelo BFM926) usuarios diferentes. Es muy sencillo de programar y utilizar. Una vez que la información ha sido programada, su balanza está lista para ser utilizada.

GRASA CORPORAL

La balanza Health o meter® con monitoreo de grasa corporal le puede ayudar a alcanzar una buena condición física al proporcionarle 2 medidas importantes de control: PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL Y PESO. Las balanzas tradicionales solo le indican el peso total, compuesto por masa muscular y grasa corporal. La balanza Health o meter® con monitoreo de grasa corporal le ofrece la posibilidad de monitorear individualmente tanto su peso como su porcentaje de grasa corporal. Vea el folleto adjunto para mayor información sobre Grasa Corporal.

¡IMPORTANTE!

Por favor lea todas las instrucciones para que se familiarice con las funciones y pasos operativos antes de programar su balanza.

¡PRECAUCIÓN!

- No es recomendable el uso de esta balanza para personas con implantes eléctricos (marcapasos en el corazón).
- Esta balanza solo podrá calcular la grasa corporal cuando se utiliza con los pies descalzos.
- Para una estimación más precisa de la grasa corporal, no doble las rodillas y mantenga las piernas separadas mientras está sobre la balanza.
- La función para grasa corporal NO es recomendable para mujeres embarazadas, personas con fiebre, pies hinchados o con cualquier otro edema; así como para personas sobre hidratadas ó deshidratadas.
- Los porcentajes de grasa corporal pudieran ser ligeramente mayores o menores para niños menores de 16 años y personas con diabetes y otros problemas de salud.
- El cuerpo femenino contiene aproximadamente 5% más grasa que el masculino.


1

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN


Instalación de las Pilas

- Localice la cubierta de las pilas en la parte posterior de la balanza.
- Retire la cubierta e inserte 4 pilas AA.
- Si aparece "Lo" en la pantalla, reemplace las pilas.

Nota: No utilice pilas recargables.



Botones e Íconos



- Indicador de Peso/Altura
- % Grasa Corporal / Edad
- Altura mostrada en pies y pulgadas
- Unidad de Medida: Libras (LB) ó Kilogramos (KG)
- Símbolos Masculino y Femenino
- Altura mostrada en centímetros
- Número de Usuario
- Botón ABAJO (▼)
- Botón "SET"
- Botón ARRIBA (▲)

2

Monitoreo del Peso y del Porcentaje de Grasa

* Asegúrese que sus datos personales hayan sido previamente programados.

* Coloque la balanza sobre una superficie plana y nivelada. Es preferible una superficie firme para obtener una mayor precisión. Colocar la balanza sobre una alfombra o tapete, puede afectar la exactitud de la información mostrada.



- Presione su número de usuario con el dedo del pie. Aparecerá su perfil en la pantalla.
 - Espere a que aparezca "0.0" y "0.0%" en la pantalla.
 - Párese sobre la balanza con los pies descalzos y asegúrese que los talones queden sobre las placas metálicas inferiores de la balanza.
- NOTA: Siempre mida la grasa corporal con los pies descalzos.**
- La pantalla mostrará "- -" y a continuación aparecerá su peso. Después mostrará nuevamente "- -" y aparecerá su porcentaje de grasa corporal.
 - La balanza se apagará automáticamente después de transcurrir algunos segundos.

NOTA: Es natural que su peso varíe durante el día, y de un día para otro. Las variaciones ligeras de peso se consideran normales.

¡PRECAUCIÓN!

Cuando aparece "E" en la pantalla, ha ocurrido un error. Bájese de la balanza y repita los pasos arriba mencionados. "E" aparecerá si:

- Se paró sobre la balanza antes de que ésta mostrara "0.0".
- Se excedió la capacidad máxima de la balanza (150kg / 330Lb). NUNCA someta a la balanza a un peso mayor a su capacidad.
- La balanza no puede medir la grasa corporal.



4

Monitoreo del Peso Únicamente

No es necesario programar los datos personales de un usuario si utiliza la balanza únicamente para pesarse.


* Coloque la balanza sobre una superficie plana y nivelada. Es preferible una superficie firme para obtener una mayor precisión. Colocar la balanza sobre una alfombra o tapete, puede afectar la exactitud del peso mostrado.

- Pulse con su pie en la plataforma para activar la balanza.
- Espere a que aparezca "0.0" en la pantalla.
- Párese sobre la balanza y quédese inmóvil mientras se pesa. La pantalla mostrará "- -" y luego aparecerá su peso.
- La balanza se apagará automáticamente después de transcurrir algunos segundos.

NOTA: Es recomendable pesarse a la misma hora cada día. Es natural que su peso varíe durante el día, y de un día para otro. Las variaciones ligeras de peso son consideradas normales.

Cuidado de la balanza


Periódicamente limpie su balanza con un paño SECO.




5

Rangos de Grasa Corporal

Porcentaje de Grasa Corporal en Hombres



Porcentaje de Grasa Corporal en Mujeres



Extraído de Principals & Labs Fitness and Wellness, 1ª. Edición ©1999. Para determinar el porcentaje de grasa corporal adecuado para su complejión, por favor consulte a su médico.


6

Programación Inicial

En la parte posterior de la balanza, seleccione la unidad de medida deseada: "LB" (libras) ó "KG" (kilogramos).

En la parte delantera de la balanza:

- Presione y mantenga sostenido el botón de usuario (1 ó 2) hasta que el ícono de ALTURA comience a titilar.
- Presione los botones ▲ ó ▼ para seleccionar los PIES deseados (ó CENTÍMETROS en el modo de KG); y luego presione el botón SET.
- Presione los botones ▲ ó ▼ para seleccionar PULGADAS; y luego presione el botón SET.
- Presione los botones ▲ ó ▼ para seleccionar la edad correcta; y luego presione el botón SET.
- Presione los botones ▲ ó ▼ para seleccionar el ícono MASCULINO ó el ícono FEMENINO; y luego presione el botón SET.
- Una vez que haya terminado de programar la información, espere hasta que la pantalla muestre "0.0", que indicará que su información ha sido almacenada y la balanza esta lista para ser usada.



Repita los pasos 1-6 para programar otro usuario.

NOTA: Al estar programando, si no se presiona ningún botón durante 20 segundos, la pantalla mostrará brevemente "0.0" y luego se apagará. Regrese al paso 1 para continuar programando. Si la balanza esta configurada en Kilogramos (KG), la altura estará especificada en centímetros (CM).

3

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

FAVOR DE NO DEVOLVER ESTE PRODUCTO AL LUGAR DE LA COMPRA NI A LAS DIRECCIONES MENCIONADAS EN ESTE DOCUMENTO.

Sunbeam Products, Inc. ("Sunbeam") garantiza que por un período de cinco años a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos en material y mano de obra. Sunbeam, a su opción, reparará o substituirá este producto o cualquier componente del producto que se encuentre defectuoso durante el período de la garantía. El reemplazo será hecho con un producto o componente nuevo o remanufacturado. Si el producto no está más disponible, el reemplazo se puede hacer con un producto similar de valor igual o mayor. Esta es su garantía exclusiva. Esta garantía es válida para el comprador al por menor original a partir de la fecha de la compra al por menor inicial y no es transferible. Mantenga el recibo original de venta. Se requiere comprobante de compra para obtener el servicio de la garantía. Los distribuidores de Sunbeam, los centros de servicio, o las tiendas al por menor que venden productos de Sunbeam no tienen derecho de alterar, ni modificar ni cambiar de ninguna manera los términos y las condiciones de esta garantía. Esta garantía no cubre el desgaste normal de piezas o los daños resultantes de cualquier de lo siguiente: negligencia, uso erróneo del producto, uso en voltaje incorrecto o uso contrario a las instrucciones de funcionamiento, desarmado, reparación o alteración por cualquier persona con excepción de Sunbeam o de un centro de servicio autorizado de Sunbeam. Además, la garantía no cubre: Actos de Dios, tales como incendio, inundación, huracanes y tornados.

¿Cuáles son los límites en la responsabilidad de Sunbeam?

Sunbeam no será responsable por ningún daño fortuito o consecuente causado por el incumplimiento de cualesquiera de las garantías o condiciones expresas, implícitas o estatutarias.

Excepto hasta donde lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía o condición implicada de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular se limita en duración a la duración de la garantía antedicha. Sunbeam rechaza cualquier otra garantía, condición o representación, expresa, implícita, estatutaria o de otra manera.

Sunbeam no será responsable por ningún daño de cualquier tipo que resulte de la compra, utilización o uso erróneo de, o inhabilidad de utilizar el producto incluyendo daños o pérdidas de ganancias fortuitos, especiales, consecuentes o similares, ni por ningún incumplimiento del contrato, fundamental o de otra manera, ni por ninguna demanda puesta contra el comprador por cualquier otra parte.

Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o la limitación de daños fortuitos o consecuentes o limitaciones en cuanto al tiempo de duración de una garantía implicada, por lo que las limitaciones o la exclusión antedichas pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos que varíen de provincia a provincia, de estado a estado o de jurisdicción a jurisdicción.

Cómo Obtener Servicio de Garantía

Si usted tiene cualquier pregunta con respecto a esta garantía o quisiera obtener servicio de garantía, por favor llame al teléfono 1-800-672-5625, o visite nuestro sitio Web en www.healthometer.com y le será proporcionada la dirección de un centro de servicio conveniente.

En E.E.U.U., esta garantía es ofrecida por Sunbeam Products, Inc. situada en Boca Raton, Florida 33431.

FAVOR DE NO DEVOLVER ESTE PRODUCTO AL LUGAR DE LA COMPRA NI A LAS DIRECCIONES MENCIONADAS EN ESTE DOCUMENTO.

© 2004 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados. Health o meter® es una marca registrada de Sunbeam Products, Inc. Boca Raton, Florida 33431.

Impreso en China.