

Instructies voor het in de wasmachine reinigen en desinfecteren van gelaatsmaskers van MSA AUER GmbH, Berlijn

1. Toestellen en gelaatsmaskers:

De volgelaatsmaskers van MSA AUER GmbH, Berlijn, zoals vermeld in tabel 1, kunnen in een wasmachine type PW 6131 EL van fabrikant Miele worden gereinigd en gedesinfecteerd met behulp van het reinigings- en desinfecteermiddel Sekumatic®FDR (vloeibaar) van producent ECOLAB®.

Tabel 1: Gelaatsmaskers van MSA AUER GmbH, Berlijn, geschikt voor het wassen in bovengenoemde wasmachine volgens het certificaat van het testinstituut DEKRA EXAM GmbH:

Volgelaatsmaskers uit de series	Volgelaatsmasker, model	Volgelaatsmaskers voor masker/helm-combinaties uit de series
• 3S • 3S PF • 3S PS • 3S PS MaXX • 3S PF ESA • Ultra Elite PF • Ultra Elite PS • Ultra Elite PS MaXX • Ultra Elite PF ESA • Advantage 3100	• 3S Basis • 3S Basis met spreekmembraan • 3S Basis Plus	• MSA-H/F1 onderdruk • MSA-H/F1 overdruk • MSA-H/HPS onderdruk • MSA-H/HPS overdruk • MSA-H/Supra onderdruk • MSA-H/Supra overdruk • MSA 3S-H/Heros xtreme onderdruk • MSA 3S-H/Heros xtreme overdruk • MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme onderdruk • MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme overdruk • MSA-H/F1 2008 onderdruk • MSA-H/F1 2008 overdruk

2. Belangrijke informatie voor het reinigen en desinfecteren in de wasmachine

1. Onderdompelen	Plaats het masker in de hiertoe bestemde beschermhoes en sluit de beschermhoes. Plaats de maskers losjes in de trommel, druk ze niet aan (maximaal 12 maskers per wasbeurt).
2. Concentratie/duur	1% oplossing met Sekumatic®FDR => toepassingsduur 5 min bij 60°C => 805 ml Sekumatic®FDR per was met wasmachine type PW 6131 EL Sekumatic®FDR wordt automatisch in de machine gedoseerd als vloeistof via een doseerstation (optionele accessoire) met exact de benodigde hoeveelheid.
3. Wasprogramma	1. Voorwassen op 50°C gedurende 5 minuten zonder toevoeging van wasmiddel 2. Koud voorwassen gedurende 3 minuten zonder toevoeging van wasmiddel 3. Reinigen en desinfecteren bij 60°C gedurende 5 minuten met toevoeging van de 1% oplossing van het wasmiddel 4. Koud spoelen gedurende 1 minuut 5. Koud spoelen gedurende 1 minuut 6. Koud spoelen gedurende 1 minuut 7. Koud spoelen gedurende 1 minuut
4. Drogen	Droog de maskers bij maximaal 60°C.
5. Nabehandeling	Verwijder indien nodig resten van het wasmiddel.
6. Opmerkingen	• Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing en het veiligheidsblad van het reinigings- en desinfecteermiddel: - Sekumatic® FDR • Houd u aan de correcte instelling van de doseersystemen volgens de instructies van de fabrikant van reinigings- en desinfecteermiddelen. • Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing van de Miele wasmachine op. • Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing van het volgelaatsmasker. • Voer een functionele controle, visuele controle en lektest uit. • Controleer de ventielen en ventielzittingen op resten van wasmiddel en behandel, indien nodig, de betrokken onderdelen opnieuw. • Na elke reiniging en desinfectie moeten het volgelaatsmasker en de componenten gecontroleerd worden op materiaalveranderingen. De betrokken onderdelen moeten, indien nodig, worden vervangen.