



## FlexTemp™ Hot + Cold Joint Wrap

Model: 901-825-002



## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS DO NOT DESTROY


**DANGER:** TO REDUCE THE RISK OF BURNS, ELECTRIC SHOCK AND FIRE, THIS PRODUCT MUST BE USED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING INSTRUCTIONS:

1. READ ALL INSTRUCTIONS.
2. DO NOT USE WHILE SLEEPING.
3. DO NOT USE ON AN INFANT OR ON AN ANIMAL.
4. THIS PAD IS NOT TO BE USED ON OR BY AN INVALID, SLEEPING, HELPLESS OR UNCONSCIOUS PERSON, A PERSON WITH DIABETES, A PERSON WITH POOR BLOOD CIRCULATION OR INSENSITIVITY TO HEAT, OR A PERSON INCAPACITATED BY MEDICATION.
5. THIS APPLIANCE IS NOT TO BE USED BY CHILDREN. CLOSE SUPERVISION IS NECESSARY WHEN ANY APPLIANCE IS USED NEAR CHILDREN. CHILDREN SHOULD NOT PLAY WITH THE APPLIANCE.
6. DO NOT USE ON AREAS OF INSENSITIVE SKIN.

7. BURNS CAN OCCUR REGARDLESS OF CONTROL SETTING; CHECK SKIN UNDER PAD FREQUENTLY.
8. DO NOT USE IN AN OXYGEN ATMOSPHERE.
9. DO NOT USE PINS OR OTHER METALLIC MEANS TO FASTEN THIS PAD IN PLACE.
10. DO NOT SIT ON, AGAINST, OR CRUSH PAD – AVOID SHARP FOLDS. PLACE PAD ON TOP OF AND NOT UNDER THE PART OF BODY NEEDING HEAT.
11. UNPLUG WHEN NOT IN USE. NEVER LEAVE APPLIANCE UNATTENDED, ESPECIALLY IF CHILDREN ARE PRESENT.
12. NEVER PULL THIS PAD BY THE SUPPLY CORD. DO NOT USE THE CORD AS A HANDLE. DO NOT PINCH CORD.
13. DO NOT TUCK IN, TRAP, FOLD, CROSS, PINCH OR WRAP CONTROL OR CORD WITH HEATING PAD DURING USE.
14. USE CAUTION WITH PAD ENDS TO PREVENT HOOK FASTENERS FROM DAMAGING CLOTHING OR OTHER PROPERTY.
15. DO NOT PLACE ANYTHING OVER THE HEATING PAD WHILE IN USE OR PLUGGED IN, SUCH AS A TOWEL, BLANKET, CLOTHING, OR ANY OTHER INSULATING MATERIAL, AND NEVER ALLOW HEATING PAD TO WRAP AROUND ITSELF.
16. CAREFULLY EXAMINE PAD, CORD AND CONTROLLER BEFORE EACH USE. DISCARD THE PAD IF ANY SIGN OF DETERIORATION, WEAR OR DAMAGE. DO NOT TAMPER WITH THIS PAD IN ANY WAY. THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS. IF PAD DOES NOT FUNCTION SATISFACTORILY, SEE WARRANTY FOR CUSTOMER CONTACT INFORMATION.
17. LOOP CORD LOOSELY WHEN STORING, TIGHT WRAPPING MAY DAMAGE CORD AND INTERNAL PARTS. ALLOW TO COOL BEFORE STORING AND DO NOT CREASE BY PLACING ITEMS ON TOP OF IT. STORE IN THE ORIGINAL PACKAGING, IN A COOL, DARK, DRY PLACE.
18. IF PROVIDED WITH A DETACHABLE CONTROLLER, USE ONLY WITH THE PROVIDED CONTROLLER.
19. USE THIS PAD ONLY AT RATED VOLTAGE, AS MARKED ON THE PRODUCT. DO NOT USE WITH GENERATORS, POWER CONVERTERS, OR INVERTERS.
20. DO NOT USE THIS PAD WITH LINIMENT, SALVE OR OINTMENT PREPARATIONS. SKIN BURNS COULD RESULT.
21. THIS APPLIANCE IS NOT INTENDED FOR MEDICAL USE IN HOSPITALS.
22. SAVE THESE INSTRUCTIONS.

## HOUSEHOLD USE ONLY

### North American models with polarized plugs:



**POLARIZED PLUG**  
This appliance has a polarized plug, (one blade is wider than the other). As a safety feature to reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature or modify the plug in any way. If the plug fits loosely into the AC outlet or if the AC outlet feels warm do not use that outlet.

## ADDITIONAL WARNINGS FOR SUNBEAM GEL PACK

1. READ AND FOLLOW ALL DIRECTIONS CAREFULLY TO AVOID POSSIBLE INJURY.
2. CONSULT A PHYSICIAN PRIOR TO USE.
3. PEOPLE WITH POOR CIRCULATION, DIABETES, NERVE DAMAGE, PARALYSIS OR SENSITIVE SKIN SHOULD NOT USE THIS PRODUCT.
4. ALTHOUGH NON-TOXIC, DISCARD GEL PACK IF PRODUCT LEAKS OR IS PUNCTURED.
5. ADULT SUPERVISION IS REQUIRED FOR USE ON INVALIDS OR CHILDREN.
6. DO NOT USE ON INFANTS OR CHILDREN UNDER THE AGE OF 2 YEARS. NOT FOR USE IN CRIBS OR PLAYPENS.
7. DO NOT USE THE PACK IN CONJUNCTION WITH LINIMENTS, SPORTS CREAMS, BALMS OR LOTIONS.
8. DO NOT USE ON BROKEN SKIN.
9. DO NOT FALL ASLEEP WITH THE GEL PACK.
10. DO NOT INGEST OR INHALE THE GEL. IF INGESTED, SEEK MEDICAL ATTENTION IMMEDIATELY.
11. DO NOT USE GEL PACK WITH MESH POUCH WHEN THE PAD IS CONNECTED TO ELECTRICAL SOURCE. GEL PACK IS ONLY TO BE HEATED BY MICROWAVE.

The FlexTemp™ Hot + Cold Joint Wrap is specifically designed for use on the elbow or knee joints for hands-free, targeted hot or cold therapy. Suggested treatment duration for hot or cold application to the joint is 20 minutes, up to three times a day, unless otherwise directed.  
Note: Always consult with your physician or health professional for recommended treatment of an injury or chronic muscle or joint pain.

### HOT VS. COLD THERAPY

| Heat Therapy helps to:                                                                                                                                                        | Cold Therapy helps to:                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Relax tight muscles</li><li>• Ease stiffness</li><li>• Facilitate stretching</li><li>• Relieve common muscle and joint pain</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Reduce inflammation</li><li>• Ease pain from acute injuries such as strains, sprains, bumps, and bruises</li></ul> |

### JOINT WRAP COMPONENTS

Figure 1  
901-825-002




Figure 1  
Model 901-825-002  
1. Exterior Pad Fabric  
2. Fabric Sleeve  
3. Mesh Gel Pack Pouch  
4. Gel Pack Pouch Fastener  
5. Elastic Fastening Straps  
6. Strap Hook Fastener  
7. Controller Connector  
8. Controller  
9. Gel Pack


## USAGE INSTRUCTIONS

### HOW TO APPLY YOUR JOINT WRAP

Note: Some wear of the exterior pad fabric may be seen over time; this is normal and will not affect the performance of the heating pad. Use caution when fastening straps to prevent hook fasteners from touching clothing.


### HOW TO APPLY TO ELBOW – SEE FIGURE 2

1. Position wrap so Controller Connector (Figure 1, number 7) is hanging down. Insert hand into Fabric Sleeve (Figure 1, number 2) and pull the wrap up aligning the Sunbeam logo to the elbow. See Figure 2A.
2. The Elastic Fastening Straps (Figure 1, number 5) stretch for size adjustability and a comfortable fit. Use available hand to wrap each strap around the arm and secure in place by attaching the Strap Hook Fastener (Figure 1, number 6) directly to the Exterior Pad Fabric (Figure 1, number 1) or onto the strap itself. See Figure 2B.
3. To remove wrap, detach and unwrap Elastic Fastening Straps and pull arm out of Fabric Sleeve.



### HOW TO APPLY TO KNEE – SEE FIGURE 3

1. Position the wrap over the knee so the Sunbeam logo is aligned to the knee cap. The Fabric Sleeve (Figure 1, number 2) is not required for application to the knee.
2. Wrap each of the Elastic Fastening Straps (Figure 1, number 5) around the leg and secure in place by attaching the Strap Hook Fastener (Figure 1, number 6) directly to the Exterior Pad Fabric (Figure 1, number 1) or onto the strap itself. See Figure 3A.
3. To remove wrap, detach and unwrap Elastic Fastening Straps.




### HOW TO USE YOUR JOINT WRAP FOR HEAT THERAPY

#### USE ELECTRIC HEAT THERAPY FOR CONSISTENT, LONG LASTING, HIGH-LEVEL HEAT THERAPY

1. Ensure that the Gel Pack (Figure 1, number 9) is not inserted in the Mesh Gel Pack Pouch (Figure 1, number 3).
2. Make sure Cord Connector (Figure 4, letter A) is securely attached to the Pad Connector (Figure 4, letter B) by pushing both connector parts together until the Connector Release Tab (Figure 4, letter C) clicks into place for a tight fit.
- NOTE: Controller must be connected to heating pad before plugging unit into outlet.
3. After controller is connected to pad, plug into 120V AC electrical outlet.
4. To turn the pad on, press the Control Button (Figure 5, letter B).
5. Select from 3 heat settings: low, medium, or high, by repeatedly pressing the control button until the desired Heat Setting Indicator (Figure 5, letter C) lights up.
6. To turn the pad off, press the Control Button repeatedly until all of the Heat Setting Indicator lights turn off.


**CAUTION:**  
• DO NOT SIT ON, LEAN AGAINST, CRUSH OR FOLD PAD DURING USE.  
• DO NOT USE WHILE SLEEPING.  
• SEE ADDITIONAL WARNINGS IN THE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS SECTION.

Figure 4



A. Cord Connector  
B. Pad Connector  
C. Connector Release Tab

Figure 5



A. Control Button  
B. Heat Setting Indicator  
C. Auto-Off Indicator

### AUTO-OFF FEATURE

Your heating pad controller includes an Auto-Off feature. This feature is designed for convenience and to conserve energy by automatically turning off after 2 hours of continuous use. The Auto-Off Indicator (Figure 5, letter C) will flash when the auto-off feature is activated and the pad shuts off. To restart, press the Control Button until the desired heat setting is reached.  
NOTE: After a power outage, the Auto-Off feature automatically resets the timer.

### FOR ON-THE-GO HEAT THERAPY USING GEL PACK

**BE EXTREMELY CAREFUL WHEN HANDLING PACK FROM MICROWAVE TO AVOID BURNS. HEAT ONLY IN A MICROWAVE. HEATING TIME MAY VARY DEPENDING ON MICROWAVE RATED OUTPUT.**

### Heating Instructions:

#### From Room Temperature:

1. Heat in microwave on HIGH in 30 second intervals until a safe and desired heat level is reached, with total heating time not to exceed 90 seconds. Massage and turn gel pack over in microwave between intervals to avoid hot spots.
2. Monitor gel pack in microwave while heating. If any swelling of the gel pack occurs, stop heating immediately and wait for the swelling to subside before removing.
3. Before removing gel pack from the microwave, carefully check for any signs of possible rupture or leakage. If any leakage is found, do not use the gel pack.

#### From Frozen:

1. Heat in microwave on HIGH for 60 seconds, then in intervals of 30 seconds until a safe and desired heat level is reached, with total heating time not to exceed 120 seconds. Massage and turn gel pack over in microwave between intervals to avoid hot spots.
2. Monitor gel pack in microwave while heating. If any swelling of the gel pack occurs, stop heating immediately and wait for the swelling to subside before removing.
3. Before removing gel pack from the microwave, carefully check for any signs of possible rupture or leakage. If any leakage is found, do not use the gel pack.

**INSERT GEL PACK IN PAD'S MESH POUCH PRIOR TO USE. NEVER APPLY DIRECTLY TO SKIN.**

#### CAUTION:

1. Consult a physician prior to use.
2. People with poor circulation, diabetes, nerve damage, paralysis or sensitive skin should not use this product.
3. Although non-toxic, discard gel pack if product leaks or is punctured.
4. Adult supervision is required for use on invalids or children. Do not use on infants or children under the age of 2 years.
5. Do not use the gel pack in conjunction with liniments, sports creams, balms or lotions.
6. Do not use on broken skin.
7. If gel pack is too hot, allow to cool before use.
8. Do not fall asleep with the gel pack.

Figure 6



### HOW TO USE YOUR JOINT WRAP FOR COLD THERAPY – SEE FIGURE 6

1. Place Gel Pack (Figure 1, number 9) in the freezer for at least 1 hour prior to use.
2. Disconnect controller from the pad by pushing down on the Connector Release Tab (Figure 4, letter C) and pulling the Cord Connector (Figure 4, letter A) away from the Pad Connector (Figure 4, letter B).  
Note: Heat therapy should never be applied while the gel pack is in use for cold therapy.
3. Once gel pack is cold, insert into the Mesh Gel Pack Pouch (Figure 1, number 3) and secure in place with the Gel Pack Pouch Fastener (Figure 1, number 4).  
Note: Always use product with the provided cover. Never apply directly to skin.
4. Apply wrap to the elbow or knee using the application instructions.

### STORAGE INSTRUCTIONS – SEE FIGURE 7

When FlexTemp™ Hot + Cold Joint Wrap is not in use, easily store away until next treatment.

1. When not in use, the Gel Pack can be stored in the Mesh Gel Pack Pouch.  
Note: For increased shelf life, store Gel Pack in cool, dry, and ventilated area away from incompatible substances. Keep away from sources of ignition. Do not store in freezer.
2. Neatly wrap cord and controller and place inside the Fabric Sleeve. Tightly wrap Elastic Fastening Straps around the pad and secure for compact, clean storage.



### WASHING INSTRUCTIONS

**CAUTION: DO NOT DRY CLEAN! DO NOT BLEACH! DO NOT USE WRINGER!**

1. Disconnect pad from outlet. DO NOT PULL BY THE CORD.
2. Disconnect Controller Cord from pad by pressing the tab on the Cord Side Connector and pulling on the Pad Side Connector.
3. Fold Elastic Fastening Straps and attach Strap Hook Fasteners to the Exterior Pad Fabric before placing in the washing machine.
4. Machine wash pad in cold water on gentle cycle or hand wash. Tumble dry on low heat and remove promptly from dryer or drape to dry.
5. DO NOT plug in pad and pad connector until completely dry.
6. DO NOT wash with the Gel Pack inserted.
7. DO NOT iron your heating pad.
8. For information on service, visit our website at [www.sunbeam.com](http://www.sunbeam.com).

### TROUBLE SHOOTING

| Problem                                                                                                             | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• No Heat</li><li>• No Power</li></ul>                                        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verify tight connection between pad and controller.</li><li>2. Verify AC outlet is functional.</li><li>3. Verify no physical damage to the cord, controller or pad.</li></ol> <p>If failure continues, discontinue use. See warranty information to contact Sunbeam Consumer Service.</p>                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Pad has No Heat &amp; Controller 'Auto-Off' Indicator is Flashing</li></ul> | <p>Auto-Off feature is set to turn the unit off after 2 hours of continuous use.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• To re-start unit, press the Control Button until desired heat setting is reached.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Pad has a Hot Spot</li></ul>                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ensure the pad is not folded, bunched, or crushed in any area.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 'High' Heat Setting Indicator is Flashing</li></ul>                         | <p>The 'High' Heat Setting Indicator light will start flashing when connection is broken between pad &amp; controller while using the product.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. To reset, simply connect pad &amp; controller together and press Control Button until desired heat setting is reached.</li><li>2. If flashing light persists, an error has occurred. Discontinue use of the product and see warranty information to contact Sunbeam Customer Service.</li></ol> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Gel Pack is Leaking or Punctured</li></ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Discontinue use and dispose of gel pack.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### FCC CERTIFIED

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Note:** This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the product and receiver.
- Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### 2-YEAR LIMITED WARRANTY

Sunbeam Products, Inc. ("Sunbeam") warrants that for a period of two (2) years from the date of initial retail purchase, this product will be free from defects in material and workmanship, when used in accordance with the instructions provided. Sunbeam warrants the gel pack supplied with the unit will be free from defects in material and workmanship for one (1) year from the date of initial retail purchase.

Sunbeam, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period.  
Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty. This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. Sunbeam dealers, service centers, or retail stores selling Sunbeam products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.  
This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than Sunbeam or an authorized Sunbeam service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

#### What are the limits on Sunbeam's Liability?

Sunbeam shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty. Sunbeam disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise. Sunbeam shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party. Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

#### How to Obtain Warranty Service

In the U.S.A.  
If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1 800 435-1250 and a convenient service center address will be provided to you.  
In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. located in Boca Raton, Florida 33431.  
**PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.**

For inquiries regarding recycling and proper disposal of this product, please contact your local waste management facility.



For product questions:  
Sunbeam Consumer Service  
USA: 1.800.435.1250  
[www.sunbeam.com](http://www.sunbeam.com)

© 2019 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved. Distributed by Sunbeam Products, Inc., Boca Raton, Florida 33431. Sunbeam Products, Inc. is a subsidiary of Newell Brands Inc. (NASDAQ: NWL).

FlexTemp™ Joint Wrap\_901-825-002\_19ESM2 (US)  
Printed in China

P.N. 200457  
GDS-SUN900024-LD



Sunbeam

Almohadilla Envoltoria para las Articulaciones Caliente + Fria FlexTemp™

Modelo: 901-825-002



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES – NO LAS DESTRUYA.

**PELIGRO:** PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE QUEMADURAS, DESCARGAS ELÉCTRICAS E INCENDIOS, ESTE PRODUCTO SE DEBE UTILIZAR DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES SIGUIENTES:

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.
2. NO LO UTILICE MIENTRAS DUERME.
3. NO LO UTILICE PARA UN INFANTE O PARA UN ANIMAL.
4. ESTA ALMOHADILLA NO DEBE SER UTILIZADA EN O POR UNA PERSONA INVALIDA, QUE ESTE DURMIENDO, INDEFENSA O INCONSCIENTE, O POR UNA PERSONA CON DIABETES, CON PROBLEMAS DE CIRCULACIÓN SANGUÍNEA O INSENSIBILIDAD AL CALOR O POR UNA PERSONA INCAPACITADA POR CAUSA DE MEDICAMENTOS.
5. ESTE PRODUCTO NO DEBE SER UTILIZADO POR LOS NIÑOS. TODO APARATO UTILIZADO EN PRESENCIA DE LOS NIÑOS REQUIRERE SUPERVISIÓN ADULTA CONSTANTE. LOS NIÑOS NO DEBEN JUGAR CON EL APARATO.
6. NO LO UTILICE EN LAS ÁREAS DE PIEL INSENSIBLE.
7. ES POSIBLE QUE SE PRODUZCAN QUEMADURAS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CONFIGURACIÓN DEL CONTROL, INSPECCIONE LA PIEL DEBAJO DEL PRODUCTO CON FRECUENCIA.
8. NO LO UTILICE EN UN AMBIENTE DONDE SE ESTÉ

ADMINISTRANDO OXÍGENO.

9. NO UTILICE ALFILERES NI OTROS MEDIOS METÁLICOS PARA SUJETAR EL PRODUCTO EN SU LUGAR.
10. NO SE SIENTE SOBRE NI CONTRA EL PRODUCTO NI LO APLASTE. EVITE LOS PLIEGUES FILOSOS. COLOQUE EL PRODUCTO ENCIMA Y NO DEBAJO DE LA PARTE DEL CUERPO QUE NECESITA CALOR.
11. DESENCHUFE LA ALMOHADILLA CUANDO NO ESTÉ EN USO. NUNCA DEJE EL PRODUCTO DESATENDIDO, ESPECIALMENTE SI LOS NIÑOS ESTÁN PRESENTES.
12. NUNCA TIRE DE ESTA ALMOHADILLA POR EL CABLE DE ALIMENTACION. NO UTILICE EL CABLE COMO MANIJA. NO PELLISQUE EL CABLE.
13. NO INSERTE, ATRAPE, DOBLE, CRUCE, PELLIZQUE O ENROLLE EL CONTROL NI EL CABLE EN LA ALMOHADILLA DURANTE SU USO.
14. TENGA PRECAUCIÓN CON LOS BORDES DE LA ALMOHADILLA PARA EVITAR QUE LOS GANCHOS SUJETADORES DAÑEN LA ROPA U OTRA PERTENENCIA.
15. NO COLOQUE NINGUN OBJETO SOBRE LA ALMOHADILLA DE CALEFACCIÓN MIENTRAS ESTÉ EN USO O CONECTADA, COMO UNA TOALLA, FRAZADA, ROPA O CUALQUIER OTRO MATERIAL AISLANTE Y NUNCA PERMITA QUE LA ALMOHADILLA DE CALEFACCIÓN SE ENROLLE.
16. INSPECCIONE CUIDADOSAMENTE LA ALMOHADILLA, EL CABLE Y EL CONTROL ANTES DE CADA USO. DESECHE LA ALMOHADILLA SI MUESTRA SEÑALES DE DETERIORO, DESGASTE O DAÑO. NO ALTERE ESTA ALMOHADILLA DE MANERA ALGUNA. NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO. SI POR ALGUNA RAZÓN ESTA ALMOHADILLA NO FUNCIONARA SATISFACTORIAMENTE, VEA LA GARANTÍA PARA LA INFORMACIÓN DE SERVICIOS AL CONSUMIDOR.
17. ENROLLE EL CABLE HOLGADAMENTE PARA GUARDARLO. EL ENROLLARLO DE FORMA AJUSTADA PUEDE DAÑAR EL CABLE Y LAS PIEZAS INTRNAS. PERMITA QUE SE ENFRÍE ANTES DE GUARDARLO Y NO LO DOBLE COLOCÁNDOLE OTROS ARTÍCULOS ENCIMA. GUÁRDELO EN SU EMPAQUE ORIGINAL, EN UN LUGAR FRESCO, OSCURO Y SECO.
18. SI ES PREVISTO CON UN CONTROL SEPARABLE, UTILÍCELO SÓLO CON EL CONTROL PREVISTO.
19. UTILICE ESTA ALMOHADILLA EN EL VOLTAGE CLASIFICADO, SEGÚN ESTÉ MARCADO EN EL PRODUCTO. NO UTILICE ESTE PRODUCTO CON GENERADORES, CONVERTIDORES DE POTENCIA O INVERSORES.
20. NO UTILICE ESTA ALMOHADILLA CON LINIMENTOS, POMADAS O PREPARACIONES DE UNGÜENTO. ESTO PODRÍA OCASIONAR QUEMADURAS DE LA PIEL.

21. ESTE ARTEFACTO NO ESTÁ DISEÑADO PARA USO MÉDICO EN LOS HOSPITALES.
22. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

Modelos Estadounidenses con enchufes polarizados:

**ENCHUFE POLARIZADO**

Este aparato tiene un enchufe polarizado, (una hoja es más ancha que la otra). Como medida de seguridad para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe debe entrar en un tomacorriente polarizado solo de una manera. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, dele la vuelta. Si aun así no entra, contacte a un electricista calificado. No intente cambiar esta medida de seguridad o modificar el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe entra de forma suelta dentro del tomacorriente AC o si el tomacorriente AC se siente caliente no use ese tomacorriente.

ADVERTENCIAS ADICIONALES PARA LA COMPRESA DE GEL SUNBEAM

1. LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE PARA EVITAR UNA POSIBLE LESIÓN.
2. CONSULTE A SU MÉDICO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.
3. PERSONAS CON PROBLEMAS DE CIRCULACIÓN, DIABETES, DAÑOS EN LOS NERVIOS, PARÁLISIS O PIEL SENSIBLE NO DEBEN UTILIZAR ESTE PRODUCTO.
4. AUNQUE NO SEA TÓXICO, DESCARTE LA COMPRESA DE GEL SI EL PRODUCTO TIENE UNA FUGA O SE PERFORA.
5. SE REQUIERE LA SUPERVISIÓN DE LOS ADULTOS CUANDO SEA UTILIZADO POR PERSONAS CON INCAPACIDADES O NIÑOS.
6. NO LA UTILICE EN INFANTES O NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS DE EDAD. NO SE DEBE USAR EN CUNAS O CORRALES.
7. NO UTILICE LA COMPRESA DE GEL JUNTO CON UNGÜENTOS, CREMAS DEPORTIVAS, BÁLSAMOS O LOCIONES.
8. NO UTILICE SOBRE PIEL LESIONADA.
9. NO SE DUERMA CON LA COMPRESA DE GEL.
10. NO INGIERA NI INHALE EL GEL. SI SE INGIERE, BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO.
11. NO USE LA COMPRESA DE GEL DENTRO DE LA BOLSA DE MALLA CUANDO LA ALMOHADILLA ESTÉ ENCENDIDA. NO COLOQUE LA COMPRESA DE GEL FLEXTEMP™ EN EL MICROONDAS.


La Almohadilla Envoltoria para las Articulaciones Caliente + Fria FlexTemp™ está diseñada específicamente para usarse en las articulaciones del codo o rodilla para terapia de frío o de calor dirigida con manos libres. La duración sugerida del tratamiento para la aplicación de calor o frío a la articulación es de 20 minutos, hasta tres veces al día, a menos que se indique lo contrario.

Nota: siempre consulte con su médico o profesional de la salud para el tratamiento recomendado de una lesión o dolor muscular o articular crónico.

TERAPIA DE CALOR VS. TERAPIA DE FRIO

| La terapia de calor ayuda a:                                                                                                                                                                                | La terapia de frío ayuda a:                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Relajar los músculos tensos</li><li>• Aliviar la rigidez</li><li>• Mejorar el estiramiento</li><li>• Aliviar los dolores musculares y articulares comunes</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Reducir la inflamación</li><li>• Aliviar el dolor de lesiones agudas tales como esguinces, torceduras, golpes y moretones</li></ul> |

PARTE DE LA ALMOHADILLA ENVOLTORIA PARA LAS ARTICULACIONES




INSTRUCCIONES DE USO

COMO APLICAR SU ALMOHADILLA ENVOLTORIA PARA LAS ARTICULACIONES

Nota: Es posible que se vea algo de desgaste en la tela exterior de la almohadilla con el paso del tiempo; esto es normal y no va a afectar el rendimiento de la almohadilla envoltoria. Tenga cuidado al sujetar las correas para evitar que los ganchos sujetadores entren en contacto con la ropa.


CÓMO COLOCARLA EN EL CODO – VER FIGURA 2

1. Coloque la almohadilla envoltoria de manera que el conector del controlador (Figura 1, número 7) cuelgue hacia abajo. Inserte la mano dentro de la funda de tela (Figura 1, número 2) y hale la almohadilla envoltoria hasta que el logotipo de Sunbeam quede alineado en el codo. Vea la Figura 2A.
2. Estire las correas de sujeción elásticas (Figura 1, número 5) para un tamaño y ajuste cómodo. Utilice la mano disponible para envolver cada correa alrededor del brazo y asegúrelas colocando el gancho sujetador de las correas (Figura 1, número 6) directamente en la tela exterior de la almohadilla (Figura 1, número 1) o en la propia correa. Vea la Figura 2B.
3. Para retirar la almohadilla envoltoria, separe y desenvuelva las correas de sujeción elásticas y saque el brazo de la funda de tela.



CÓMO COLOCARLA EN LA RODILLA – VER FIGURA 3

1. Coloque la envoltura sobre la rodilla de modo que el logotipo de Sunbeam quede alineado con la parte superior de la rodilla. No es necesaria la funda de tela (Figura 1, número 2) cuando se coloca en la rodilla.
2. Envuelva cada una de las correas de sujeción elásticas (Figura 1, número 5) alrededor de la pierna y asegúrelas en su lugar uniendo el gancho sujetador de de la correa (Figura 1, número 6) directamente a la tela exterior de la almohadilla (Figura 1, número 1) o en la propia correa. Vea la Figura 3A.
3. Para retirar la almohadilla envoltoria, separe y desenvuelva las correas elásticas de sujeción.



CÓMO UTILIZAR SU ALMOHADILLA ENVOLTORIA PARA LAS ARTICULACIONES PARA TERAPIA DE CALOR

UTILICE LA TERAPIA DE CALOR ELÉCTRICA PARA UNA TERAPIA DE LARGA DURACIÓN, CONSTANTE Y DE ALTO NIVEL

1. Asegúrese de que la compresión de gel (Figura 1, número 9) no esté insertada en el bolsillo de mala para la compresión de gel (Figura 1, número 3).
2. Cerciórese de que el conector del cable (Figura 4, letra A) esté bien conectado al conector de la almohadilla (Figura 4, letra B) presionando ambas partes del conector hasta que la pestaña de liberación del conector (Figura 4, letra C) encaje en su lugar para un ajuste apretado. NOTA: El controlador debe estar conectado a la almohadilla eléctrica antes de enchufar la unidad en el tomacorriente.
3. Después de conectar el controlador a la almohadilla, enchúfelo a un tomacorriente eléctrico de 120 VCA.
4. Para encender el teclado, presione el botón de control (Figura 5, letra A).
5. Seleccione entre 3 configuraciones de calor: bajo, medio o alto, presionando repetidamente el botón de control hasta que se encienda el indicador de ajuste de calor deseado (Figura 5, letra B).
6. Para apagar la almohadilla, presione el botón de control repetidamente hasta que todas las luces indicadoras de ajuste de calor se apaguen.


**PRECAUCIÓN:**

- NO SE SIENTE, APOYE, APLASTE O DESPLIEGUE LA ALMOHADILLA DURANTE EL USO.
- NO USE MIENTRAS DUERME.
- VER ADVERTENCIAS ADICIONALES EN LA SECCIÓN DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES.


**FUNCION DE APAGADO AUTOMÁTICO**

El controlador de la almohadilla eléctrica incluye una función de apagado automático. Esta característica está diseñada para su comodidad y para ahorrar energía al apagarse automáticamente después de 2 horas de uso continuo. El indicador de apagado automático (Figura 5, letra C) parpadeará cuando la función de apagado automático esté activada y el teclado se apague. Para reiniciar, presione el botón de control hasta alcanzar el ajuste de calor deseado.

NOTA: Después de un corte de energía, la función de apagado automático restablece automáticamente el temporizador.



- A. Conector del cable
- B. Conector de la almohadilla
- C. Pestaña de liberación del conector



- A. Botón de Control
- B. Indicador de Ajuste de Calor
- C. Indicador de Apagado Automático

PARA TERAPIA DE CALOR QUE PUEDES LLEVAR CONTIGO, USE LA COMPRESA DE GEL

TENGO MUCHO CUIDADO AL SACAR LA COMPRESA DE GEL DEL MICROONDAS PARA EVITAR QUEMADURAS. CALIENTE SÓLO EN MICROONDAS. EL TIEMPO DE CALENTAMIENTO PUEDE VARIAR SEGÚN LA POTENCIA NOMINAL DE MICROONDAS.

Instrucciones de Calentamiento:

Si Está a Temperatura Ambiente:

1. Caliente en el microondas en ALTO en intervalos de 30 segundos hasta alcanzar un nivel de calor deseado que sea seguro. Asegúrese de que el tiempo de calentamiento total no exceda de 90 segundos. Entre intervalos, masajee y gire la compresión de gel en el microondas para evitar puntos calientes.
2. Vigile la compresión de gel en el microondas mientras se calienta. Si el gel se comienza a inflar, deje de calentarlo de inmediato y espere a que se desinfla antes de retirarlo.
3. Antes de retirar la compresión de gel del microondas, verifique cuidadosamente cualquier signo de posible ruptura o fuga. Si encuentra alguna fuga, no use la compresión de gel.

Si Está Congelado:

1. Caliente en el microondas en ALTO por 60 segundos, luego en intervalos de 30 segundos hasta alcanzar un nivel de calor deseado que sea seguro. Asegúrese que el tiempo de calentamiento total no exceda 120 segundos. Entre intervalos, masajee y gire la compresión de gel en el microondas para evitar puntos calientes.
2. Monitoree la compresión de gel en el microondas mientras se calienta. Si el gel se comienza a inflar, deje de calentarlo de inmediato y espere a que se desinfla antes de retirarlo.
3. Antes de retirar la compresión de gel del microondas, revise cuidadosamente cualquier signo de posible ruptura o fuga. Si encuentra alguna fuga, no use la compresión de gel.


INSERTE LA COMPRESA DE GEL EN EL BOLSILLO DE MALLA ANTES DE USARLA. NUNCA LA COLOQUE DIRECTAMENTE ASOBRE LA PIEL.

PRECAUCIÓN

1. Consulte a su médico antes de utilizar este producto.
2. Personas con problemas de circulación, diabetes, daños en los nervios, parálisis o piel sensible no deben utilizar este producto.
3. Aunque no sea tóxica, descarte la compresión de gel si el producto tiene una fuga o se perfora.
4. Se requiere la supervisión de los adultos cuando sea utilizada por personas con incapacidades o niños. No la utilice en infantes o niños menores de 2 años.
5. No utilice la compresión de gel junto con ungüentos, cremas deportivas, bálsamos o lociones.
6. No utilice sobre piel lesionada.
7. Si la compresión de gel está demasiado caliente, deje enfriar antes de usar.
8. No se duerma con la compresión de gel.

CÓMO UTILIZAR SU ALMOHADILLA ENVOLTORIA PARA LAS ARTICULACIONES PARA TERAPIA DE FRÍO – VER FIGURA 6

1. Coloque la compresión de gel (Figura 1, número 9) en el congelador durante al menos 1.5 horas antes de usarla.
2. Desconecte el controlador de la almohadilla presionando hacia abajo la pestaña de liberación del conector (Figura 4, letra C) y balanceo el conector del cable (Figura 4, letra A) hacia afuera del conector de la almohadilla (Figura 4, letra B).
- Nota: la terapia de calor nunca debe aplicarse mientras la compresión de gel está en uso para terapia de frío.
3. Una vez que la compresión de gel esté fría, insértela en el bolsillo de malla para la compresión de gel (Figura 1, número 3) y fíjela en su lugar con el cierre para el bolsillo de la compresión de gel (Figura 1, número 4). Nota: Siempre utilice el producto con la cubierta provista. Nunca aplique directamente sobre la piel.
4. Aplique la almohadilla envoltoria en el codo o la rodilla siguiendo las instrucciones de cómo colocarla.



INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO – VER FIGURA 7

Cuando no esté utilizando su Almohadilla Envoltoria para las Articulaciones Caliente + Fria FlexTemp™, guárdela fácilmente hasta el siguiente tratamiento.

1. Cuando no utilice la compresión de gel la puede almacenar en el bolsillo de malla para la compresión de gel.
- Nota: Para aumentar la vida útil, almacene la compresión de gel en un área fresca, seca y ventilada, lejos de sustancias incompatibles. Manténgala alejada de fuentes de ignición. No la guarde en el congelador.
2. Envuelva cuidadosamente el cable y el controlador y colóquelos dentro de la funda de tela. Envuelva firmemente las correas de sujeción elásticas alrededor de la almohadilla y asegúrelas para un almacenamiento compacto y limpio.



INSTRUCCIONES DE LAVADO

PRECAUCIÓN: ¡NO LA LAVE EN SECO! ¡NO USE BLANQUEADOR! ¡NO UTILICE UN ESCURRIDOR!

1. Desconecte la almohadilla del tomacorriente. NO TIRAR POR EL CORDÓN.
2. Desconecte el cable del controlador de la almohadilla presionando la pestaña del conector del lado del cable y tirando de la conexión del lado de la almohadilla.
3. Doble las correas de sujeción elásticas y fije los ganchos sujetadores de las correas a la tela exterior de la almohadilla antes de colocarla en la lavadora.
4. Lave la almohadilla en la lavadora con agua fría en ciclo delicado o lávela a mano. Puede secarla en la secadora en calor bajo y retirarla rápidamente de la secadora o cuélguela para secar.
5. NO enchufe la almohadilla y el conector de la almohadilla hasta que esté completamente seca.
6. NO la lave con la compresión de gel insertada.
7. NO planche la almohadilla eléctrica.
8. Para obtener información sobre el servicio, visite nuestro sitio web [www.sunbeam.com](http://www.sunbeam.com).

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Problema                                                                                                                                                     | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• No calienta</li><li>• No prende</li></ul>                                                                            | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifique que la conexión entre la almohadilla y el controlador esté apretada.</li><li>2. Verifique que el tomacorriente esté funcionando.</li><li>3. Verifique que no haya daños físicos en el cable, el controlador o la almohadilla.</li></ol> <p>Si el fallo continúa, suspenda su uso. Consulte la información de la garantía para ponerse en contacto con el Servicio al Consumidor de Sunbeam.</p>                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• La almohadilla no está calentando y el indicador de "Apagado Automático" del Controlador está parpadeando.</li></ul> | <p>La función de apagado automático está configurada para apagar la unidad después de 2 horas de uso continuo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Para reiniciar la unidad, presione el botón de control hasta alcanzar el ajuste de calor deseado.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• La almohadilla tiene un Punto Caliente</li></ul>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrese de que la almohadilla no esté doblada, sobrepuesta o aplastada en ninguna área.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• La Luz Indicadora de Ajuste de Calor "Alto" está parpadeando.</li></ul>                                              | <p>La luz indicadora de ajuste de calor "Alto" comenzará a parpadear cuando se interrumpa la conexión entre la almohadilla y el controlador mientras se está utilizando el producto.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Para reiniciar, simplemente conecte la almohadilla y el controlador juntos y presione el botón de control hasta alcanzar el ajuste de calor deseado. 2. Si la luz intermitente persiste, se ha producido un error.</li><li>2. Descontinúe el uso del producto y consulte la información de la garantía para ponerse en contacto con el Servicio al Consumidor de Sunbeam.</li></ol> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• La compresión de gel tiene fugas o está perforada</li></ul>                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Descontinúe el uso y deseché la compresión de gel.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC POR SUS SIGLAS EN INGLES)

Este dispositivo cumple las disposiciones establecidas en la sección 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Su funcionamiento es sujeto a dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento inadecuado.

Nota: Este producto ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites requeridos para un dispositivo digital de Clase B, especificado en la sección 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones. Dichos límites se han establecido con el fin de conceder un margen razonable de protección contra interferencias perjudiciales en caso de instalaciones residenciales. Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar una interferencia perjudicial en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se producirá interferencia perjudicial en una instalación determinada. Si este producto causa una interferencia en la recepción de radio o televisión, la cual puede determinarse encendiendo y apagando el producto, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o posición de la antena receptora.

- Aumentar la separación entre el producto y el receptor.
  - Enchufar el producto a un tomacorriente que pertenezca a un circuito diferente de aquel en el que está conectado el receptor.
  - Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio y televisión para obtener ayuda.
- Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían invalidar la autoridad del usuario para usar el equipo.

**GARANTÍA LIMITADA POR 2 AÑOS**

Sunbeam Products, Inc. ("Sunbeam") garantiza que, durante un período de dos (2) años a partir de la fecha de compra minorista inicial, este producto estará libre de defectos en material y mano de obra cuando se use de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. Sunbeam garantiza que la compresión de gel suministrada con la unidad estará libre de defectos en el material y la mano de obra durante un (1) año a partir de la fecha de la compra minorista inicial.

Sunbeam, a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del mismo que presente defectos durante el período de garantía. El reemplazo se realizará por un producto o componente nuevo o reparado. Si el producto ya no estuviera disponible, se lo reemplazará por un producto similar de valor igual o superior. Esta es su garantía exclusiva. NO trate de reparar o ajustar ninguna de funciones mecánicas o eléctricas de este producto. El hacerlo anulará esta garantía.

La garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra inicial y la misma no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Para solicitar servicio en garantía se requiere presentar un recibo de compra. Los agentes y centros de servicio de Sunbeam o las tiendas minoristas que venden productos Sunbeam no tienen derecho a alterar, modificar ni cambiar de ningún otro modo los términos y las condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños que se produzcan como resultado de uso negligente o mal uso del producto, uso de voltaje incorrecto o corriente inapropiada, uso contrario a las instrucciones operativas, y desarme, reparación o alteración por parte de un tercero ajeno a Sunbeam o a un Centro de Servicio Sunbeam autorizado. Asimismo, la garantía no cubre actos fortuitos tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

¿Cuál es el límite de responsabilidad de Sunbeam?

Sunbeam no será responsable de daños incidentales o emergentes causados por el incumplimiento de alguna garantía o condición expresa, implícita o legal. Excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía o condición implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin determinado se limita, en cuanto a su duración, al plazo de la garantía antes mencionada. Sunbeam queda exenta de toda otra garantía, condición o manifestación, expresa, implícita, legal o de cualquier otra naturaleza. Sunbeam no será responsable de ningún tipo de daño emergente de la compra, uso o mal uso del producto, ad de usar el producto, incluidos los daños incidentales, especiales, emergentes o similares, o la pérdida de ganancias, ni de ningún incumplimiento contractual, sea de una obligación esencial o de otra naturaleza, ni de ningún reclamo iniciado contra el comprador por un tercero. Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes ni las limitaciones a la duración de las garantías implícitas, de modo que es posible que la exclusión o las limitaciones antes mencionadas no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado, provincia o jurisdicción a otro.

Cómo solicitar el servicio en garantía

En los Estados Unidos

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea obtener el servicio de garantía, llame al 1 800 435-1250 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

**POR FAVOR NO DEVUELV ESTE PRODUCTO A NINGUNA DE ESTAS DIRECCIONES O AL LUGAR DE COMPRA.**

Para preguntas acerca del reciclaje y el desecho apropiado de este producto, por favor contacte a su oficina local de la administración de desperdicios.



Para preguntas sobre el producto llame al:  
Servicio de Atención al Cliente de Sunbeam Estados Unidos:  
Unidos: 1.800.435.1250  
[www.sunbeam.com](http://www.sunbeam.com)

© 2019 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Products, Inc., Boca Raton, Florida 33431. Sunbeam Products, Inc. es una subsidiaria de Newell Brands Inc. (NASDAQ: NWL).

Almohadilla Envoltoria para las Articulaciones FlexTemp™\_901-825-002\_19ESM2 (US) P.N. 200457  
Impreso en China GDS-SUN900024-LD