

USER INSTRUCTIONS

Scale Use

CAUTION!

- * This scale can be slippery when wet.
- * Make sure feet are dry before stepping on the scale.

1. Place the scale on a flat surface. A hard surface is best for maximum accuracy. Placing the scale on a rug may affect the weighing accuracy.
2. Locate the zero adjustment control at the foot of the scale and turn it left or right until the weight indicator points to zero (Fig. A).
3. Step on the scale and position your feet in a manner that will distribute your weight evenly over the entire scale platform. Stand still while reading the display.




Fig. A

CARE: Periodically wipe scale surface down with a DRY cloth to remove dust.

CAUTION: Weight exceeding the capacity (150lb/68kg) may damage your scale. This scale is designed for personal use only, not commercial/industrial use. This scale is not waterproof; avoid contact with excessive moisture.

www.healthometer.com

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Mode d'emploi du pèse-personne

ATTENTION!

- * Ce pèse-personne peut être glissante quand mouillée.
- * Ne montez sur le plateau qu'avec les pieds absolument secs.

1. Posez le pèse-personne sur une surface d'aplomb, dure de préférence pour obtenir la précision optimale. Le placer sur une moquette risque de nuire à la précision.
2. Repérez la commande de réglage du zéro (bout inférieur du pèse-personne) et tournez-la à gauche ou à droite jusqu'à ce que l'aiguille pointe à zéro (Fig. A).
3. Montez sur le plateau en plaçant vos pieds de façon à répartir votre poids aussi uniformément que possible. Restez absolument immobile durant l'affichage de votre poids.

ENTRETIEN DU PÈSE-PERSONNE: De temps à autre, dépoussiérez le plateau avec un linge SEC.

ATTENTION: Un poids qui dépasse la portée de 150 lb/68 kg risque d'endommager le pèse-personne. Cet appareil est destiné à l'utilisation personnelle - non commerciale et non industrielle. Ce pèse-personne n'est pas étanche à l'eau - évitez son contact avec une humidité excessive.

MANUAL DEL USUARIO

Operación de la Balanza

¡PRECAUCIÓN!

- * La balanza puede ser resbalosa cuando está mojada.
- * Asegúrese de tener los pies secos antes de pararse sobre la balanza.

1. Coloque la balanza sobre una superficie plana. Es preferible una superficie firme para obtener una mayor precisión en el peso. Si coloca la balanza sobre una alfombra, puede afectar la precisión del peso indicado.
2. Gire la perilla de calibración, en la parte inferior de la balanza, hacia la derecha o la izquierda hasta que el indicador de peso coincida con el número cero (Fig. A).
3. Párese sobre la balanza y coloque los pies de tal manera que su peso quede distribuido uniformemente sobre toda la plataforma de la balanza.

CUIDADO DE LA BALANZA: Periódicamente limpie su balanza con un paño SECO.

PRECAUCIÓN: Un peso mayor a la capacidad de la balanza (150 libras ó 68kg) puede dañar su unidad. Este producto está diseñado únicamente para uso personal, no para uso comercial ni industrial. Esta balanza no es resistente al agua. Evite el contacto con humedad excesiva.