


Health o meter®

WEIGHT TRACKING SCALE

User's Manual
Models HDM169-60




PLEASE READ CAREFULLY AND SAVE

Congratulations on your purchase of this Health o meter® weight tracking scale. It is so much more than just a scale! You can monitor your weight and weight changes for up to 2 different users. Due to continuous product development, your scale might look different than the one shown in this user's manual.

For information on service or warranty, contact Sunbeam Products, Inc. at 1-800-672-5625 or go to www.healthometer.com.

KEYS AND ICONS



1. Step On Indicator
2. Weight Readout
3. Unit of Measure: Pounds (LB) or Kilograms (KG)
4. User Number
5. Memory Indicator
6. Difference in weight compared to previously saved weight

NOTE: BEFORE USING THE SCALE, REMOVE THE PLASTIC TAB FROM THE BACK OF THE SCALE TO ACTIVATE THE BATTERY.

IF WEIGHING IN KG

1. Turn on the scale by tapping the bottom right corner of the platform.
2. Choose kilograms (KG) using the selector push button on the back of the scale.

KG/LB



USING YOUR WEIGHT TRACKING SCALE

Your scale includes a weight tracking feature which will show you how much weight has been gained/lost from the previous weight reading.

1. Place the scale on a flat surface. A hard surface is best for maximum accuracy.
2. Step onto the scale and position your feet so that your weight is distributed evenly over the scale platform. The LCD display will flash "0.0" several times for a few seconds before displaying your weight. Stand still while reading the display.

NOTE: This scale offers both "Instant ON" (Step onto scale) or "Tap ON" (tap on lower right corner and wait for "0.0" for weight measurement). During the "Instant ON" weighing, if you see "E-EE", the scale has recalibrated. Please step off of the scale and then step back on to weigh yourself again. This model will save readings for up to two (2) users.

3. Step off of the scale and prepare to select a user number for weight tracking.

NOTE: Your weight will be displayed for a few seconds and then the scale will begin cycling through user numbers (1 - 2).

4. Select a user number by tapping the lower right hand corner of the scale when the user number you would like to select appears.

NOTE: Your current weight has now been saved under your selected user number.

5. After saving, the display will briefly show your previously saved weight (if applicable) and will then show the difference between your current weight and previously saved weight.

NOTE: In order to preserve battery life, your scale will automatically turn off after 15 seconds of inactivity.



Health o meter®

BALANZA CON SEGUIMIENTO DE PESO

Manual del usuario
Modelos HDM169-60




SÍRVASE LEERLO CON ATENCIÓN Y GUARDARLO

Felicidades por la compra de esta balanza con seguimiento de peso Health o meter®. ¡Es mucho más que solo una balanza! Puede controlar su peso y los cambios de peso de hasta dos personas diferentes.

Debido al desarrollo continuo del producto, es posible que su balanza se vea diferente a la que se muestra en este manual del usuario.

Para obtener información sobre reparación o garantía, llame a Sunbeam Products, Inc. al 1-800-672-5625 o ingrese a www.healthometer.com

TECLAS E ÍCONOS



1. Indicador Step On
2. Lectura de peso
3. Unidad de medida: libras (LB) o kilogramos (KG)
4. Número de usuario
5. Indicador de memoria
6. Diferencia de peso en comparación con el peso guardado con anterioridad

NOTA: ANTES DE USAR LA BALANZA, RETIRE LA LENGUETA ROJA DE PLÁSTICO EN LA PARTE TRASERA DE LA BALANZA PARA ACTIVAR LA PILA.

SI SE PESA EN KG

1. Para encender la balanza dé un ligero golpe en la esquina inferior derecha de la plataforma.
2. Utilice el botón selector que se encuentra en la parte trasera de la balanza para elegir kilogramos (KG).

KG/LB



USO DE SU BALANZA CON SEGUIMIENTO DE PESO

Su balanza incluye una función de seguimiento de peso que le mostrará cuánto peso ha ganado o perdido desde la lectura anterior.

1. Coloque la balanza sobre una superficie plana. Para lograr una precisión máxima, lo mejor es una superficie dura.
2. Párese sobre la balanza y coloque sus pies de manera que el peso se distribuya de manera equitativa sobre su superficie. En la pantalla de LCD titilará "0.0" varias veces durante algunos segundos antes de que se muestre su peso. Permanezca quieto mientras lee la pantalla.

NOTA: La balanza ofrece tanto las funciones "Instant ON" (suba a la balanza) o "Tap ON" (dé un leve golpe en la esquina inferior izquierda y espere a que aparezca "0.0" para medir el peso). Durante la medición "Instant ON", si ve "E-EE", la balanza se ha recalibrado. Por favor, bájese de la balanza y súbase otra vez para pesarse de nuevo. Este modelo guarda las lecturas de hasta dos (2) usuarios.

3. Baje de la balanza y prepárese para seleccionar un número de usuario para el seguimiento del peso.

NOTA: Su peso se visualizará unos segundos y después la balanza comenzará a ejecutar un ciclo de números de usuarios (1 - 2).

4. Seleccione un número de usuario tocando la esquina inferior derecha de la balanza cuando el número de usuario que desea aparezca.

NOTA: Su peso actual ha sido guardado con el número de usuario que ha elegido.

5. Después de guardar el peso, la pantalla mostrará brevemente el peso que guardó con anterioridad (si corresponde) y le mostrará la diferencia entre su peso actual y dicho peso.

NOTA: Para preservar la vida útil de la batería, la balanza se apagará automáticamente después de 15 segundos de inactividad.






REPLACING THE BATTERY

This unit includes one CR2032 battery. When "LO" appears on the display, replace the battery.

Battery Replacement

- Locate the battery cover on the back of the scale. Push the locking tab and pull the battery cover upwards.
- Use the tip of a pen to loosen the battery. Hold the scale at an angle to allow the battery to slide out.
- Insert a new battery with the "+" side facing up.
- Replace the battery cover.



NOTE: The Lithium coin battery used in this product contains perchlorate material. Special handling may apply in California. For more information go to: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

CARING FOR YOUR SCALE

Periodically wipe the scale surface down with a DRY cloth to remove dust.



Weight exceeding the capacity (400 LB/182 kg) may damage your scale. This product is designed for personal use only. Not for commercial or industrial use. This unit is not waterproof; avoid contact with excessive moisture.

TROUBLESHOOTING

If "E" appears on the display:

- The scale cannot detect a stable weight. Stand still while weighing.
- The weight has exceeded the scale's capacity (400 lb / 182 kg).




CAMBIO DE LA PILA

Esta unidad incluye una (1) pila CR2032. Cuando aparezca "LO" en la pantalla, cambie la batería.

Reemplazo de la Pila

- Localice la cubierta de pilas en la parte trasera de la balanza. Presione la lengüeta de seguridad y retire la cubierta.
- Use la punta de un bolígrafo para liberar la pila mientras sostiene la balanza inclinada para que salga de su casilla.
- Inserte una (1) pila nueva con el signo "+" hacia arriba.
- Coloque nuevamente la cubierta de pilas.



NOTA: La batería circular de litio utilizada en este producto contiene perclorato, por lo que puede requerir un manejo especial en California. Para mayor información, visite: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

CUIDADO DE SU BALANZA

Limpie periódicamente la superficie de la balanza con un trapo SECO para quitar el polvo.



Los pesos que superen la capacidad de la balanza (400 LB/182 kg) pueden dañarla. Este producto está diseñado solo para uso personal. No está diseñado para uso comercial ni industrial. Esta unidad no es resistente al agua. Evite el contacto con la humedad excesiva.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si aparece "E" en la pantalla:

- La balanza no puede detectar un peso estable. Permanezca quieto mientras se pesa.
- El peso ha superado la capacidad de la balanza (400 lb / 182 kg).



FCC STATEMENT

POTENTIAL FOR RADIO/TELEVISION INTERFERENCE

This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

The product generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular installation. If the product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product on or off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna;
- Increase the separation between the product and the receiver;
- Consult an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) POTENCIAL INTERFERENCIA DE RADIO/TELEVISIÓN

Este producto se ha probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, según la sección 15 de la reglamentación de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial.

El producto genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencia dañina a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación determinada. Se puede determinar si el producto produce interferencia dañina a la radio o la televisión al apagarlo o encenderlo. Si produce interferencia, se puede corregir con una o más de las siguientes medidas: a) Reoriente o reubique la antena receptora; b) aumente la separación entre el producto y el receptor; c) Conecte el producto en un tomacorriente o un circuito diferente al que esté conectado el receptor; d) Consulte a su distribuidor o a un técnico de radio o televisión. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían invalidar la autoridad del usuario para usar el equipo.

5 YEAR LIMITED WARRANTY

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE

Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions or if in Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions (collectively "JCS") warrants that for a period of five years from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. JCS, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty. This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. JCS dealers, service centers, or retail stores selling JCS products do not have the right to alter, modify or in any way change the terms and conditions of this warranty. This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized JCS service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

What are the limits on JCS's Liability?

JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty. JCS disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise. JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party. Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

How to Obtain Warranty Service

In the U.S.A.: If you have any questions regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1 800-672-5625 and a convenient service center address will be provided to you.

In Canada: If you have any questions regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1 800-667-8623 and a convenient service center address will be provided to you.

In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions, located at 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. If you have any other problem or claim in connection with this product, please write our Consumer Service Department.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE

© 2012 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions. All rights reserved. Distributed by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431.

Printed in China.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

POR FAVOR, NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A NINGUNA DE ESTAS DIRECCIONES NI AL LUGAR DONDE LO COMPRÓ.

Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, o en Canadá, Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, (en forma conjunta, "JCS"), garantiza que por un período de cinco años a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra. JCS, a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del mismo que presente defectos durante el período de garantía. El reemplazo se realizará por un producto o componente nuevo o refabricado. Si el producto ya no estuviera disponible, se reemplazará por un producto similar de valor igual o superior. Esta es su garantía exclusiva. NO intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de este producto. Al hacerlo eliminará esta garantía. La garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra inicial y la misma no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Para solicitar servicio en garantía se requiere presentar un recibo de compra. Los agentes y centros de servicio de JCS o las tiendas minoristas que venden productos de JCS no tienen derecho a alterar, modificar ni cambiar de ningún otro modo los términos y las condiciones de esta garantía. Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños que se produzcan como resultado de lo siguiente: uso negligente o mal uso del producto, uso de voltaje incorrecto o corriente inapropiada, uso contrario a las instrucciones operativas, y desarme, reparación o alteración por parte de un tercero ajeno a JCS o a un Centro de Servicio autorizado por JCS. Asimismo, la garantía no cubre actos fortuitos tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

¿Cuál es el límite de responsabilidad de JCS?

JCS no será responsable de daños incidentales o emergentes causados por el incumplimiento de alguna garantía o condición expresa, implícita o legal. Excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía o condición implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin determinado se limita, en cuanto a su duración, al plazo de la garantía antes mencionada. JCS queda exenta de todas otras garantías, condiciones o manifestaciones, expresa, implícita, legal o de cualquier otra naturaleza. JCS no será responsable de ningún tipo de daño que resulte de la compra, uso o mal uso del producto, o por la imposibilidad de usar el producto, incluidos los daños incidentales, especiales, emergentes o similares, o la pérdida de ganancias, ni de ningún incumplimiento contractual, sea de una obligación esencial o de otra naturaleza, ni de ningún reclamo iniciado contra el comprador por un tercero. Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes ni las limitaciones a la duración de las garantías implícitas, de modo que es posible que la exclusión o las limitaciones antes mencionadas no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado, provincia o jurisdicción a otro.

Cómo solicitar el servicio en garantía

En los Estados Unidos: Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1-800-672-5625 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En Canadá: Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1-800-667-8623 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En los Estados Unidos, esta garantía la ofrece Sunbeam Products, Inc., operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions en Boca Raton, Florida 33431. En Canadá, esta garantía la ofrece Sunbeam Corporation (Canada) Limited, operando como bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions ubicada en la calle 20 B Hereford, Brampton, Ontario L6Y. Si tiene cualquier otro problema o reclamo en relación con este producto, favor escriba a nuestro Departamento de Servicio al Consumidor.

POR FAVOR, NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A NINGUNA DE ESTAS DIRECCIONES NI AL LUGAR DONDE LO COMPRÓ.

© 2012 Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431. 162211 / HDM169-60_12ESM1
Impreso en China. GDCS-HOM26833-PH