


WEIGHT TRACKING SCALE


User Manual
Model HDM561



Congratulations on your purchase of this Health o meter® weight tracking scale. It is so much more than just a scale! You can monitor your weight, weight changes and compare it to your personal goal. It stores personal information for up to 4 different users. Also, you can save up to seven records for each user, and they can be completely private.

The Health o meter® weight tracking scale can help you in achieving your physical best by providing body weight readings and monitoring your weight over time.

KEYS AND ICONS




1. Weight Readout
2. Goal and difference in weight compared to previously saved weight
3. Unit of Measure: Pounds (LB) or Kilograms (KG)
4. User number and memory indicator
5. Information ready to be saved
6. Time/Date start weight and difference in weight compared to previously saved weight
7. Progress tracking stars
8. SET/SAVE button
9. SCROLL/HISTORY button
10. User buttons
11. Private Icon
12. Privacy code numbers


FIRST TIME SETUP

Back of the Scale

1. Select pounds (LB) or kilograms (KG).
2. Install four (4) AA batteries.
3. Place the scale on a flat surface. A hard surface is best for maximum accuracy.



ADJUSTING TIME AND DATE



1. Hold down the "SET/SAVE" button until the HOUR starts blinking.
2. Press or hold down the "SCROLL/HISTORY" button to choose the desired HOUR.
3. Press the "SET/SAVE" button. MINUTES will start blinking.
4. Press or hold down the "SCROLL/HISTORY" button to choose the desired MINUTES.
5. Press the "SET/SAVE" button. "AM" or "PM" will start blinking.


1

RESETTING AN INDIVIDUAL USER'S HISTORY DATA

This process will erase the records for the selected user.

NOTE: PLEASE MAKE SURE YOUR USER ID APPEARS ON THE UPPER RIGHT CORNER OF THE DISPLAY before you reset the user's data. By following this step, you will avoid erasing other user's data when resetting your user's memory.

1. Select the desired "USER" to be reset.
2. Once your user ID is shown, press and hold the "SET" button and then press the "User 1-2" button (if you are User 1 or User 2) or the "User 3-4" button (if you are User 3 or User 4) at the same time for 3 seconds.



Now the individual memory has been reset and the scale will prompt you to program the goal and privacy code.

3. See the PROGRAMMING/RESETTING YOUR WEIGHT GOAL and PRIVACY CODE sections on pages 2 and 3.


REPLACING THE BATTERIES

This unit includes four (4) AA batteries. When "Lo" appears on the display, replace all batteries.

Removing the batteries will reset the Date and Time but the recorded data will not be affected.


Battery Replacement

1. Locate the battery cover on the back of the scale. Push the locking tab and pull the battery cover up.
2. Use the tip of a pen to loosen each battery. Hold the scale at an angle to allow the batteries to slide out.
3. Insert four new batteries, pressing them firmly into their slot.
4. Replace the battery cover.
5. Set the Time/Date (see ADJUSTING TIME AND DATE).



6

6. Press the "SCROLL/HISTORY" button to choose "AM" or "PM".
7. Press the "SET/SAVE" button. Now your clock is set.



8. Press or hold down the "SCROLL/HISTORY" button to choose the desired MONTH.
9. Press the "SET/SAVE" button.
10. Press or hold down the "SCROLL/HISTORY" button to choose the desired DAY.
11. Press the "SET/SAVE" button.
12. Press or hold down the "SCROLL/HISTORY" button to choose the desired YEAR.
13. Press the "SET/SAVE" button. You have setup time and date.

PROGRAMMING/RESETTING YOUR WEIGHT GOAL

1. Press and hold the desired user button until "YES" is displayed.
2. Press the "SCROLL/HISTORY" button to select "YES" or "NO".


NOTE: You can set a goal (by selecting "YES") or just track your weight (by selecting "NO").

3. Press the "SET/SAVE" button to store your selection.
4. If you select "YES", enter your desired goal weight. Each digit is set separately. Scroll to choose your desired weight and press the "SET/SAVE" button to store it.

NOTE: The display will turn off automatically in 20 seconds if no key is pressed.

5. The display will flash the set goal and "SAVED" twice.

NOTE: Now that you have set your goal, the scale will prompt you to enter a privacy code. "YES" will start blinking along with the key icon. (This is optional).



2


COMPLETELY RESETTING THE SCALE

All data will be lost. Erased data cannot be recovered.

Make sure the LCD display is turned off.

1. Turn the scale over.
2. Using a pin, press and hold the button inside the small hole for 3 seconds. The display will show "C".

The scale's memory has been reset.




TROUBLESHOOTING

If "E" appears on the upper row of the display:

- You may have stepped on the scale before it displayed "0.0".
- The scale cannot detect a stable weight. Stand still while weighing.
- The weight has exceeded the scale's capacity (380 lb/172 kg).
- The privacy code has been entered incorrectly.

NOTE: The display will turn off automatically in 20 seconds if no key is pressed.

IT IS NORMAL FOR YOUR WEIGHT TO VARY DURING THE DAY AND FROM ONE DAY TO ANOTHER.



CARING FOR YOUR SCALE

Periodically wipe the scale surface down with a DRY cloth to remove dust.

Weight exceeding the capacity (380 lb/172 kg) may damage your scale. This product is designed for personal use only. Not for commercial or industrial use. This unit is not waterproof; avoid contact with excessive moisture.

7

PROGRAMMING / RESETTING THE PRIVACY CODE

To set up your privacy code you will be required to enter 3 numbers:

1. **YES** and " " will be shown on the display.
2. Press **SCROLL/HISTORY** button to select yes or no.

NOTE: You can set a privacy code (by selecting "YES") or just track your weight without a privacy code (by selecting "NO").

3. If "YES" is chosen, enter your desired 3 number code and press **SET/SAVE**.

NOTE: Each digit is set separately, until you have programmed your entire privacy code.


4. The privacy code and "SAVED" will flash saved twice, followed by " - - - ", then the scale will calibrate to "0.0" with either "LB" or "KG".

NOTE: If the Privacy Code is forgotten, the recorded data for the selected user will have to be erased.

USING YOUR WEIGHT TRACKING SCALE

A. MONITORING YOUR WEIGHT OVER TIME AND COMPARING IT TO YOUR GOAL.

1. Press one of the desired "USER" buttons to select a user. The display will show TIME and DATE; then it will calibrate " - - - " and will show "0.0" with "LB" or "KG".



3

YOUR HEALTHY LIFESTYLE

Health and fitness isn't just about counting calories and cutting fat out of your diet. It is about a balanced combination of eating right and exercising; neither dieting nor exercising alone will give you the kind of results you get when they are used together. To achieve a healthy lifestyle, you must set realistic fitness goals and reduce the number of calories you take in, regardless of whether they come from foods high in protein, carbohydrates, etc.

When you go on a diet, you may lose weight, but you'll also lose beneficial muscle and bone tissue. Instead, reduce the number of calories you are taking in by eating more healthful foods, and include exercise in your regular routine to lose weight faster by burning fat. Exercise makes you feel better; it helps improve circulation, relieves stress, and speeds up your metabolism. So create a plan of exercise and diet appropriate for your needs, body type, and general health. Soon you'll see how this powerful combination makes it easier to look and feel your best.

How does extra weight affect my health?


Extra weight can put you at higher risk for some health problems such as:

- Type 2 diabetes (high blood sugar)
- High blood pressure
- Heart disease and stroke
- Some types of cancer
- Sleep apnea (when breathing stops for short periods during sleep)

Consult with your health care professional for more information.

Helpful Eating Tips

- Make sure no more than 30% of your daily calories come from fat, with no more than 10% saturated fat.
- Never skip meals! Instead, eat sensible portions at every meal and use small, low calories snacks between meals to help control hunger.
- Learn to read food labels and follow recommended serving sizes.
- Balance your calorie intake with your activity level. Eat less on low activity days than you do on days where you enjoy rigorous exercise.
- Follow the USDA's Food Pyramid as your guide to a healthy, balanced eating plan.



Helpful Exercise Tips

- Set goals. Write down what you want to achieve in the short and long term.
- Make exercise a habit. Choose a time every day - even 30 minutes - and stick to it.
- Vary your workout. Mix up your activities to avoid burn out.
- Recruit a friend! Working out as a team keeps you both motivated.

NOTE: These materials are not intended to replace advice from your doctor or fitness professional. Please consult with your physician before beginning any fitness program or fat or weight reduction program. Individual weight loss will vary. **Health o meter® takes no responsibility for individual results, or any claim made by a third party.**

8

NOTE: If you have set a privacy code, the scale will prompt you to enter your code at this time. If no code is entered or the wrong code is entered 3 times in a row, the scale will automatically turn off.

2. Step on the scale and position your feet in a manner that will distribute your weight evenly over the entire scale platform. Stand still while reading the display. Three screens will be displayed, one at a time.
3. Press the "SET/SAVE" button to save your reading.

B. MONITORING YOUR WEIGHT OVER TIME WITHOUT SETTING YOUR GOAL

1. Press the desired "USER" button. The display will show TIME and DATE; then it will calibrate (" - - ") and will show "0.0" with either "LB" or "KG".

NOTE: If you have set a privacy code, the scale will prompt you to enter your code at this time. If no code is entered, the scale will automatically turn off.



2. Step on the scale and position your feet in a manner that will distribute your weight evenly over the entire scale platform. Stand still while reading the display.
3. Press the "SET/SAVE" button to save your reading.

C. WEIGHING WITHOUT SELECTING A USER BUTTON

1. Press the lower corner of the scale platform. The scale will calibrate " - - - " and then will display "0.0" and either "LB" or "KG".
2. Step on the scale and position your feet in a manner that will distribute your weight evenly over the entire scale platform. The display will flash " - - - " several times for approximately 3 seconds before displaying your weight. Stand still while reading the display.

If you would like to save your reading (Only if your profile has been set):

1. STEP OFF THE SCALE.
2. Press the "USER" button where you want to save the information.
3. Enter your privacy code (if set).
4. Press the "SET/SAVE" button to save it.



4

5 YEAR LIMITED WARRANTY

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THE ADDRESSES SHOWN OR TO THE PLACE OF PURCHASE.

Sunbeam Products, Inc. ("Sunbeam") warrants that for a period of five years from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. Sunbeam, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. Sunbeam dealers, service centers, or retail stores selling Sunbeam products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty. This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than Sunbeam or an authorized Sunbeam service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

What are the limits on Sunbeam's Liability?

Sunbeam shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition.

Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

Sunbeam disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise. Sunbeam shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party.

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

How to Obtain Warranty Service

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-800-672-5625, or visit us at www.healthometer.com and a convenient service center address will be provided to you.

In the U.S.A. this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. located in Boca Raton, Florida 33431.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THE ADDRESSES SHOWN OR TO THE PLACE OF PURCHASE.


© 2005 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved. Health o meter® is a trademark of Sunbeam Products, Inc. Boca Raton, FL 33431.
Printed in China.

Health o meter®

BALANZA CON MONITOREO DE PESO

Manual de Usuario


Modelo HDM561



Felicitaciones por su adquisición de la balanza Health o meter® con monitoreo de peso. ¡Es más que una simple balanza! Usted podrá, no solo monitorear su peso, sino también las variaciones de peso de 7 lecturas diferentes, que pueden ser privadas y comparadas con su peso deseado. Además, puede llevar este registro para 4 usuarios diferentes.

La balanza Health o meter® con monitoreo de peso le puede ayudar a alcanzar el físico deseado mediante la medición de su peso y el monitoreo de las variaciones de peso a lo largo del tiempo.

ÍCONOS Y BOTONES




- Indicador de Peso
- Peso deseado y Diferencia en peso comparado con la lectura anterior
- Unidad de Medida: Libras (LB) ó Kilogramos (KG)
- Número del Usuario e indicador de memoria
- Información lista para ser guardada
- Fecha/Hora, peso Inicial y diferencia con el peso almacenado
- Indicador del progreso obtenido
- Botón SET/SAVE
- Botón SCROLL/HISTORY
- Botones de Usuario
- Icono de Privacidad
- Números del código de privacidad

CONFIGURACIÓN INICIAL

Parte trasera de la balanza

- Seleccione libras (LB) ó kilogramos (KG).
- Instale las cuatro (4) pilas AA.
- Coloque la balanza sobre una superficie plana. Es preferible una superficie firme para mayor precisión.



PROGRAMACIÓN DE HORA Y FECHA



- Mantenga presionado el botón **"SET/SAVE"** hasta que la hora comience a titilar.
- Pulse ó mantenga presionado el botón **"SCROLL/HISTORY"** para seleccionar la HORA deseada.
- Pulse el botón **"SET/SAVE"** para guardar.
- Pulse ó mantenga presionado el botón **"SCROLL/HISTORY"** para seleccionar los MINUTOS deseados.


1

ELIMINACIÓN DEL HISTORIAL DE UN USUARIO

Este proceso eliminará de la memoria los registros del usuario seleccionado.

NOTA: Antes de eliminar los registros de la memoria, ASEGÚRESE DE QUE EL NUMERO DE USUARIO DESEADO SE MUESTRA EN LA ESQUINA SUPERIOR DERECHA DE LA PANTALLA. Al seguir esta recomendación se evitará eliminar los registros de otro usuario al intentar borrar la memoria de su número de usuario.

- Seleccione el número de usuario "USUARIO" que desea eliminar.
- Una vez que la pantalla muestre el número de usuario deseado, mantenga presionados al mismo tiempo y por 3 segundos, el botón **"SET"** y, ya sea, el botón **"User 1-2"** (si es Usuario 1 ó Usuario 2), ó el botón **"User 3-4"** (si es Usuario 3 ó Usuario 4).



La memoria individual ha sido eliminada y la balanza esta lista para programar el peso deseado y la clave de privacidad.

- Consulte las secciones PROGRAMACIÓN DEL PESO DESEADO Y CLAVE DE PRIVACIDAD en las páginas 2 y 3.


REEMPLAZO DE LAS PILAS

Esta balanza incluye cuatro (4) pilas AA. Cuando aparezca "Lo" en la pantalla, reemplace todas las pilas.

Al retirar las pilas, no se pierde la información almacenada. Solo se requiere ajustar la Fecha/Hora.


Reemplazo de las pilas

- Localice la cubierta de las pilas en la parte trasera de la balanza. Presione la lengüeta y retire la cubierta de las pilas.
- Presione cada una de las pilas mientras sostiene la balanza inclinada para que salgan de su casilla.
- Inserte 4 pilas nuevas, presionándolas firmemente en su lugar.
- Coloque nuevamente la cubierta de las pilas.
- Configure la Hora/Fecha (Vea PROGRAMACIÓN DE HORA Y FECHA).



6

- Pulse el botón **"SET/SAVE"** para guardar.
- Pulse el botón **"SCROLL/HISTORY"** para seleccionar "AM" ó "PM".
- Pulse el botón **"SET/SAVE"** para guardar la información del reloj. Ahora su reloj está configurado.



- Pulse ó mantenga presionado el botón **"SCROLL/HISTORY"** para seleccionar el MES deseado.
- Pulse el botón **"SET/SAVE"** para guardar.
- Pulse ó mantenga presionado el botón **"SCROLL/HISTORY"** para seleccionar el DÍA deseado.
- Pulse el botón **"SET/SAVE"** para guardar.
- Pulse ó mantenga presionado el botón **"SCROLL/HISTORY"** para seleccionar el AÑO deseado.
- Pulse el botón **"SET/SAVE"** para guardar.

PROGRAMANDO Y REPROGRAMANDO SU PESO DESEADO

- Mantenga presionado el botón del Usuario deseado, hasta que **"YES"** comience a titilar.
- Pulse el botón **"SCROLL/HISTORY"** para seleccionar **"YES"** ó **"NO"**.


NOTA: Se puede programar el peso deseado (seleccionando **"YES"**) ó solamente llevar registro de su peso (seleccionando **"NO"**).

- Pulse el botón **"SET/SAVE"** para almacenar su selección.
- Si seleccionó **"YES"**, introduzca su peso deseado. Cada dígito debe ser programado individualmente. Presione **"SET/SAVE"** para almacenar la información.

NOTA: La balanza se apagará automáticamente si no se presiona ningún botón durante 20 segundos.

- La pantalla mostrará el peso deseado y **"SAVED"** dos veces.

NOTA: Una vez que ha programar su peso deseado, la balanza le pedirá que seleccione su clave de privacidad (paso opcional). **"YES"** comenzará a titilar junto con el icono de privacidad.




2

ELIMINACIÓN TOTAL DE LA MEMORIA DE LA BALANZA

Toda la información será eliminada y no podrá ser recuperada.

Asegúrese que la balanza esté apagada.

- Voltee la balanza.
- Utilizando un alfiler ó instrumento puntiagudo, presione durante 3 segundos el botón localizado dentro del pequeño orificio en la parte trasera de la balanza. La pantalla mostrará "C".
- La memoria de la balanza se ha eliminado completamente.



CORRECCIÓN DE FALLAS

Si aparece "E" en la pantalla:

- Probablemente se paró sobre la balanza antes de que apareciera "0.0".
- La balanza no pudo detectar su peso. No se mueva mientras se está pesando.
- Se excedió la capacidad de la balanza (380 lb/172 kg).
- Se ha proporcionado la clave equivocada.

NOTA: La balanza se apagará automáticamente si no se presiona ningún botón durante 20 segundos.

ES NORMAL QUE EL PESO VARIE DURANTE EL DÍA, Y DE UN DÍA PARA OTRO.

CUIDADO DE LA BALANZA

Periódicamente limpie la superficie de su balanza con un paño SECO.

Un peso mayor a la capacidad de la balanza (380 lb/172 kg) puede dañar su unidad. Este producto está diseñado para uso personal únicamente, no para uso comercial ni industrial. Esta unidad no es resistente al agua. Evite el humedad excesiva.

7

PROGRAMANDO Y REPROGRAMANDO LA CLAVE DE PRIVACIDAD

Para programar su clave de privacidad, tendrá que seleccionar 3 números:

- "YES"** y **"NO"** se mostrarán en la pantalla.
- Presione el botón **SCROLL/HISTORY** para seleccionar YES ó NO.

NOTA: Se puede programar la clave de privacidad (seleccionando **"YES"**) ó solamente llevar registro de su peso sin ninguna clave de privacidad (seleccionando **"NO"**).

- Si selecciona **"YES"**, programe su clave de privacidad deseada de 3 dígitos y presione **SET/SAVE**.


NOTA: Cada dígito es programado individualmente, hasta terminar de programar la clave de privacidad.

- La clave de privacidad y **"SAVED"** titilarán dos veces. Luego la balanza se calibrará **"- - -"**, seguido de **"0.0"** con **"LB"** ó **"KG"**.


USO DE LA BALANZA CON REGISTRO DEL PESO

A. MONITOREO DEL PESO A LO LARGO DEL TIEMPO Y COMPARACIÓN CON SU PESO IDEAL.

- Presione un botón **"USER"** para seleccionar al usuario deseado. La pantalla mostrará HORA y FECHA. Luego se calibrará **"- - -"** y mostrará **"0.0"** con **"LB"** ó **"KG"**.



3



NOTA: Si la clave de privacidad fue programada, la balanza le pedirá su clave de privacidad en este momento. Si no proporciona ninguna clave de privacidad ó proporciona la clave equivocada 3 veces seguidas, la balanza se apagará automáticamente.

- Párese sobre la balanza y coloque sus pies de tal forma que su peso quede distribuido uniformemente sobre toda la plataforma. No se mueva durante este proceso. Se mostrarán 3 pantallas diferentes.

- Presione el botón **"SET/SAVE"** para almacenar su información.

B. MONITOREO DEL PESO A LO LARGO DEL TIEMPO SIN PROGRAMAR SU PESO DESEADO

- Presione el botón deseado de **"USUARIO"**. La balanza mostrará HORA y FECHA, se calibrará **"- - -"** y mostrará **"0.0"** con **"LB"** ó **"KG"**.

NOTA: Si la clave de privacidad fue programada, la balanza le pedirá su clave de privacidad en este momento. Si no proporciona ninguna clave, la balanza se apagará automáticamente.

- Párese sobre la balanza y coloque sus pies de tal forma que su peso quede distribuido uniformemente sobre toda la plataforma. No se mueva durante este proceso.

- Pulse el botón **"SET/SAVE"** para guardar la información.



C. USO DE LA BALANZA SIN SELECCIONAR UN NÚMERO DE USUARIO

- Presione la esquina inferior de la plataforma de la balanza. La balanza se calibrará **"- - -"** y luego mostrará **"0.0"** con **"LB"** ó **"KG"**.

- Párese sobre la balanza y coloque sus pies de tal forma que su peso quede distribuido uniformemente sobre toda la plataforma de la balanza. La pantalla titilará **"- - -"** por aproximadamente 3 segundos y luego mostrará su peso. No se mueva durante este proceso.

Si desea guardar su información (Solo si su perfil ha sido configurado):

- BAJESE DE LA BALANZA.
- Pulse el botón del **USUARIO** donde desea guardar su información.
- Introduzca su clave de privacidad (si fue pre-programada)
- Pulse el botón **"SET/SAVE"** para almacenar la información.



4

REGISTRANDO SU PROGRESO

La pantalla le premiará con hasta cinco estrellas dependiendo de su progreso:

Progreso obtenido						
	20+ %	40+ %	60+ %	80+ %	100 %	
PESO INICIAL	*	**	***	****	*****	PESO DESEADO

Por ejemplo, cuando obtenga el 20% de la diferencia entre su peso inicial y su peso deseado, aparecerá una estrella en la pantalla. Cuando obtenga 40%, 2 estrellas y así sucesivamente hasta alcanzar su peso deseado.


REVISIÓN DE REGISTROS ALMACENADOS (HISTORIA)

NOTA: Se mostrarán dos pantallas por cada registro.


- Pulse el número del usuario deseado.

NOTA: Si se ha programado una clave de privacidad, la pantalla le pedirá que introduzca su clave a continuación. Si no se proporciona ninguna clave, la balanza se apagará automáticamente.


- Pulse el botón **"SCROLL/HISTORY"** para ver los registros almacenados.



HISTORIAL CON COMPARACIÓN DE SU PESO DESEADO



HISTORIAL SIN PROGRAMAR SU PESO DESEADO



5

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

FAVOR DE NO DEVOLVER ESTE PRODUCTO AL LUGAR DE LA COMPRA NI A LAS DIRECCIONES MENCIONADAS EN ESTE DOCUMENTO.

Sunbeam Products, Inc. ("Sunbeam") garantiza que por un periodo de cinco años a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos en material y mano de obra. Sunbeam, a su opción, reparará o substituirá este producto o cualquier componente del producto que se encuentre defectuoso durante el periodo de la garantía. El reemplazo será hecho con un producto o componente nuevo ó remanufacturado. Si el producto no está disponible, el reemplazo se puede hacer con un producto similar de valor igual o mayor. Ésta es su garantía exclusiva. Esta garantía es válida para el comprador al por menor original a partir de la fecha de la compra al por menor inicial y no es transferible. Mantenga el recibo original de venta. Se requiere comprobante de compra para obtener el servicio de la garantía. Los distribuidores de Sunbeam, los centros de servicio, o las tiendas al por menor que venden productos de Sunbeam no tienen derecho de alterar, ni modificar ni cambiar de ninguna manera los términos y las condiciones de esta garantía. Esta garantía no cubre el desgaste normal de piezas o los daños resultantes de cualquier de lo siguiente: negligencia, uso erróneo del producto, uso en voltaje incorrecto o uso contrario a las instrucciones de funcionamiento, desarmado, reparación o alteración por cualquier persona con excepción de Sunbeam o de un centro de servicio autorizado de Sunbeam. Además, la garantía no cubre: Actos de Dios, tales como incendio, inundación, huracanes y tornados.

¿Cuáles son los límites en la responsabilidad de Sunbeam?

Sunbeam no será responsable por ningún daño fortuito o consecuencia causado por el incumplimiento de cualesquiera de las garantías o condiciones expresas, implícitas o estatutarias.

Excepto hasta donde lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía o condición implicada de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular se limita en duración a la duración de la garantía antedicha. Sunbeam rechaza cualquier otra garantía, condición o representación, expresa, implícita, estatutaria o de otra manera.

Sunbeam no será responsable por ningún daño de cualquier tipo que resulte de la compra, utilización o uso erróneo de, o inhabilidad de utilizar el producto incluyendo daños o pérdidas de ganancias fortuitos, especiales, consecuentes o similares, ni por ningún incumplimiento del contrato, fundamental o de otra manera, ni por ninguna demanda puesta contra el comprador por cualquier otra parte.

Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o la limitación de daños fortuitos o consecuentes o limitaciones en cuanto al tiempo de duración de una garantía implicada, por lo que las limitaciones o la exclusión antedichas pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos que varíen de provincia a provincia, de estado a estado o de jurisdicción a jurisdicción.

Cómo Obtener Servicio de Garantía

Si usted tiene cualquier pregunta con respecto a esta garantía ó quisiera obtener servicio de garantía, por favor llame al teléfono 1-800-672-5625, o visite nuestro sitio Web en www.healthometer.com y le será proporcionada la dirección de un centro de servicio conveniente. En E.E.U.U., esta garantía es ofrecida por Sunbeam Products, Inc. situada en Boca Raton, Florida 33431.

FAVOR DE NO DEVOLVER ESTE PRODUCTO AL LUGAR DE LA COMPRA NI A LAS DIRECCIONES MENCIONADAS EN ESTE DOCUMENTO.

© 2005 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados. Health o meter® es una marca registrada de Sunbeam Products, Inc. Boca Raton, Florida 33431. Impreso en China.