


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS DO NOT DESTROY

DANGER: To reduce risks of burns, electric shock, fire, and personal injury, this product must be used in accordance with the following instructions:

1. READ ALL INSTRUCTIONS
2. DO NOT USE WHILE SLEEPING.
3. NO UTILIZAR EN UN INFANTE OR ON AN ANIMAL.
4. THIS PAD IS NOT TO BE USED ON OR BY AN INVALID, A SLEEPING OR UNCONSCIOUS PERSON, A PERSON WITH DIABETES, OR A PERSON WITH POOR BLOOD CIRCULATION.
5. DO NOT USE ON AREAS OF INSENSITIVE SKIN.
6. BURNS CAN OCCUR REGARDLESS OF CONTROL SETTING. CHECK SKIN UNDER PAD FREQUENTLY.
7. NEVER USE PAD WITHOUT COVER IN PLACE.
8. **DO NOT USE IN OXYGEN ENRICHED ENVIRONMENT**
9. **DO NOT USE PINS OR OTHER METALLIC MEANS TO FASTEN THIS PAD IN PLACE.**
10. **DO NOT SIT ON OR AGAINST OR CRUSH PAD; AVOID SHARP FOLDS.**
11. **NEVER PULL THIS PAD BY THE SUPPLY CORD.**
12. **DO NOT USE THE CORD AS A HANDLE.**
13. CAREFULLY EXAMINE INNER COVER BEFORE EACH USE. DISCARD THE PAD IF INNER COVERING SHOWS ANY SIGNS OF DETERIORATION.
14. THIS UNIT SHOULD NOT BE USED BY CHILDREN WITHOUT ADULT SUPERVISION.
15. USE THIS PAD ONLY ON A 110-120 VOLT AC CIRCUIT. UNPLUG WHEN NOT IN USE.
16. DO NOT TAMPER WITH THIS PAD IN ANY WAY.
17. THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS. IF FOR ANY REASON THIS PAD DOES NOT FUNCTION SATISFACTORILY, SEE WARRANTY FOR CONSUMER SERVICE INFORMATION.
18. DO NOT USE THIS PAD WITH LINIMENT, SALVE OR OINTMENT PREPARATIONS, ESPECIALLY ONES THAT CONTAIN HEAT-PRODUCING INGREDIENTS. SKIN BURNS COULD RESULT.
19. PLACE PAD ON TOP OF AND NOT UNDER THE PART OF BODY NEEDING HEAT.
20. SAVE THESE INSTRUCTIONS.

WARNING: Do not massage abdomen when pain is present. Do not massage areas that are swollen, inflamed, or covered with skin eruptions. Do not use on unexplained calf pain. Consult a physician before using any equipment of this type.

INCLUDES A UL/CUL LISTED TRANSFORMER
ELECTRIC HEATING PAD – FOR HOUSEHOLD USE ONLY.



Features

Your Sunbeam® Heat Plus Massage Heating Pad comes with the following:

- Soft cover with snap closure that is removable and machine washable.
- Slide control with 2 heat and 2 massage settings.

Features Of Your Heat Plus Massage Heating Pad

- Soothing warmth and vibration for sore muscles and temporary arthritic pain
- Use heat and massage therapy independently or together
- 2 heat and 2 massage levels
- Slide control with ON indicator light
- Auto shut-off after one hour

How to Use the Heat Plus Massage Heating Pad

Your Sunbeam® Heat Plus Massage heating pad combines soothing heat with vibration for sore muscles and temporary arthritic pain. The heat and massage features can be used together or independently.

For Dry Heat Application

- Lay the cloth cover on a flat surface with the embroidered side up. Open the three snaps.
- Insert the pad, with the heated side up, into the cover completely, fitting one side at a time.
- Make sure the cord and controller are on left side, and both remain on the outside of the cover.
- The pad will lie flat, filling the entire cover. Close the double-sided snaps on the pad to the matching snaps on the cover. If the snaps are not aligned, flip over the pad.
- Plug into nearest power supply.
- Plug power adapter into controller at plug port (F).
- Turn the controller on to desired heat and/or massage setting. Allow 15 minutes for the pad to reach the high heat setting.
- Relax and enjoy. **Do not use for more than 60 minutes at a time** (not counting warm-up time).
- When finished, turn controller off and unplug the heating pad.

CAUTION: Only use heating pad when inserted into cloth cover.

Where to Use the Heat Plus Massage Heating Pad:

Apply the heating pad to the area in need of treatment. Only use heating pad with cover in place.

Fabric Cover Washing Instructions:

Remove cover. Machine or hand wash; use a mild detergent. Wash with cool water only. Hang dry or machine dry on gentle, cool cycle.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES NO LAS DESTRUYA

PELIGRO: para reducir riesgos de quemaduras, descargas eléctricas, incendio, y daños corporales, este producto se deben utilizar de acuerdo con las instrucciones siguientes:

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.
2. NO UTILIZAR MIENTRAS ESTE DURMIENDO.
3. NO UTILIZAR EN UN INFANTE O EN UN ANIMAL.
4. ESTE COJÍN NO DEBE SER UTILIZADO EN O POR UN INVALIDO, NI POR UNA PERSONA INCONSCIENTE O DURMIENDO, NI POR UNA PERSONA CON DIABETES, O UNA PERSONA CON LA POBRE CIRCULACIÓN DE LA SANGRE.
5. NO UTILIZAR SOBRE AREAS DE PIEL SENSIBLE.
6. PUEDEN OCURRIR QUEMADURAS SIN IMPORTAR EL AJUSTE DEL CONTROL. COMPRUEBE LA PIEL DEBAJO DEL COJÍN CON FRECUENCIA.
7. NUNCA UTILICE EL COJÍN SIN CUBIERTA EN LUGAR.
8. **NO UTILIZAR EN AMBIENTES ENRIQUECIDOS DE OXÍGENO.**
9. **NO UTILICE ALFILERES U OTROS MEDIOS METÁLICOS DE SUJECCIÓN PARA SOSTENER ESTE COJÍN EN SU LUGAR.**
10. **NO SENTARSE ENCIMA NI CONTRA NI APLASTE EL COJÍN; EVITE LOS DOBLES AGUDOS.**
11. **NUNCA TIRE DE LA CUERDA DE ALIMENTACIÓN DEL COJÍN.**
12. **NO UTILICE EL CORDÓN COMO MANIJA.**
13. EXAMINE CUIDADOSAMENTE LA CUBIERTA INTERNA ANTES DE CADA USO, DESECHE EL COJÍN SI LA CUBIERTA INTERIOR MUESTRAN CUALESQUIERA MUESTRAS DE DETERIORO.
14. ESTA UNIDAD NO SE DEBE UTILIZAR PARA NIÑOS SIN LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.
15. UTILIZAR ESTE COJÍN SOLAMENTE EN UN CIRCUITO DE 110-120 VOLTIOS CA. DESENCHUFE CUANDO NO ESTE EN USO.
16. NO TRATE DE FORZAR ESTE COJÍN DE NINGUNA MANERA.
17. NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO. SI POR ALGUNA RAZÓN ESTE COJÍN NO FUNCIONARA SATISFACTORIAMENTE, VEA LA GARANTÍA PARA LA INFORMACIÓN DE SERVICIO AL CONSUMIDOR.
18. NO UTILIZAR ESTE COJÍN CON LINIMENTOS, POMADAS O PREPARACIONES DE UNGÜENDO, ESPECIALMENTE LAS QUE CONTENGAN INGREDIENTES GENERADORES DE CALOR. PODRÍAN PRODUCIRSE QUEMADURAS DE LA PIEL.
19. COLOQUE EL COJÍN ENCIMA Y NO DEBAJO DE PARTES DEL CUERPO QUE NECESITEN CALOR.
20. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

CUÍDADO: No se dé masajes al abdomen cuando esté sintiendo dolor. No dé masajes a las áreas hinchadas, inflamadas, o cubiertas con erupciones de la piel. No lo utilice en dolores no explicados en las pantorrillas. Consulte con un médico antes de utilizar cualquier equipo de este tipo.

INCLUDE UN TRANSFORMADOR CLASIFICADO POR LA UL/CUL
COJÍN CALENTADOR ELÉCTRICO – PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE.

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ NE PAS DETUIRE

DANGER: pour réduire le risque de brûlures, chocs électriques, incendie et blessures personnelles, cet article doit être utilisé conformément aux instructions suivantes.

1. LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS.
2. NE PAS UTILISER PENDANT LE SOMMEIL.
3. NE PAS UTILISER SUR UN NOURRISSON OU SUR UN ANIMAL.
4. CE COUSSIN NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ SUR OU PAR UN INVALIDE, UNE PERSONNE ENDORMIE OU INCONSCIENTE, UNE PERSONNE SOUFFRANT DE DIABÈTE OU PAR UNE PERSONNE AYANT UNE MAUVAISE CIRCULATION SANGUINE.
5. NE PAS UTILISER SUR DES RÉGIONS INSENSIBLES DE LA PEAU.
6. DES BRÛLURES PEUVENT SE PRODUIRE INDÉPENDAMMENT DU RÉGLAGE. CONTRÔLER FREQUEMMENT LA PEAU EN DESSOUS DU COUSSIN.
7. NE JAMAIS UTILIER CE COUSSIN SANS L'ENVELOPPE EXTERIEURE.
8. **NE PAS UTILISER DANS UN MILIEU ENRICHİ D'OXYGÈNE.**
9. **NE PAS UTILISER D'ÉPINGLES OU D'OBJETS MÉTALLIQUES POUR FIXER LE COUSSIN EN PLACE.**
10. **NE PAS S'ASSEOIR SUR OU CONTRE LE COUSSIN ET NE PAS L'ÉCRASER. ÉVITER DE LE PLIER EXCESSIVEMENT.**
11. **NE JAMAIS TIRER LE COUSSIN PAR SON CORDON D'ALIMENTATION.**
12. **NE PAS UTILISER LE CORDON EN GUISE DE POIGNÉE.**
13. EXAMINER SOIGNEUSEMENT L'ENVELOPPE INTÉRIEURE AVANT CHAQUE UTILISATION. SE DÉBARRASSER DU COUSSIN SI L'ENVELOPPE INTÉRIEURE OU SI LE HOUSSE EN GÉNÉRAL MONTRE DES SIGNES DE DÉTÉRIORATION.
14. CET ARTICLE NE DEVRAIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAS DES ENFANTS NON SURVEILLÉS PAR UN ADULTE.
15. N'UTILISER CE COUSSIN QUE SUR UNE PRISE DE 110-120 VCA. DÉBRANCHER APRÈS L'UTILISATION.
16. NE PAS ALTERER CE COUSSIN QUOI QUE CE SOIT.
17. CE COUSSIN NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. SI CE COUSSIN DEVAIT CESSER DE BIEN FONCTIONNER, PRIÈRE DE CONSULTER LA GARANTIE POUR DES INFORMATIONS SUR LE SERVICE À LA CLIENTÈLE.
18. NE PAS UTILISER CE COUSSIN AVEC DES PRÉPARATIONS DE LINIMENT, DE BAUME OU D'ONGUENT CONTENANT DES INGÉDIENTS QUI PRODUISENT DE LA CHALEUR. CELA POURRAIT CAUSER DES BRÛLURES DE LA PEAU.
19. SITUER LE COUSSIN SUR ET NON PAS SOUS LA PARTIE DU CORPS DEVANT ÊTRE CHAUFFÉE.
20. CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

AVERTISSEMENT: Ne pas masser l'abdomen s'il est douloureux. Ne pas masser les zones tuméfiées, enflammées ou couvertes d'éruptions cutanées. Ne pas utiliser sur une douleur de mollet inexpliquée. Consulter un médecin avant d'utiliser tout équipement de ce type.

TRANSFORMATEUR ENREGISTRÉ PAR L'UNDERWRITERS LABORATORY UL/CUL
COUSSIN CHAUFFANT ÉLECTRIQUE – À USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT.

Trouble-Shooting:

Problem	Solutions
• Control Blinks • No Heat • No Power	• Unplug unit from wall outlet. • Verify no physical damage to the cord, controller or pad. • Verify tight connection between pad and controller. • Verify AC outlet is functional. • If blinking or failure continues, discontinue use. See Warranty Information to contact Consumer Services.
• Control Shuts Off	• Auto Off feature is set to turn unit off after one hour of use. • Re-start unit by sliding control button. • Verify tight connection between pad and controller.
• Pad has a Hot Spot	• Make sure pad is not folded or bunched up in any area
• Pad doesn't get hot enough	• Re-set Heat Selection by sliding control button. • Verify tight connection between pad and controller. • Heating Pad is designed to meet maximum heat output according to UL Standards.

Solución de Fallas:

Problema	Soluciones
• El Control centellea • No Calienta • No tiene Corriente	• Desenchufe la unidad del tomacorriente de la pared. • Verifique que no haya ningún daño físico al cordón, al regulador o al cojín. • Verifique que haya una conexión ajustada. • Verifique que el tomacorriente de CA esté funcionando. • Si el centelleo o la falla continúan, suspenda el uso. Vea la Información de Garantía para entrar en contacto con los Servicios al Consumidor.
• El Control se Apaga	• La característica de Apagado Automático está programada para apagar la unidad después de dos horas de uso. • Vuelva a arrancar la unidad deslizando el botón de control. • Verifique que haya una conexión ajustada.
• El cojín tiene un Punto Caliente	• Asegúrese de que el cojín no esté doblado ni apelmotonado en alguna área
• El cojín no consigue calentarse lo suficiente	• Re-gradúe la Selección de Calor deslizando el botón de control. • Verifique que haya una conexión ajustada. • El cojín calentador está diseñado para cumplir con la salida de calor máxima según estándares de la UL.

Dépannage:

Problème	Solutions
• La commande clignote • Absence de chaleur • Absence d'alimentation électrique	• Débrancher l'appareil de la prise murale. • Vérifier l'absence d'endommagement sur le cordon, la commande ou le coussin. • Vérifier que les connecteurs sont serrés. • Vérifier que la prise de courant alternatif fonctionne. • Si le clignotement ou la défaillance persiste, arrêter l'utilisation. Voir les informations relatives à la garantie pour contacter les services clientèle.
• La commande s'arrête	• L'arrêt automatique est configuré pour arrêter l'appareil après deux heures d'utilisation. • Remettre l'appareil en marche en faisant coulisser le bouton de commande. • Vérifier que le connecteur est serré.
• Le coussin comporte un point chaud	• S'assurer que le coussin n'est pas plié ou regroupé à un endroit
• Le coussin ne chauffe pas suffisamment	• Sélectionner une nouvelle fois le niveau de chaleur en faisant coulisser le bouton de commande. • Vérifier que les connecteurs sont serrés. • Le coussin chauffant est conçu de façon à émettre le maximum de chaleur conformément aux normes UL.

2-YEAR LIMITED WARRANTY

Sunbeam Products, Inc., or if in Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited (collectively "Sunbeam") warrants that for a period of two years from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. Sunbeam, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. Sunbeam dealers, service centers, or retail stores selling Sunbeam products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use of improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than Sunbeam or an authorized Sunbeam service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

What are the limits on Sunbeam's Liability?

Sunbeam shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any expressed, implied or statutory warranty or condition. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

Sunbeam disclaims all other warranties, conditions or representations, expressed, implied, statutory or otherwise.

Sunbeam shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party.

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

How to Obtain Warranty Service

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call a and a convenient service center address will be provided to you, or visit our web site at www.sunbeamhealth.com.

In the U.S.A. - This warranty is offered by Sunbeam Products, Inc., located in Boca Raton, Florida 33431, 1-800-435-1250.

In Canada, this warranty is offered by Sunbeam Corporation (Canada) Limited, located at 5975 Falbourn Street, Mississauga, Ontario L5R 3V8, 1-800-667-8623.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.

Printed in China

© 2005 Sunbeam Products, Inc. doing business as: Jarden Consumer Solutions. All rights reserved. In Canada: Imported and distributed by Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as: Jarden Consumer Solutions, 5975 Falbourn Street, Mississauga, Ontario L5R 3V8.

Impreso en China

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

Sunbeam Products, Inc., o si en Canadá, Sunbeam Corporation (Canada) Limited (colectivamente "Sunbeam") garantiza que por un periodo de dos años a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos en material y mano de obra. Sunbeam, a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del producto que se encuentre defectuoso durante el periodo de la garantía. El reemplazo se hará con un producto o componente nuevo o remanufacturado. Si el producto ya no estuviera disponible, el reemplazo se podrá hacer con un producto similar de valor igual o mayor. Ésta es su garantía exclusiva. Esta garantía es válida para el comprador al por menor original a partir de la fecha de la compra al por menor inicial y no es transferible. Guarde el recibo original de venta. Se requiere el comprobante de compra para obtener el servicio de la garantía. Los distribuidores de Sunbeam, los centros de servicio, o las tiendas al por menor que venden los productos de Sunbeam no tienen derecho a alterar, ni a modificar ni cambiar de manera alguna los términos y las condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de piezas ni daños resultantes de cualquiera de los siguientes: uso negligente o uso erróneo del producto, utilizarlo en el voltaje o la corriente incorrectos, utilizarlo contrariamente a las instrucciones de operación, el desmontaje, la reparación o la alteración por parte de cualquier persona con excepción de Sunbeam o de un centro de servicio autorizado de Sunbeam. Además, la garantía no cubre: Los Actos de Dios, por ejemplo los incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

¿Cuáles son los límites de la Responsabilidad de Sunbeam?

Sunbeam no será responsabilizado por ningún daño fortuito o consecuente causado por violaciones de la garantía o de las condiciones expresadas, implícitas o estatutarias. Excepto hasta donde lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía o condición implícita de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular se limita en duración a lo que dure la garantía antedicha.

Sunbeam rescusa toda otra garantía, condiciones o representaciones, expresadas, implícitas, estatutarias o cualquier otra.

Sunbeam no será responsabilizado por ningún daño de ningún tipo resultante de la compra, el uso o el uso erróneo, la inhabilidad para utilizar el producto incluyendo daños o pérdidas fortuitas, especiales, consecuentes o daños similares o por pérdidas de utilidades, o por cualquier violación del contrato, fundamental o no, ni por ninguna demanda entablada contra el comprador por ninguna otra parte.

Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o la limitación de daños fortuitos o consecuentes o de limitaciones en cuanto al tiempo de duración de una garantía implícita, así que las limitaciones o la exclusión antedichas pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos que varían de provincia a provincia, de estado a estado o de jurisdicción a jurisdicción.

Cómo Obtener el Servicio de la Garantía

Si usted tiene cualquier pregunta con respecto a esta garantía o quisiera obtener el servicio de la garantía, llame por favor y se le proporcionará la dirección de un centro de servicio conveniente, o visite nuestras páginas de Internet en www.sunbeamhealth.com.

En los EE.UU. - Esta garantía es ofrecida por Sunbeam Products, Inc., situado en Boca Raton, la Florida 33431, 1-800-435-1250.

En Canadá, esta garantía la ofrece Sunbeam Corporation (Canada) Limited, ubicada en 5975 Falbourn Street, Mississauga, Ontario L5R 3V8, 1-800-667-8623.

POR FAVOR NO RETORNE ESTE PRODUCTO A NINGUNA DE ESTAS DIRECCIONES NI AL LUGAR DE SU COMPRA.

Sunbeam®
Health at Home®

www.sunbeamhealth.com

HEAT PLUS MASSAGE HEATING PAD

COJÍN CALENTADOR CON CALOR Y MASAJE

COUSSIN CHAUFFANT DE MASSAGE HEAT PLUS



IMPORTANT NOTES

Please read this entire manual carefully before using this device. Product may vary from picture.

AVISOS IMPORTANTES

Lea por favor completamente este manual cuidadosamente antes de usar este producto. El producto puede ser diferente al mostrado.

NOTES IMPORTANTES

Veuillez soigneusement lire ce manuel dans sa totalité avant d'utiliser ce dispositif. Le produit peut différer de l'image.

P.N. 103363

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

Sunbeam Products, Inc., o si en Canadá, Sunbeam Corporation (Canada) Limited au Canada (collectivement désignés « Sunbeam ») garantit que ce produit est exempt de vices de matériau et de fabrication, pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat. Sunbeam, à sa discrétion, réparera ou remplacera ce produit ou tout composant du produit avéré défectueux pendant la période de garantie. Il sera pourvu au remplacement par un produit ou un composant neuf ou remis à neuf. Si le produit n'est plus disponible, le remplacement sera effectué avec un produit similaire de valeur égale ou supérieure.

Ceci est la garantie exclusive.

Cette garantie s'applique à l'acheteur au détail d'origine à partir de la date d'achat au détail initiale et n'est pas transférable. Conserver le reçu original. Une preuve d'achat doit être communiquée pour obtenir l'application de la garantie. Les distributeurs Sunbeam, les centres d'entretien ou les magasins au détail commercialisant les produits Sunbeam n'ont pas le droit d'altérer, de modifier ou de changer de quelque façon que ce soit les conditions de cette garantie.

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ou les dommages résultant de l'une des causes suivantes : utilisation négligente ou utilisation non conforme à la destination du produit, utilisation d'une tension ou d'un courant incorrect, utilisation contrevenant aux instructions, démontage, réparation ou altération par un tiers par rapport à Sunbeam ou à un centre d'entretien autorisé par Sunbeam. En outre, la garantie ne couvre pas : Les cas fortuits, tels que les incendies, les inondations, les ouragans et les tornades.

Limites de la responsabilité de Sunbeam.

Sunbeam ne saurait être responsable de quelque dommage indirect ou accessoire que ce soit, causé par la violation de toute garantie ou condition expresse, tacite ou statutaire Hors les cas interdits par la loi applicable, toute garantie ou condition tacite de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier est limitée dans le temps à la durée de la garantie susmentionnée.

Sunbeam dénonce toute autre garantie, condition ou déclaration, expresse, tacite, statutaire ou de toute autre nature.

Sunbeam ne saurait être responsable de quelque dommage que ce soit, quel qu'en soit la nature, résultant de l'achat ; de l'utilisation, propre ou impropre ou de l'incapacité à utiliser le produit, y compris des dommages accessoires, spéciaux, indirects ou similaires ou des pertes de profits, ou de toute violation du contrat, substantielle ou non, ou de toute réclamation émise à l'encontre de l'acheteur par une quelconque tierce partie. Certaines provinces, états ou juridictions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects ou les limitations de la durée d'application d'une garantie de sorte que les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer.

Cette garantie donne à l'acheteur des droits particuliers. L'acheteur peut aussi bénéficier d'autres droits qui peuvent varier d'une province, d'un état ou d'une juridiction à une autre.

Application de la garantie

Pour toute question relative à cette garantie ou pour en obtenir application, appeler le numéro suivant pour connaître l'adresse d'un centre d'entretien proche ou visiter le site Web www.sunbeamhealth.com.

Aux États-Unis – Cette garantie est offerte par Sunbeam Product, Inc., située à Boca Raton, Florida 33431, 1-800-435-1250.

Au Canada, cette garantie est offerte par Sunbeam Corporation (Canada) Limited, situé au 5975 Falbourn Street, Mississauga, Ontario L5R 3V8, 1-800-667-8623.

PRIÈRE DE NE RENVOYER CET ARTICLE À AUCUNE DE CES ADRESSES NI AU LIEU D'ACHAT.

Imprimé en China

© 2005 Sunbeam Products, Inc. faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions. Tous droits réservés. Canada : Importé et distribué par Corporation (Canada) Limited faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions, 5975 Falbourn Street, Mississauga, Ontario L5R 3V8.

www.sunbeamhealth.com