




# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS DO NOT DESTROY

**DANGER:** TO REDUCE RISKS OF BURNS, ELECTRIC SHOCK, FIRE, AND PERSONAL INJURY, THIS PRODUCT MUST BE USED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING INSTRUCTIONS:

1. READ ALL INSTRUCTIONS.
2. DO NOT USE WHILE SLEEPING OR ON SOMEONE WHO IS SLEEPING.
3. DO NOT USE ON AN INFANT OR ON AN ANIMAL.
4. THIS PAD IS NOT TO BE USED ON OR BY AN INVALID, SLEEPING, HELPLESS OR UNCONSCIOUS PERSON, A PERSON WITH DIABETES, A PERSON WITH POOR BLOOD CIRCULATION OR INSENSITIVITY TO HEAT.
5. THIS APPLIANCE IS NOT TO BE USED BY CHILDREN. CLOSE SUPERVISION IS NECESSARY WHEN ANY APPLIANCE IS USED NEAR CHILDREN. CHILDREN SHOULD NOT PLAY WITH THE APPLIANCE.
6. DO NOT USE ON AREAS OF INSENSITIVE SKIN.
7. BURNS CAN OCCUR REGARDLESS OF CONTROL SETTING, CHECK SKIN UNDER PAD FREQUENTLY.
8. IF PROVIDED WITH A REMOVABLE COVER, NEVER USE PAD WITHOUT COVER IN PLACE.
9. DO NOT USE IN AN OXYGEN ATMOSPHERE.
10. DO NOT USE PINS OR OTHER METALLIC MEANS TO FASTEN THIS PAD IN PLACE.
11. DO NOT SIT ON, AGAINST, OR CRUSH PAD – AVOID SHARP FOLDS. PLACE PAD ON TOP OF AND NOT UNDER THE PART OF BODY NEEDING HEAT.
12. UNPLUG WHEN NOT IN USE. NEVER LEAVE APPLIANCE UNATTENDED, ESPECIALLY IF CHILDREN ARE PRESENT.
13. NEVER PULL THIS PAD BY THE SUPPLY CORD. DO NOT USE THE CORD AS A HANDLE. DO NOT PINCH CORD.
14. DO NOT TUCK IN, TRAP, FOLD, CROSS, PINCH OR WRAP CONTROL OR CORD WITH HEATING PAD DURING USE.
15. CAREFULLY EXAMINE PAD, COVER, CORD AND CONTROLLER BEFORE EACH USE. DISCARD THE PAD IF ANY SIGN OF DETERIORATION, WEAR OR DAMAGE. DO NOT TAMPER WITH THIS PAD IN ANY WAY. THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS. IF PAD DOES NOT FUNCTION SATISFACTORILY, SEE WARRANTY FOR CUSTOMER CONTACT INFORMATION.
16. LOOP CORD LOOSELY WHEN STORING, TIGHT WRAPPING MAY DAMAGE CORD AND INTERNAL PARTS. ALLOW TO COOL BEFORE STORING AND DO NOT CREASE BY PLACING ITEMS ON TOP OF IT. STORE IN THE ORIGINAL PACKAGING, IN A COOL, DARK, DRY PLACE.
17. USE THIS PAD ONLY AT RATED VOLTAGE, AS MARKED ON THE PRODUCT. DO NOT USE WITH GENERATORS, POWER CONVERTERS, OR INVERTERS.
18. DO NOT USE THIS PAD WITH LINIMENT, SALVE OR OINTMENT PREPARATIONS. SKIN BURNS COULD RESULT.
19. THIS APPLIANCE IS NOT INTENDED FOR MEDICAL USE IN HOSPITALS.
20. MODELS WITH A MASSAGE FUNCTION: DO NOT MASSAGE ABDOMEN WHEN PAIN IS PRESENT, OR AREAS THAT ARE SWOLLEN, INFLAMED, COVERED WITH SKIN ERUPTIONS OR UNEXPLAINED PAIN. CONSULT A PHYSICIAN BEFORE USING ANY EQUIPMENT OF THIS TYPE.
21. SAVE THESE INSTRUCTIONS.

## HOUSEHOLD USE ONLY

### NORTH AMERICAN MODELS WITH POLARIZED PLUGS:



THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG (ONE BLADE IS WIDER THAN THE OTHER). TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, THIS PLUG IS INTENDED TO FIT IN A POLARIZED OUTLET ONLY ONE WAY. IF THE PLUG DOES NOT FIT FULLY IN THE OUTLET, REVERSE THE PLUG. IF IT STILL DOES NOT FIT, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO INSTALL THE PROPER OUTLET.

**DO NOT ATTEMPT TO MODIFY THIS PLUG OR DEFEAT THIS SAFETY FEATURE IN ANY WAY.**

Sunbeam® provides a smarter approach to pain relief that leverages heat therapy to treat pain, and accelerate tissue healing when used as a part of your relief regimen. Heat therapy helps to relax tight muscles, ease stiffness, facilitate stretching, and relieve common muscle and joint pain associated with muscle tension and stress.


Suggested treatment time for application of heat is 20-30 minutes, up to three times a day, for persistent pain that lasts longer than 48 hours, unless otherwise directed. Note: Always consult with your physician or health professional for recommended treatment of an injury or chronic muscle or joint pain.

### HOW TO USE YOUR HEATING PAD

**WARNING: NEVER USE THE HEATING PAD WITHOUT THE FABRIC COVER.**

1. Plug into any 120 volt AC electrical outlet.
  2. To turn the pad ON:
    - Button Style (Figure 1, Letter A): Press the Control Button until desired heat setting is reached
    - Slider Style (Figure 1, Letter B): Slide the controller to the desired heat and/or massage setting
    - Switch Style (Figure 1, Letter C): Press the switch to "ON" position
  3. Wait for the pad to heat up.
  4. To turn the pad OFF:
    - Button Style (Figure 1, Letter A): Scroll through the remaining heat settings by pressing the Control Button sequentially until all heat indicator lights are turned off
    - Slider Style (Figure 1, Letter B): Slide the controller setting to "OFF"
    - Switch Style (Figure 1, Letter C): Press the switch to "OFF" position
- CAUTION: Avoid sitting on or crushing pad. Avoid folding during use.

### CONTROLLER FEATURES



### FOR MODELS WITH AUTO-OFF FEATURE:

The Auto-Off feature is designed for convenience and to conserve energy by automatically turning off after 2 hours of continuous use. Restart the unit by powering On and selecting desired heat setting.

NOTE: After a power outage, the Auto-Off feature automatically resets the timer. \*Some models may be 30 min or 1 hr.

### FOR MODELS WITH XPRESSHEAT®:

Your Sunbeam® XpressHeat® heating pad features a unique fast-heat technology in which you will feel heat in 30 seconds - for faster pain relief!

### USING MOIST HEAT THERAPY

For deep, penetrating pain relief, use moist heat therapy. When using moist heat therapy, you should protect furniture and clothing from becoming damp.

Dampen either side of the removable cover with water by patting the surface with a wet sponge or cloth or use a spray bottle to apply a fine mist. Do not thoroughly soak pad.


**DANGER: DO NOT IMMERSE PAD IN WATER OR PLACE UNDER RUNNING WATER TO DAMPEN SURFACE. FAILURE TO COMPLY MAY RESULT IN PERSONAL INJURY.**

NOTICE: If your heating pad has a massage feature, do not use moist heat therapy to prevent damage to the massagers.

### AFTER USE


#### FOR MODELS WITH COMPACT STORAGE FEATURE:

1. If model has an integrated pocket and securing tab, place the controller in the pocket, roll up pad, and secure with the tab for neat storage.
2. If model has elastic straps, place controller and power cord on pad, roll up pad, and secure it in place with the straps for neat storage.



### WASHING INSTRUCTIONS

CAUTION: DO NOT DRY CLEAN! DO NOT BLEACH! DO NOT USE WRINGER!



1. Disconnect pad from outlet.
2. Remove cover from pad.
3. Machine wash only the cover in cool water on gentle cycle, or hand wash. Use mild detergent.
4. Hang to dry or machine dry on gentle, cool cycle.
5. Do not wash heating pad. Wipe heating pad with a damp cloth only, as needed. Do not dampen the cord and connector. Hang to dry.

### TROUBLESHOOTING:

Problem	Solutions
<ul style="list-style-type: none"> <li>• No heat</li> <li>• No power, controller lights are Off</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unplug unit from wall outlet.</li> <li>• Verify no physical damage to the cord, controller or pad.</li> <li>• Verify AC outlet is functional.</li> <li>• Plug the unit back into the AC outlet.</li> <li>• Restart the unit by powering On and selecting desired heat setting.</li> <li>• Make sure pad is not folded or bunched in any area.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pad doesn't get hot enough</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure pad is not folded or bunched up in any area.</li> <li>• Restart the unit by powering On and selecting desired heat setting.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pad has a hot spot</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure pad is not folded or bunched up in any area.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controller light starts flashing</li> </ul>	<p>If the controller light starts flashing, follow these steps:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unplug unit from wall outlet.</li> <li>• Wait for 3 minutes.</li> <li>• Plug the unit back into the AC outlet.</li> <li>• Restart unit by powering On and selecting desired heat setting.</li> <li>• If the error continues, discontinue use. See Warranty information to contact Consumer Services.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pad has no heat and controller 'Auto-Off' light is On or flashing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto-Off feature is set to turn the unit off after 2 hours of continuous use. Note: Some models may be 30 min or 1 hr.</li> <li>• If needed, restart the unit by powering On and selecting desired heat setting.</li> </ul>

### LIMITED WARRANTY

Sunbeam Products, Inc. ("Sunbeam") warrants that this product will be free from defects in material and workmanship, when used in accordance with the instructions provided for a period of:

- One (1) year from the date of initial retail purchase for model 1958
- Two (2) years from the date of initial retail purchase for models with massage feature
- Three (3) years from the date of initial retail purchase for model 2008
- Five (5) years from the date of initial retail purchase for all other models with fabric cover

Sunbeam, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty. This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. Sunbeam dealers, service centers, or retail stores selling Sunbeam products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than Sunbeam or an authorized Sunbeam service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

**What are the limits on Sunbeam's Liability?**

Sunbeam shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty. Sunbeam disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise. Sunbeam shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party. Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

#### How to Obtain Warranty Service

In the U.S.A. If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1 800 435-1250 and a convenient service center address will be provided to you.

In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. located in Boca Raton, Florida 33431.

**PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.**

For inquiries regarding recycling and proper disposal of this product, please contact your local waste management facility.

### FCC COMPLIANT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the product and receiver.
- Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

# Sunbeam


## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES – NO LAS DESTRUYA

**PELIGRO:** PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE QUEMADURAS, DESCARGAS ELÉCTRICAS E INCENDIOS, ESTE PRODUCTO SE DEBE UTILIZAR DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES SIGUIENTES:

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.
2. NO UTILICE ESTE PRODUCTO MIENTRAS DUERME O SOBRE ALGUIEN QUE ESTÁ DURMIENDO.
3. NO LO UTILICE PARA UN INFANTE O PARA UN ANIMAL.
4. ESTE PRODUCTO NO ESTÁ DISEÑADO PARA SER UTILIZADO EN O POR PERSONAS INVÁLIDAS, INCONSCIENTES O QUE SE ENCUENTREN DURMIENDO, DIABÉTICOS NI PERSONAS CON MALA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA O INSENSIBLES AL CALOR.
5. ESTE PRODUCTO NO DEBE SER UTILIZADO POR LOS NIÑOS. TODO APARATO UTILIZADO EN PRESENCIA DE LOS NIÑOS REQUIERE SUPERVISIÓN ADULTA CONSTANTE. LOS NIÑOS NO DEBEN JUGAR CON EL APARATO.
6. NO LO UTILICE EN LAS ÁREAS DE PIEL INSENSIBLE.
7. ES POSIBLE QUE SE PRODUZCAN QUEMADURAS, INDEPENDIEMENTE DE LA CONFIGURACIÓN DEL CONTROL, INSPECCIONE LA PIEL DEBAJO DEL PRODUCTO CON FRECUENCIA.
8. SI EL PRODUCTO INCLUYE UNA CUBIERTA EXTRAÍBLE, NUNCA LO USE SIN LA CUBIERTA COLOCADA EN SU LUGAR.
9. NO LO UTILICE EN UN AMBIENTE DONDE SE ESTÉ ADMINISTRANDO OXÍGENO.
10. NO UTILICE ALFILERES NI OTROS MEDIOS METÁLICOS PARA SUJETAR EL PRODUCTO EN SU LUGAR.
11. NO SE SIENTE SOBRE NI CONTRA EL PRODUCTO NI LO APLASTE. EVITE LOS PLIEGUES FILOSOS. COLOQUE EL PRODUCTO ENCIMA Y NO DEBAJO DE LA PARTE DEL CUERPO QUE NECESITA CALOR.
12. DESENCHUFE LA ALMOHADILLA CUANDO NO ESTÉ EN USO. NUNCA DEJE EL PRODUCTO DESATENDIDO, ESPECIALMENTE SI LOS NIÑOS ESTÁN PRESENTES.
13. NUNCA TIRE DE ESTA ALMOHADILLA POR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN. NO UTILICE EL CABLE COMO MANIJA. NO PELLISQUE EL CABLE.
14. NO INSERTE, ATRAPE, DOBLE, CRUCE, PELLISQUE O ENROLLE EL CONTROL NI EL CABLE EN LA ALMOHADILLA DURANTE SU USO.
15. INSPECCIONE CUIDADOSAMENTE LA ALMOHADILLA, LA CUBIERTA INTERIOR, EL CABLE Y EL CONTROL ANTES DE CADA USO. DESECHE LA ALMOHADILLA SI MUESTRA SEÑALES DE DETERIORO, DESGASTE O DAÑO. NO ALTERE ESTA ALMOHADILLA DE MANERA ALGUNA. NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO. SI POR ALGUNA RAZÓN ESTA ALMOHADILLA NO FUNCIONARA SATISFACTORIAMENTE, VEA LA GARANTÍA PARA LA INFORMACIÓN DE SERVICIOS AL CONSUMIDOR.
16. ENROLLE EL CABLE HOLGADAMENTE PARA GUARDARLO. EL ENROLLARLO DE FORMA AJUSTADA PUEDE DAÑAR EL CABLE Y LAS PIEZAS INTERNAS. PERMITA QUE SE ENFRÍE ANTES DE GUARDARLO Y NO LO DOBLE COLOCÁNDOLE OTROS ARTÍCULOS ENCIMA. GUARDELO EN SU EMPAQUE ORIGINAL, EN UN LUGAR FRESCO, OSCURO Y SECO.
17. UTILICE ESTA ALMOHADILLA EN EL VOLTAGE CLASIFICADO, SEGÚN ESTÉ MARCADO EN EL PRODUCTO. NO UTILICE ESTE PRODUCTO CON GENERADORES, CONVERTIDORES DE POTENCIA O INVERSORES.
18. NO UTILICE ESTA ALMOHADILLA CON LINIMENTOS, POMADAS O PREPARACIONES DE UNGÜENTO. ESTO PODRÍA OCASIONAR QUEMADURAS DE LA PIEL.
19. ESTE ARTEFACTO NO ESTÁ DISEÑADO PARA USO MÉDICO EN LOS HOSPITALES.
20. **MODELOS CON FUNCIÓN DE MASAJE:** NO APLIQUE MASAJES EN EL ABDOMEN CUANDO HAYA DOLOR, NI EN ÁREAS QUE ESTÉN INFLAMADAS, CUBIERTAS CON ERUPCIONES EN LA PIEL NI QUE PRESENTEN DOLOR INEXPLICABLES. CONSULTE A UN DOCTOR ANTES DE UTILIZAR CUALQUIER EQUIPO DE ESTE TIPO.
21. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

## PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

### MODELOS NORTEAMERICANOS CON ENCHUFES POLARIZADOS:



ESTE ELECTRODOMÉSTICO TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO (UN CONTACTO ES MÁS ANCHO QUE EL OTRO). PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA; COMO UNA FUNCIÓN DE SEGURIDAD, ESTE ENCHUFE ESTÁ DISEÑADO PARA ENTRAR EN UN TOMACORRIENTE POLARIZADO SOLO DE UNA FORMA. SI EL ENCHUFE NO ENTRA COMPLETAMENTE EN EL TOMACORRIENTE, INVIERTA EL ENCHUFE. SI AÚN NO ENTRA, CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO.

**NO INTENTE IGNORAR ESTA FUNCIÓN DE SEGURIDAD NI MODIFICAR EL ENCHUFE EN FORMA ALGUNA. SI EL ENCHUFE ENTRA HOLGADAMENTE EN EL TOMACORRIENTE DE CORRIENTE ALTERNA O SI EL TOMACORRIENTE DE CORRIENTE ALTERNA SE SIENTE CALIENTE, NO USE ESE TOMACORRIENTE.**

Sunbeam® proporciona un enfoque más inteligente al alivio del dolor que aprovecha el tratamiento térmico para tratar el dolor y acelerar la cicatrización del tejido cuando se utiliza como parte de su régimen de alivio. El tratamiento térmico ayuda a relajar los músculos tensos, a aliviar la rigidez, a facilitar el estiramiento y a aliviar el dolor muscular y articular común asociado a la tensión muscular y al estrés.

El tiempo de tratamiento sugerido para la aplicación del calor es de 20 a 30 minutos, hasta tres veces al día, para el dolor persistente que dura más de 48 horas, a menos que se indique lo contrario.

Nota: Consulte siempre con su médico o profesional de la salud sobre el tratamiento recomendado para una lesión o dolor crónico de músculos o articulaciones.

### CÓMO UTILIZAR LA ALMOHADILLA DE CALENTAMIENTO

**ADVERTENCIA:** NUNCA UTILICE LA ALMOHADILLA DE CALENTAMIENTO SIN LA CUBIERTA DE TELA.

1. Enchufe en cualquier tomacorriente de CA de 120 voltios.
2. Para encender la almohadilla:
  - Estilo de botón (Figura 1, Letra A): Presione el botón de control hasta alcanzar el ajuste de calor deseado
  - Estilo de deslizador (Figura 1, Letra B): Deslice el controlador al calor deseado y/o al ajuste de masaje
  - Estilo de interruptor (Figura 1, Letra C): Presione el interruptor a la posición "ON" (encendido)
3. Espere a que la almohadilla se caliente.
4. Para apagar la almohadilla:
  - Estilo de botón (Figura 1, Letra A): Presione el botón de control secuencialmente para desplazarse por los ajustes de calor restantes hasta que todas las luces indicadoras de calor estén apagadas
  - Estilo de deslizador (Figura 1, Letra B): Deslice el ajuste del controlador a "OFF" (apagado)
  - Estilo de interruptor (Figura 1, Letra C): Presione el interruptor a la posición "OFF" (apagado)

**PRECAUCIÓN:** Evite sentarse sobre la almohadilla o aplastarla. Evite doblarla durante el uso.

## FUNCIONES DEL CONTROL



**PARA MODELOS CON FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO:**

La función de apagado automático está diseñada para su comodidad y para ahorrar energía al apagarse automáticamente después de 2 horas de uso continuo. Reinicie la unidad encendiendo y seleccionando el ajuste de calor deseado.

**NOTA:** Después de ocurrir una interrupción de energía, la función de apagado automático reinicia automáticamente el cronómetro.

\*Algunos modelos pueden tomar 30 minutos o 1 hora.

**PARA MODELOS CON XPRESSHEAT®:**

El cojín de Sunbeam® tiene la tecnología XpressHeat®. La tecnología permite sentir una agradable sensación térmica en 30 segundos – para un alivio mucho más rápido!

### USO DE TERAPIA DE CALOR HÚMEDO

Para un alivio de dolor profundo y penetrante, utilice la terapia térmica húmeda. Cuando utilice la terapia térmica húmeda, debe proteger los muebles y la ropa de la humedad.

Humedezca cada lado de la cubierta extraíble con una esponja húmeda o un paño, o utilice una botella rociadora para aplicar un fino rocío. No empape la almohadilla.


**PELIGRO:** NO SUMERJA LA ALMOHADILLA EN AGUA NI LA COLOQUE DEBAJO AGUA CORRIENTE PARA HUMEDECER LA SUPERFICIE. EL NO CUMPLIR CON ESTA MEDIDA, PUEDE RESULTAR EN UNA LESIÓN PERSONAL.

**AVISO:** Si su almohadilla de calor tiene una función para masajes – No utilice la función de terapia de calor húmedo para prevenir el ocasionar un daño a los dispositivos de masaje.

### DESPUÉS DE UTILIZARLO


**PARA MODELOS CON FUNCIÓN DE ALMACENAMIENTO COMPACTO:**

1. Si el modelo cuenta con un bolsillo integrado y una pestaña de seguridad, coloque el controlador en el bolsillo, enrolle la almohadilla y fíjelo con la pestaña para un almacenamiento correcto.
2. Si el modelo tiene correas elásticas, coloque el controlador y el cable de alimentación en la almohadilla, enrolle la almohadilla y asegúrela en su lugar con las correas para un almacenamiento correcto.



### INSTRUCCIONES DE LAVADO

**PRECAUCIÓN: ¡NO LA LAVE EN SECO! ¡NO USE BLANQUEADOR! ¡NO UTILICE UN ESCURRIDOR!**



1. Desconecte la almohadilla del tomacorriente.
2. Retire la cubierta de la almohadilla.
3. Solo lave la cubierta en la máquina lavadora con agua fría en el ciclo suave o lávela a mano.
4. Cuelgue para secar o seque en la máquina secadora en el ciclo frío y suave.
5. No lave la almohadilla de calor. Limpie la almohadilla de calor con un paño húmedo, según sea necesario. No humedezca el cable ni el control. Cuelgue para secar.

### SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Problema	Soluciones
• No calienta • Sin alimentación, las luces del controlador están apagadas	• Desenchufe la unidad del tomacorriente. • Verifique que no hayan daños físicos en el cable, el controlador o la almohadilla. • Verifique que el tomacorriente de CA esté funcionando. • Vuelva a enchufar la unidad al tomacorriente de CA. • Reinicie la unidad encendiendo y seleccionando el ajuste de calor deseado. • Asegúrese de que la almohadilla no esté doblada o fruncida en ninguna área.
• La almohadilla no se calienta lo suficiente	• Asegúrese de que la almohadilla no esté doblada o fruncida en ninguna área. • Reinicie la unidad encendiendo y seleccionando el ajuste de calor deseado.
• La almohadilla tiene un punto caliente	• Asegúrese de que la almohadilla no esté doblada o fruncida en ninguna área.
• La luz del controlador comenzó a parpadear	Si la luz del controlador comienza a parpadear, siga estos pasos: • Desenchufe la unidad del tomacorriente. • Espere 3 minutos. • Vuelva a enchufar la unidad en un tomacorriente CA. • Reinicie la unidad encendiendo y seleccionando el ajuste de calor deseado. • Si la falla continúa, suspenda su uso. Consulte la información de garantía para comunicarse con Servicios al Consumidor.
• La almohadilla no genera calor y la luz "Auto-Off" (apagado automático) del controlador está encendida o parpadeando	• La función de apagado automático está configurada para apagar la unidad después de 2 horas de uso continuo. • De ser necesario, reinicie la unidad encendiendo y seleccionando el ajuste de calor deseado.

### GARANTÍA LIMITADA

Sunbeam Products, Inc. ("Sunbeam") garantiza que este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra cuando se utilice de acuerdo con las instrucciones proporcionadas durante un período de:

- Un (1) año a partir de la fecha de compra inicial para el modelo 1938
- Dos (2) años a partir de la fecha de compra inicial para los modelos con función de masaje
- Tres (3) años a partir de la fecha de compra inicial para el modelo 2008
- Cinco (5) años a partir de la fecha de compra inicial para los demás modelos con cubierta de tela

Sunbeam, a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del mismo que presente defectos durante el período de garantía. El reemplazo se realizará por un producto o componente nuevo o reparado. Si el producto ya no estuviera disponible, se lo reemplazará por un producto similar de valor igual o superior. Esta es su garantía exclusiva. NO trate de reparar o ajustar ninguna de las funciones mecánicas o eléctricas de este producto. El hecho anulará esta garantía.

La garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra inicial y la misma no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Para solicitar servicio en garantía se requiere presentar un recibo de compra. Los agentes y centros de servicio de Sunbeam o las tiendas minoristas que venden productos Sunbeam no tienen derecho a alterar, modificar ni cambiar de ningún otro modo los términos y las condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños que se produzcan como resultado de uso negligente o mal uso del producto, uso de voltaje incorrecto o corriente inapropiada, uso contrario a las instrucciones operativas, y desarme, reparación o alteración por parte de un tercero ajeno a Sunbeam o a un Centro de Servicio Sunbeam autorizado. Asimismo, la garantía no cubre actos fortuitos tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

**¿Cuál es el límite de responsabilidad de Sunbeam?**

Sunbeam no será responsable de daños incidentales o emergentes causados por el incumplimiento de alguna garantía o condición expresa, implícita o legal. Excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía o condición implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin determinado se limita, en cuanto a su duración, al plazo de la garantía antes mencionada. Sunbeam queda exenta de toda otra garantía, condición o manifestación, expresa, implícita, legal o de cualquier otra naturaleza. Sunbeam no será responsable de ningún tipo de daño emergente de la compra, uso o mal uso del producto, ad de usar el producto, incluidos los daños incidentales, especiales, emergentes o similares, o la pérdida de ganancias, ni de ningún incumplimiento contractual, sea de una obligación esencial o de otra naturaleza, ni de ningún reclamo iniciado contra el comprador por un tercero. Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes ni las limitaciones a la duración de las garantías implícitas, de modo que es posible que la exclusión o las limitaciones antes mencionadas no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado, provincia o jurisdicción a otro.

**Cómo solicitar el servicio en garantía**

En los Estados Unidos

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea obtener el servicio de garantía, llame al 1 800 435-1250 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

**POR FAVOR NO DEVUELVAN ESTE PRODUCTO A NINGUNA DE ESTAS DIRECCIONES O AL LUGAR DE COMPRA.**

Para preguntas acerca del reciclaje y el desecho apropiado de este producto, por favor contacte a su oficina local de la administración de desperdicios.

### DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

Este dispositivo cumple las disposiciones establecidas en la sección 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Su funcionamiento es sujeto a dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento inadecuado.

Nota: Este producto ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites requeridos para un dispositivo digital de Clase B, especificado en la sección 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones. Dichos límites se han establecido con el fin de conceder un margen razonable de protección contra interferencias perjudiciales en caso de instalaciones residenciales. Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar una interferencia perjudicial en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se producirá interferencia perjudicial en una instalación determinada. Si este producto causa una interferencia en la recepción de radio o televisión, la cual puede determinarse encendiendo y apagando el producto, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o posición de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el producto y el receptor.
- Enchufar el producto a un tomacorriente que pertenezca a un circuito diferente de aquel en el que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio y televisión para obtener ayuda.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían invalidar la autoridad del usuario para usar el equipo.