

Versana Balance™

Ваша уверенность в заботе о пациенте





Быстрая и эффективная система ультразвуковой визуализации для обследования широкого круга пациентов

Надежная ультразвуковая система Versana Balance предназначена для ежедневных высококачественных медицинских обследований самых разных пациентов без потери качества изображения. Эта передовая система хорошо подходит для клиник общей практики, поликлиник и других медицинских организаций, предлагающих базовую медицинскую помощь.

Благодаря своей практичности и универсальности она позволяет проводить быстрые комфортные обследования, четко и уверенно диагностировать широкий диапазон заболеваний.

Просто освоить. Выгодно использовать

Продумана до мелочей.



Высококласная
визуализация



Ускоряющие работу
клинические приложения
для обследования печени,
щитовидной железы
и молочных желез*



Чувствительная сенсорная
панель поддерживающая
управление жестами,
обеспечивает интуитивно
понятный, интеллектуальный
рабочий процесс



Экспертное сервисное
обслуживание и поддержка



Гибкие финансовые решения



Гибкие решения для роста

* Доступная функция в системе Versana Balance.

Ваш надежный партнер

Откройте для себя новый уровень взаимодействия

Четкая визуализация, надежность и великолепное качество изображений позволяют относить Versana Balance к лучшим системам в своем классе. Versana Balance обеспечивает комплексное решение, включающее в себя широкий спектр исследований, от рутинных до специализированных, и одновременно обладает функционалом, реализованным в наших передовых системах.

- Расширенные возможности получения изображения в режимах трехмерной и четырехмерной визуализации с помощью опции **V-Live***
- Определение границ структур с высокой четкостью, используя опции **CrossXBeam™** и **SRI-HD**
- Исследование сосудистого кровотока для диагностики возможных неровностей сосудистой стенки, стеноза, а также других отклонений с помощью функций color **Doppler** и **B-Flow**
- Оценка направления потока в сосудах без искажений с помощью опции **power Doppler**
- Картирование упругих свойств и жесткости мягких тканей с помощью опции **strain Elastography***
- Опция панорамного сканирования **LOGIQ™ View** позволяет расширить поле обзора для комфортного исследования пациентов

Экспертное надежное сервисное обслуживание и техническая поддержка

- Рассылка обновлений программного обеспечения по электронной почте благодаря функции **e-delivery**
- Функция **E-IFU*** обеспечивает удаленный доступ к руководству по эксплуатации
- Проверка датчиков, включающая в себя оценку рабочих характеристик и упрощение обслуживания системы благодаря функции **Probe Check**



* Доступная функция в системе Versana Balance.

¹ Предложения могут отличаться в зависимости от страны или региона. Обратитесь к местному представителю GE HealthCare.

Комплексное решение

Надежность. Практичность. Эффективные решения визуализации изображений

Реализованные в системе Versana Balance опции позволяют оптимизировать рабочий процесс и обеспечить более эффективное сканирование. Вы можете рассчитывать на клиническую поддержку и высокий уровень обслуживания, гарантирующие максимально эффективное использование системы.



Динамическая оптимизация изображения при сканировании с **Whizz Dynamic Image Tuning***



Автооптимизация в режиме ЦДК с помощью функции **Whizz Color Flow****




Автоматическая маркировка правой почки, желчного пузыря и печени в правом верхнем квадранте с помощью **Whizz Label****



Пакет **программных средств** для конкретной анатомической области, по протоколам LI-RADS®, TI-RADS® и BI-RADS®



Оценка функции сегментов сердца с помощью опции **Auto Ejection Fraction**** и **Stress Echo**



Измерение толщины комплекса интима-медиа при поддержке опции **Auto IMT**



Использование **Auto Bladder** для расчета объема мочевого пузыря



Создание протоколов обследований и стандартизация рабочего процесса с помощью функции **Scan Assistant**



Определение наиболее подходящей плоскости сканирования с помощью справочного инструмента **Scan Coach**



Выгрузка изображений и отчетов в облако **Tricefy™ Cloud***** или сетевое хранилище (EMR, PACS) для консультации или передачи информации пациентам



Встроенный инструмент My Trainer для упрощения настройки системы и обучения работе с продуктом



Добавление **голосовых комментариев** к обследованиям

* Только для опций: Stress, Auto IMT.
** Доступная функция в системе Versana Balance.
*** Требуется интернет-соединение и подписка Tricefy.




Эргономичные опции для вашего комфорта



Монитор с изменяемым положением



Большой дисплей



Сенсорная панель с поддержкой различных вариантов управления***




Подогреватель геля с двумя режимами температуры



Держатели для датчиков




Регулируемая по высоте консоль***



Система организации прокладки кабелей



Отсек для хранения




Компактная контактная поверхность управления тормозом/Компактный дизайн




Разъемы датчиков, размещенные на передней панели для облегчения доступа

*** Предложения могут отличаться в зависимости от страны или региона. Обратитесь к местному представителю GE HealthCare.


Высококласная визуализация




Изображение печени в режиме ЦДК




Надколенное сухожилие в режиме панорамного сканирования LOGIQ™ View




Изображение щитовидной железы в режиме ЦДК



Сонная артерия с измерением IMT




Мочевой пузырь с мочеточниковым выбросом



Сосуды почки с помощью цветного доплера




Маркировка Whizz*




Изображение из левой парастеральной позиции по длинной оси левого желудочка в режиме ЦДК




Головка плода



Вены нижних конечностей в режиме ЦДК



Спектральная импульсно-волновая доплерография сонной артерии



Пуповина плода в режиме ЦДК

*Доступно на Versana Balance.

Возможности роста

Ваш надежный помощник сегодня и в будущем

Versana Balance — система, которая позволяет оказывать широкий спектр медицинских услуг. Вы можете выбрать консоль и базовую комплектацию с возможностью добавлять датчики и приложения программного обеспечения.

GE HealthCare предлагает широкий спектр ультразвуковых датчиков:

- L8-18i-RS* — многофункциональный мультисекторный линейный датчик для исследования скелетно-мышечной системы, малых органов, сосудов и поверхностно расположенных органов
- 12S-RS* — мультисекторный датчик с разрешением ультразвукового изображения для визуализации сердца, сосудов и исследований плода
- 4C-RS — широкополосный конвексный датчик для обеспечения разрешения в ближней зоне и детализации при визуализации брюшной полости, акушерско-гинекологических исследований и исследованиях плода
- L6-12-RS — линейный датчик для обеспечения разрешения при визуализации поверхностно расположенных органов
- 12L-RS — широкополосный линейный датчик для обеспечения разрешения при визуализации поверхностно расположенных органов
- E8C-RS — микроконвексный внутрисполостной датчик с увеличенной глубиной проникновения и высоким разрешением
- E8Cs-RS — микроконвексный внутрисполостной датчик с увеличенным полем обзора
- 3Sc-RS — секторный фазированный датчик с глубиной проникновения, обеспечивающей визуализацию при исследованиях брюшной полости и сердца
- 6S-RS — широкополосный секторный датчик с разрешением, обеспечивающим визуализацию при исследованиях в детской кардиологии
- RAB2-6-RS — конвексный датчик 3D/4D с разрешением, обеспечивающим визуализацию при акушерско-гинекологических исследованиях
- 8C-RS — микроконвексный датчик для детальной визуализации, предназначенный для педиатрии и неонатологии



Улучшайте навыки проведения ультразвуковых исследований с помощью клуба пользователей Versana

Клуб Versana предлагает материалы для овладения необходимыми навыками, кроме того, у вас будет возможность общаться с другими участниками и обмениваться знаниями в области ультразвуковых обследований. Членам клуба предоставляются:

- Возможность делиться изображениями с коллегами по всему миру.
- Доступ к размещенным в интернете обучающим видео и образовательным программам.
- Доступ к информации о решениях по обслуживанию и о продуктах семейства Versana.
- Статьи по УЗ-визуализации и медицинскому обслуживанию пациентов.

Зарегистрируйтесь сейчас на www.versanaclub.net



* Доступная функция в системе Versana Balance.

© 2024 GE HealthCare.
GE является товарным знаком компании General Electric, используемым на основании лицензионного соглашения. JB02251RU

Материал предназначен исключительно для медицинских и фармацевтических работников.

Представленная ультразвуковая система зарегистрирована как «Система ультразвуковая диагностическая медицинская Versana Balance с принадлежностями». LI-RADS, TI-RADS и BI-RADS являются зарегистрированными товарными знаками Американской коллегии радиологов.

Контактная информация

123112, г. Москва,
Пресненская набережная, д. 10А,
Москва-Сити, бизнес-центр
«Башня на Набережной»
Тел.: + 7 495 739 69 31

Горячая линия

8 800 333 69 67
(бесплатный номер для звонков
из регионов РФ)

www.gehealthcare.ru