



Kreißsaal Kombi-Aufnehmer

Kompatibel mit Corometrics™ Serie 250cx, Serie 170 und Mini-Telemetrie-Systemen.

Die Kombi-Aufnehmer mit Knopf-/Schlaufensystem von GE-Healthcare für den Kreißsaal sind mit einem neuartigen Aufsatz versehen, der sich zwecks Patientinnenüberwachung als Schlaufensystem oder als Knopfsystem am Gurt befestigen lässt.

Leistungsmerkmale

- Kombiniertes Knopf- und Schlaufen-Design bietet Flexibilität mit einem einzigen Aufnehmer.
- Die 9-Kristall-Technologie ermöglicht einen weiten Fokusbereich für eine gleichmäßigere Abdeckung in größeren Tiefen als bei herkömmlichen 7-Kristall-Ultraschallaufnehmern
- Wasserdicht zur Reinigung und Verwendung in Wasser*
- Flacher Toco-Aufnehmer für erhöhten Komfort

Unsere Geräte. Unser Zubehör. Einfach kompatibel.

Vertrauen Sie auf die hochwertigen Zubehör- und Verbrauchsartikel von GE Healthcare für einen effizienten Betrieb Ihrer klinischen Geräte.

- Vereinfachter Bestellprozess
- Schnelle Lieferung
- Ein Ansprechpartner
- Kompetente Beratung bei jedem Schritt

*Bei Verwendung mit Mini-Telemetrie

gehealthcare.de

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Produktgebrauch

Wiederverwendbare Kombi-Aufnehmer bieten bequemen Support dank einer ganzheitlichen Lösung für Monitore und Aufnehmer.

Der Gurt ist zur Verwendung bei einer Patientin vorgesehen, kann jedoch repositioniert werden. Die Fixierung erfolgt über den Knopf.

Materialien

Aufnehmer

Unteres Gehäuse: Cyclolac Grad T
Oberes Gehäuse: Bayblend FR 110
Kabelzugentlastung: BF Goodrich 58315
Schraubenabdeckungen: LDPE
Wasserdichte Versiegelung: Ethylen-Propylen (EPM/EPDM)
Gurt: Fasson® Trans-Therm® 1C mit Fasson S2550 Haftmittel

Materialzusammensetzung

Die Aufnehmer sind frei von BPA, DEHP, Natur-Latex, PVC oder anderen Phtalaten. Der Aufnehmergeurt enthält kein Natur-Latex.

Betriebsumgebung

Aufnehmer

Temperatur: 0 ° bis 40 °C (32 ° bis 104 °F)
Feuchtigkeit: 5 bis 95 % rF (nicht kondensierend)
Druck: 70 bis 106 kPa

Gurt

Temperatur: -10 ° bis 55 °C (14 ° bis 131 °F)
Druck: 70 bis 106 kPa

Das Produkt ist möglicherweise nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei GE Healthcare. Bitte besuchen Sie www.gehealthcare.de

© 2021 General Electric Company – Alle Rechte vorbehalten.

GE Healthcare behält sich das Recht vor, zu einem beliebigen Zeitpunkt und ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung die genannten Spezifikationen und Funktionen zu ändern oder die Herstellung des Produkts einzustellen. Aktuelle Informationen erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner bei GE Healthcare. GE, das GE-Monogramm und Corometrics sind Marken der General Electric Company. GE Healthcare, ein Geschäftsbereich der General Electric Company. GE Medical Systems, Inc., firmiert als GE Healthcare.

JB00218DE

Aufbewahrung

Aufnehmer

Temperatur: -10 ° bis 55 °C (14 ° bis 131 °F)
Feuchtigkeit: 5 bis 90% rF (nicht kondensierend)

Sterilität

Aufnehmer und Gurte werden unsteril geliefert.

Haltbarkeit

Der Aufnehmer selbst und seine Komponenten müssen kein Haltbarkeitsdatum tragen, da sie keine sicherheitsrelevanten Charakteristiken aufweisen, die sich im Laufe der Zeit verschlechtern.

Entsorgungshinweise

Die Entsorgung hat nach den Bestimmungen des jeweiligen Landes für elektrische und elektronische Abfälle zu erfolgen. Der Gurt kann nach den örtlichen Richtlinien und Vorschriften entsorgt werden.

Verpackungsmaterialien

Aufnehmer

Primärverpackung: 3-lagiger Wellpappenkarton
Sekundärverpackung: EPE-Schaumstoff

Konformität

RoHS-konform, Richtlinie 2011/65/EU
CE-Kennzeichnung

BESTELLINFORMATIONEN

Artikel-nummer	Beschreibung	Menge
2108346-001	Kombi-Ultraschallaufnehmer	1
2108347-001	Kombi-Toco-Aufnehmer	1
2015827-001	Aufnehmer-Gurt, Knopf	10
2015919-001	Aufnehmer-Gurt, Knopf	100