



Connettori e adattatori per bracciale CRITIKON™ per la pressione sanguigna

Soluzioni complete per la misurazione non invasiva della pressione sanguigna

Il sistema di connessione di GE Healthcare è semplice e facile da implementare.

GE Healthcare fornisce soluzioni economiche per la standardizzazione e la gestione dell'inventario. Standardizzando i sistemi di collegamento per la pressione sanguigna, si crea un collegamento universale che consente allo stesso tipo di collegamento dei bracciali per la pressione sanguigna di funzionare con un'ampia varietà di dispositivi per la pressione sanguigna non invasivi. Consolidando gli acquisti di tutti i bracciali per la pressione sanguigna in un unico venditore, il Purchasing Department (Dipartimento degli acquisti) dovrà gestire un numero minore di ordini di acquisto e fatture. Inoltre, viene incaricato un solo punto di contatto per i bracciali per la pressione sanguigna, mettendo così a disposizione del cliente un team di implementazione dedicato.

I prodotti inclusi in questo catalogo non sono realizzati con lattice di gomma naturale.



Adattatori per bracciali per la pressione sanguigna

Collegamento del bracciale per la pressione sanguigna ai connettori DINACLICK™ e Neo-Snap™



Y, 1 a baionetta maschio per recettore femmina DINACLICK™

Compatibilità: Philips/HP, Siemens, Datascope, Colin

Codice articolo 2059291-001
(Quantità: 10)



Y, 1 submin femmina per recettore femmina DINACLICK

Compatibilità: protocollo

Codice articolo 2059291-002
(Quantità: 10)



Y, submin maschio T per recettore femmina DINACLICK

Compatibilità: Nihon Kohden

Codice articolo 2059291-003
(Quantità: 10)



Y, 1 universale per recettore femmina DINACLICK

Compatibilità: universale

Codice articolo 2059291-004
(Quantità: 10)



X, 2 a baionetta maschio per recettore femmina DINACLICK

Compatibilità: modificato dall'utente

Codice articolo 2059292-001
(Quantità: 10)



X, 2 submin femmina per recettore femmina DINACLICK

Compatibilità: GE Marquette

Codice articolo 2059292-002
(Quantità: 10)



X, 2 submin accoppiato a recettore femmina DINACLICK

Compatibilità: GE Datex-Ohmeda

Codice articolo 2059292-003
(Quantità: 10)



X, 2 connettori a vite maschio per recettore femmina DINACLICK

Compatibilità: DINAMAP

Codice articolo 2059292-004
(Quantità: 10)

Connettori DINACLICK



Recettore femmina 2T DINACLICK a tubo ID da 1/8", tubi a doppio lume

Compatibilità: connettore maschio DINACLICK

Codice articolo 2059294-001
(Quantità: 10)



Recettore femmina 1T DINACLICK per tubi a lume singolo

Compatibilità: connettore maschio DINACLICK

Codice articolo 2055630-001
tubo da 1/8" (Quantità: 10)



Recettore femmina 1T DINACLICK per tubi a lume singolo

Compatibilità: connettore maschio DINACLICK

Codice articolo 2055630-002
tubo da 5/32" (Quantità: 10)

Connettori Neo-Snap



Connettore maschio 2T Neo-Snap

Compatibilità: femmina Neo-Snap

Codice articolo 2059293-001
(Quantità: 10)



**Raccordo maschio da 3/32" per
connettore maschio Neo-Snap**

Compatibilità: femmina Neo-Snap

Codice articolo 2059290-004
(Quantità: 10)



**Raccordo maschio da 1/8" per
connettore maschio Neo-Snap**

Compatibilità: femmina Neo-Snap

Codice articolo 2059290-003
(Quantità: 10)

Connettori a baionetta



Philips/HP, Siemens, Datascope, Colin

Codice articolo 330060
(Quantità: 10)



**Connettore a Baionetta maschio per
tubi da da 3/16", in metallo**

Compatibilità: Philips/HP, Siemens,
Datascope, Colin

Codice articolo 330059
(Quantità: 10)

Tappi per lavaggio e o-ring

GE Healthcare fornisce tappi per il lavaggio che impediscono l'ingresso dell'acqua nei bracciali per la pressione sanguigna durante la pulizia.



**Set di ricambio per o-ring per
connettore strumenti tubi dell'aria**

Compatibilità: (330073) e tubi dell'aria
(107365, 107368, 107366)

Codice articolo 330077
(Quantità: 20)



**Tappi per lavaggio per recettore fem-
mina Neo-Snap e connettore maschio
DINAClick**

Compatibilità: GE

Codice articolo 2059295-001
(Quantità: 50)

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni complete per bracciali di GE Healthcare, visita il sito [gehealthcare.it/products/patient-monitoring/nibp-cuffs-accessories](https://www.gehealthcare.it/products/patient-monitoring/nibp-cuffs-accessories)

© 2021 General Electric Company – Tutti i diritti riservati.

GE Healthcare si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche alle specifiche e alle caratteristiche qui illustrate o di sospendere in qualsiasi momento i prodotti descritti senza alcun obbligo di notifica. Per avere informazioni più aggiornate, rivolgersi al rappresentante di GE Healthcare. GE, il monogramma GE, CRITIKON e DINACLICK sono marchi di General Electric Company. GE Healthcare, una divisione di General Electric Company. GE Medical Systems, Inc., presente sul mercato come GE Healthcare. Colin è un marchio registrato di proprietà di Colin Medical Instruments. Datascope è un marchio registrato di proprietà di Datascope Corp. HP è un marchio registrato di proprietà di Agilent Technologies. Nihon Kohden è un marchio registrato di proprietà di Royal Philips Electronics. Protocol è un marchio registrato di proprietà di Welch Allyn, Inc. Siemens è un marchio registrato di proprietà di Siemens Medical Solutions. Spacelabs è un marchio registrato di proprietà di Spacelabs Medical Systems.

JB00179IT

