

O AMANHÃ, HOJE.



1.5T SIGNA™ HDxt

Atualização SIGNA™Works



Obtenha os trabalhos e aumente o seu desempenho com a última versão do seu SIGNA™ MR

Desbloqueie os benefícios da performance de imagens de última geração e produtividade atualizando a edição 1.5T SIGNA™ HDxt SIGNA™Works.

Atualize rapidamente com uma instalação de uma semana e sem necessidade de construção, levando à economia de custos não só por manter o seu forte atrativo, mas também por assegurar o tempo de funcionamento.

Por que comercializar quando se pode escalar? O atrativo é tão forte hoje quanto era quando foi inicialmente instalado. O GE Continuum™ permite que você reponha a vida útil do seu scanner existente com novos aplicativos e hardware de última geração.

CONFIANÇA CLÍNICA

Alimentado por SIGNA™Works

- Aplicações avançadas de respiração livre e de correção de movimento
- Acelere o tempo de exame em até 50% com o HyperSense
- Diagnósticos significativos para serem encaminhados aos médicos

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Desenvolvido em torno do mesmo atrativo forte

- Alta SNR com tecnologia de RF Óptica para encurtar o tempo de digitalização
- Permita aplicativos inovadores e fluxo de trabalho melhorado, permitindo maior produtividade e rendimento

EXPERIÊNCIA DO PACIENTE

Eleve o conforto do paciente

- Redução dos níveis de ruído com ART
- Altura baixa da mesa para fácil acesso do paciente
- Aplicações de respiração livre que permitem a correção de movimentos
- Bobinas Flex 16 canais para caber em uma variedade de pacientes

gehealthcare.com.br

Vá para a próxima geração SIGNA™ MR

Obtenha o Works atualizando o seu sistema HD qualificado para aplicativos e hardware mais recentes. O resultado é um sistema de RM capaz de gerar imagens de alta definição, mesmo nos casos mais difíceis.

A atualização da edição 1.5T SIGNA™ HDxt SIGNA™Works inclui:

- OpTix RF permite o acesso a aplicações adicionais
- Recursos de 16 canais
- Computador hospedeiro e interface de usuário atualizados para melhorar o fluxo de trabalho
- Software padrão SIGNA™Works DV26.0
- Amplie a capacidade de serviço
- Opcional:
 - Pacotes avançados SIGNA™Works
 - Bobinas Flex 16 canais (pequenas, médias, grandes)
 - Substitua as coberturas da mesa e do sistema destacáveis

Redefina a produtividade com SIGNA™Works

Confie na plataforma SIGNA™Works para fazer avançar os diagnósticos, permitindo ao mesmo tempo os resultados dos pacientes e o seu ROI. Aumente o rendimento por meio de resultados rápidos, consistentes e quantificáveis em um fluxo de trabalho que se adapte a qualquer paciente.

Ganhe capacidade clínica avançada por meio das opções disponíveis, tais como:

- HyperSense para acelerar o tempo de exame em até 50%
- HyperCube para aumentar a resolução sem tempo extra de digitalização
- MAVRIC SL para imagem de tecido mole em torno de implantes metálicos condicionais de RM
- PROPELLER MB para imagens de diagnóstico de artefatos de movimento reduzido
- Navegador automático para respiração livre
- MAGiC fornece múltiplas sequências numa única digitalização
- DISCO fornece imagens dinâmicas 4D extremamente rápidas
- FOCUS permite pequenas imagens FOV e maior resolução

Para saber mais sobre a atualização da edição 1.5T SIGNA™ HDxt SIGNA™Works, entre em contato com o especialista em vendas da GE Healthcare.

Os produtos/tecnologias mencionados neste material estão sujeitos à regulamentação do governo. Seu embarque e efetiva comercialização só poderão ocorrer após a aprovação do regulador.

Os produtos/tecnologias podem estar com nome fantasia distinto do aprovado, sua comercialização ocorrerá sob o nome registrado.

© 2021 General Electric Company – Todos os direitos reservados.


A GE Healthcare reserva-se o direito de fazer alterações nas especificações e nos recursos apresentados neste documento ou de descontinuar o produto descrito em qualquer momento, sem notificação ou obrigação prévia. Entre em contato com um representante da GE Healthcare para obter informações mais atuais. SIGNA, GE e o monograma da GE são marcas comerciais da General Electric Company. GE Healthcare, uma divisão da General Electric Company. GE Medical Systems, Inc., realizando negócios como GE Healthcare.

JB00200BR




gehealthcare.com.br

ACELERAÇÃO




TOF 3D axial com HyperSense
3:04 min.

CONSISTENTE




PROPELLER T2 Coronal
Correção de movimento

QUANTIFICÁVEL



ASL 3D axial - Mapa CBF

PERSONALIZE



Velocidade 3D sagital Inhance
Permite imagem vascular sem
contraste