

Housses pour nattes et cocons à usage unique BiliSoft™

Une thérapie intensive, simplement en emmaillotant le bébé dans une couverture

Les housses et cocons pour nattes BiliSoft sont conçus pour être utilisés avec les systèmes de photothérapie BiliSoft, utilisés pour traiter les prématurés et les nourrissons nés à terme atteints d'hyperbilirubinémie.

Fonctionnalités

- Les housses pour nattes matelassées à usage unique ultra-douces du BiliSoft sont fabriquées dans un tissu ignifugé doux pour la peau.
- Disponible en petite et en grande taille pour s'adapter à la taille de la natte de photothérapie
- Les matériaux utilisés sont conçus pour permettre à la lumière du dispositif thérapeutique de passer à travers le tissu
- Les housses sont compatibles avec les rayons X

Notre équipement.

Nos accessoires.

La compatibilité, tout simplement.

Fiables et performants, les accessoires et consommables GE Healthcare sont conçus pour garantir le fonctionnement optimal de vos appareils.

- Processus de commande simplifié
- Livraison rapide
- Un interlocuteur unique pour des conseils d'expert
- Qualité de l'assistance technique garantie à chaque étape



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Utilisation du produit

Les housses BiliSoft sont douces pour la peau du bébé et offrent une couverture souple et matelassée pour tous les produits BiliSoft.

Matériaux

Couche supérieure :	Polypropylène non tissé, sans colorant
Rembourrage intérieur :	Fibres de polyester, sans colorant
Panneau arrière :	Maille en polyester, sans colorant
Coutures :	Fil de polyester

Composition des matériaux

Ne contiennent pas de BPA, DEHP, latex naturel, PVC ou autres phtalates.

Environnement de fonctionnement

Température :	5 ° à 40 °C (41 à 104 °F)
Humidité :	jusqu'à 95 % (sans condensation)

Stockage

Température :	-25 °C à 70 °C (-13 °F à 158 °F)
Humidité :	jusqu'à 90 % (sans condensation)

Mise au rebut

Les housses jetables BiliSoft peuvent être utilisées pour un seul patient. Mettre au rebut en tant que déchet médical, conformément à la politique de l'hôpital et aux directives et réglementations locales.

Il se peut que ce produit ne soit pas disponible dans certains pays et certaines régions du monde.

Contactez votre représentant GE Healthcare local pour plus d'informations. Visitez notre site Internet <http://www.gehealthcare.com/>

Matériaux d'emballage

Principal :	Sachet en polyéthylène (PE)
-------------	-----------------------------

Normes

Les housses pour nattes sont conformes aux normes suivantes : ISO 10993-5 et ISO 10993-10 pour les exigences de biocompatibilité et 16 CFR section 1632.6 pour les exigences d'inflammabilité.

Conformité

Marque CE, règlement (UE) 2017/745, conforme au règlement REACH 1907/2006, y compris ses amendements.

LISTE DES PIÈCES

Référence	Description
2105422-001	Housses pour nattes BiliSoft 2.0 jetables, plates, petites, 20 pièces
2105418-001	Housses pour nattes BiliSoft 2.0 jetables, plates, petites, 50 pièces
2107201-001	Housses pour nattes BiliSoft jetables, plates, petites, 20 pièces
2107200-001	Housses pour nattes BiliSoft jetables, plates, petites, 50 pièces
2105423-001	Housses pour nattes BiliSoft 2.0* jetables, plates, grandes, 20 pièces
2105419-001	Housses pour nattes BiliSoft 2.0* jetables, plates, petites, 50 pièces
2105420-001	Housses pour cocons BiliSoft 2.0 jetables, plats, grands, 15 pièces
2107202-001	Housses pour cocons BiliSoft jetables, petits, 15 pièces
2105421-001	Housses pour cocons BiliSoft 2.0* jetables, grands, 15 pièces

* Remarque : La housse pour nattes jetable BiliSoft 2.0 (plate et cocon) en grande taille s'adapte également à la natte de grande taille (existante) du système de photothérapie BiliSoft.

Distribué par : GE Healthcare

Fabriqué par : Lumitex Medical Devices Inc.



8443 Dow Circle
Strongsville, OH 44136

© 2020 General Electric Company – Tous droits réservés.

GE Healthcare se réserve le droit de modifier les spécifications et fonctions mentionnées dans le présent document, ou de suspendre la commercialisation du produit décrit, à tout moment, sans préavis ni obligation.

Contactez votre représentant GE Healthcare pour obtenir les informations les plus récentes.

GE, le monogramme GE et BiliSoft sont des marques commerciales de General Electric Company.

GE Healthcare, une division de General Electric Company. GE Medical Systems, Inc., commercialisant ses produits sous le nom de GE Healthcare.

JB00542XE 10/20