



CRITIKON CLASSIC-CUF

Blutdruckmanschetten

CRITIKON™ CLASSIC-CUF™ Blutdruckmanschetten wurden im Hinblick auf eine begrenzte Wiederverwendung bei mehreren Patienten entwickelt und klinisch getestet. Die aus strapazierfähigem Vinyl gefertigten und im Zeitverlauf erprobten CRITIKON Blutdruckmanschetten sind einfach zu reinigen und stabil genug für wiederholtes Aufpumpen – können allerdings aufgrund des günstigen Preises auch nur für einen Patienten verwendet werden.



Bewährte klinische Exzellenz

- Manschetten bieten den gleichen Qualitätsstandard wie alle GE Geräte zur Patientenüberwachung, zum wiederholten Aufpumpen mit Gewährleistung präziser Messwerte
- Aufgrund der großen fettgedruckten Beschriftung kann die richtige Manschette schnell gewählt werden, das ermöglicht genauere Messungen

Konzipiert für Patientensicherheit und Haltbarkeit

- Leicht zu reinigendes Vinyl-Material frei von Naturkautschuk-Latex oder DEHP, erhöht die Sicherheit für die Patienten
- Eine umfassende Auswahl an Manschettengrößen ist für Neugeborene, Kinder, Erwachsene sowie Oberschenkelmessungen verfügbar, wodurch sichergestellt wird, dass die jeweilige Messung korrekt ist
- Der DINACLICK™ Anschluss entspricht der internationalen Norm ISO 80369-5 und weist somit ein verringertes Risiko von Fehlverbindungen zu anderen medizinischen Geräten auf

Für einen optimierten Workflow

- Leicht zu bedienender DINACLICK Schnellanschluss ermöglicht Pflegekräften, die Manschette schneller mit dem NIBP-Schlauch zu verbinden als zwei herkömmliche Schlauch-Anschlüsse
- Entspricht AAMI- und AHA NIBP-Normen zur Manschettengröße für eine schnelle und korrekte Größenbestimmung
- Eine große Auswahl an Adaptern und Anschlüssen, die mit automatisierten Monitoren und verschiedenen manuellen Geräten kompatibel sind, einschließlich Wand-Manometern und mobilen Manometern, wodurch ein Universalanschluss-system in der gesamten Klinik möglich ist

Verschiedene Manschetten-Sortimentspackungen

- Für Nutzer von Manschetten in kleinen Mengen stehen verschiedene Sortimentspackungen zur Vereinfachung des Bestellvorgangs und zur Optimierung des Lagermanagements zur Verfügung



CLASSIC-CUF			ISO 80369-5-konform	
				
Größe	Farbe	Extremitäten- umfang	DINACLICK Anschluss 2 Schlauch	Bajonett- Anschluss 1 Schlauch
Kleinkind	Orange	8-13 cm	CLA-P1-2A-5S	2300
Kinder	Grün	12-19 cm	CLA-P2-2A-5S	2301
Erwachsene, klein	Hellblau	17-25 cm	CLA-A1-2A-5S	2302
Erwachsene	Marineblau	23-33 cm	CLA-A2-2A-5S	2303
Erwachsene, lang	Marineblau	23-33 cm	CLA-A2-2A-L-5S	2306
Erwachsene, groß	Rosa	31-40 cm	CLA-A3-2A-5S	2304
Erwachsene, groß, lang	Rosa	31-40 cm	CLA-A3-2A-L-5S	2307
Oberschenkel	Braun	38-50 cm	CLA-T1-2A-5S	2305

Hinweis: 20 Manschetten/Packung

DINACLICK Sortimentspackungen

Anschlusstyp	Artikelnummer (ISO 80369-5- konform)	Beschreibung
DINACLICK Anschluss 2 Schlauch	2059304-501	5 x Erwachsene, klein, 10 x Erwachsene, 5 x Erwachsene, groß (20 Manschetten/Packung)
	2059304-502	1 x Erwachsene, klein, 1 x Erwachsene, 1 x Erwachsene, groß (3 Manschetten/Packung)



© 2020 General Electric Company – Alle Rechte vorbehalten.

GE Healthcare behält sich das Recht vor, zu einem beliebigen Zeitpunkt und ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung die genannten Spezifikationen und Funktionen zu ändern oder die Herstellung des Produkts einzustellen. Aktuelle Informationen erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner bei GE Healthcare. GE, das GE-Monogram, CLASSIC-CUF, CRITIKON und DINACLICK sind Marken der General Electric Company. GE Healthcare, ein Geschäftsbereich der General Electric Company.
GE Medical Systems, Inc., firmiert als GE Healthcare.

JB00312DE