



CRITIKON CLASSIC-CUF

Manguitos de tensión arterial

Los manguitos de tensión arterial CRITIKON™ CLASSIC-CUF™ están diseñados y clínicamente validados para una reutilización limitada en varios pacientes. Fabricado en vinilo resistente, este manguito de tensión arterial CRITIKON de eficacia probada es fácil de limpiar y resistente a inflados constantes, pero también lo bastante económico para usarse con un solo paciente.



Una elección de confianza para una excelente atención clínica

- Los manguitos están sujetos al mismo estándar de calidad que todos los monitores de paciente de GE, con inflados constantes para garantizar lecturas precisas.
- Texto en letra grande y negrita que le ayuda a elegir rápidamente el manguito adecuado para obtener una medición más precisa.

Gran resistencia y máxima seguridad para el paciente

- El vinilo, fácil de limpiar, no contiene látex de caucho natural ni DEHP para mayor seguridad de sus pacientes.
- Gama completa de tamaños de manguitos (neonato, pediátrico, adulto y muslo) para garantizar un ajuste perfecto y una medición correcta de la tensión arterial.
- El conector DINACLICK™ cumple los requisitos de la norma internacional ISO 80369-5, lo que reduce el riesgo de conexiones incorrectas con otros equipos médicos.

Diseñados para mejorar el flujo de trabajo

- El conector rápido DINACLICK es fácil de usar y permite al personal de enfermería conectar el manguito al tubo de PANI con más rapidez que un par de conectores de tubos convencionales.
- Cumplen las normas AAMI y AHA de tamaño de manguitos para medición de tensión arterial no invasiva con el tamaño correcto.
- Gama completa de adaptadores y conectores compatibles con monitores automatizados y diversos dispositivos manuales, incluyendo manómetros fijos y portátiles, que permite disponer de un sistema de conexión universal en todo el centro.

Disponibilidad de packs de manguitos surtidos

- Para los usuarios de bajo consumo de manguitos, existen varios tipos de packs de manguitos surtidos para facilitar los pedidos y lograr una gestión de existencias más apropiada



CLASSIC-CUF			Cumple la norma ISO 80369-5	
				
Tamaño	Color	Circunferencia de la extremidad	Conector DINACLICK de 2 tubos	Conector de bayoneta de 1 tubo
Bebé	Naranja	8-13 cm	CLA-P1-2A-5S	2300
Niño	Verde	12-19 cm	CLA-P2-2A-5S	2301
Adulto pequeño	Azul claro	17-25 cm	CLA-A1-2A-5S	2302
Adulto	Azul marino	23-33 cm	CLA-A2-2A-5S	2303
Adulto largo	Azul marino	23-33 cm	CLA-A2-2A-L-5S	2306
Adulto grande	Rosa	31-40 cm	CLA-A3-2A-5S	2304
Adulto grande largo	Rosa	31-40 cm	CLA-A3-2A-L-5S	2307
Muslo	Marrón	38-50 cm	CLA-T1-2A-5S	2305

Nota: 20 manguitos/caja

Packs de manguitos DINACLICK surtidos

Tipo de conector	N.º de referencia (cumple la norma ISO 80369-5)	Descripción
Conectores DINACLICK de 2 tubos	2059304-501	5 adulto pequeño, 10 adulto, 5 adulto grande (20 manguitos/caja)
	2059304-502	1 adulto pequeño, 1 adulto, 1 adulto grande (3 manguitos/caja)



© 2020 General Electric Company – Todos los derechos reservados.

GE Healthcare se reserva el derecho de realizar los cambios que considere oportunos en las especificaciones y características indicadas en este documento o interrumpir la fabricación del producto descrito en cualquier momento y sin previo aviso ni obligación alguna. Póngase en contacto con su representante de GE Healthcare para obtener la información más reciente. GE, el monograma de GE, CLASSIC-CUF, CRITIKON y DINACLICK son marcas registradas de General Electric Company. GE Healthcare, una división de General Electric Company. GE Medical Systems, Inc. comercializa sus productos como GE Healthcare.

JB00210ES