



CRITIKON DURA-CUF

Blutdruckmanschetten

CRITIKON™ DURA-CUF™ sind schonend und robust. Sie sind aus stabilem, flexiblem Nylon und mit abgerundeten Kanten gefertigt und daher bequem und leicht zu reinigen, um den Patientenkomfort zu erhöhen. Sie sind für die subakute Anwendung an mehreren Patienten in medizinischen Einrichtungen konzipiert und eignen sich sehr gut für Arztpraxen mit geringeren Kontaminationsrisiken.



Auf Patientensicherheit, Komfort und Genauigkeit ausgelegt

- Aus strapazierfähigen Materialien gefertigt, die für eine umfangreiche Verwendung und mehrfache Desinfektion und Reinigung geeignet sind
- Mit abgerundeten Kanten zur Erhöhung des Patientenkomforts
- Gefertigt aus Materialien ohne PVC oder Naturkautschuk-Latex, wodurch sie sicherer für Patienten sind
- Entspricht AAMI- und AHA NIBP-Normen zur Manschettengröße für eine schnelle und korrekte Größenbestimmung
- Der DINACLICK™ Anschluss entspricht der internationalen Norm ISO 80369-5 und weist somit ein verringertes Risiko von Fehlverbindungen zu anderen medizinischen Geräten auf

Geeignet für praktisch jede Arztpraxis

- Leicht zu bedienender DINACLICK Schnellanschluss ermöglicht Pflegekräften, die Manschette schneller mit dem NIBP-Schlauch zu verbinden als zwei herkömmliche Schlauch-Anschlüsse
- Eine große Auswahl an Adaptern und Anschlüssen, die mit automatisierten GE- und Nicht-GE-Blutdruckgeräten kompatibel sind, sowie mit verschiedenen manuellen Geräten, einschließlich Wand-Manometern und mobilen Manometern, wodurch ein Universalanschlusssystem in der gesamten Klinik möglich ist
- Drei Arten von Manschetten-Sortimentspackungen zur Vereinfachung des Bestellvorgangs und Optimierung der Lagerhaltung



DURA-CUF			ISO 80369-5-konform	
				
Größe	Farbe	Extremitäten- umfang	DINACLICK Anschluss 2 Schlauch	Bajonett- Anschluss 1 Schlauch
Kleinkind	Orange	8-13 cm	DUR-P1-2A-5S	002274
Kinder	Grün	12-19 cm	DUR-P2-2A-5S	002275
Erwachsene, klein	Royalblau	17-25 cm	DUR-A1-2A-5S	002276
Erwachsene, klein, lang	Royalblau	17-25 cm	DUR A1-2A-L-5S	
Erwachsene	Marineblau	23-33 cm	DUR-A2-2A-5S	002277
Erwachsene, lang	Marineblau	23-33 cm	DUR-A2-2A-L-5S	002130
Erwachsene, groß	Weinrot	31-40 cm	DUR-A3-2A-5S	002278
Erwachsene, groß, lang	Weinrot	31-40 cm	DUR-A3-2A-L-5S	002131
Oberschenkel	Braun	38-50 cm	DUR-T1-2A-5S	002279

Hinweis: 5 Manschetten/Packung

DINACLICK Sortimentspackungen

Anschlussstyp	Artikelnummer (ISO 80369-5 konform)	Beschreibung
DINACLICK Anschluss 2 Schlauch	2059301-501	1 x Erwachsene, klein, 1 x Erwachsene, 1 x Erwachsene, groß (3 Manschetten/Packung)
	2059301-502	2 x Kleinkind, 3 x Kinder, 1 x Erwachsene, klein (6 Manschetten/Packung)
	2059301-503	1 x Erwachsene, klein, 3 x Erwachsene, 1 x Erwachsene, lang, 1 x Erwachsene, groß (6 Manschetten/Packung)
	2059301-504	1 x Kleinkind, 1 x Kinder, 1 x Erwachsene, klein, 1 x Erwachsene, 1 x Erwachsene, groß, 1 x Oberschenkel (6 Manschetten/Packung)



Unsere Umverpackung ist umweltfreundlich, da sie das Mobius-Schleifensymbol enthält, welches die Wiederverwertbarkeit anzeigt.

Um mehr über die umfassenden Manschettenlösungen von GE Healthcare zu erfahren, besuchen Sie uns unter cuffs.gehealthcare.de

© 2020 General Electric Company – Alle Rechte vorbehalten.

GE Healthcare behält sich das Recht vor, zu einem beliebigen Zeitpunkt und ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung die genannten Spezifikationen und Funktionen zu ändern oder die Herstellung des Produkts einzustellen. Aktuelle Informationen erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner bei GE Healthcare. GE, das GE-Monogram, CRITIKON, DURA-CUF und DINACLICK sind Marken der General Electric Company. GE Healthcare, ein Geschäftsbereich der General Electric Company.
GE Medical Systems, Inc., firmiert als GE Healthcare.

JB00308DE



NUR DRUCKEN
wenn wirklich nötig !