



CRITIKON DURA-CUF

Manguitos de tensión arterial

CRITIKON™ DURA-CUF™ es un manguito tan cómodo como resistente. Fabricados en nailon flexible y resistente, estos manguitos son prácticos y fáciles de limpiar, con esquinas redondeadas para mayor comodidad del paciente. Están diseñados para reutilizarse con pacientes en entornos de cuidados generales y resultan idóneos para consultas en las que el riesgo de contaminación es bajo.



Diseñados para máxima seguridad del paciente, comodidad y precisión

- Fabricados con materiales resistentes que permiten un uso intensivo y múltiples ciclos de limpieza y desinfección
- Diseñados con esquinas redondeadas para mayor comodidad de sus pacientes
- No contienen PVC ni látex de caucho para mayor seguridad de sus pacientes
- Cumplen las normas AAMI y AHA de tamaño de manguitos para medición de tensión arterial no invasiva con el tamaño correcto.
- El conector DINACLICK™ cumple los requisitos de la norma internacional ISO 80369-5, lo que reduce el riesgo de conexiones incorrectas con otros equipos médicos.

Idóneos para prácticamente todo tipo de consultas

- El conector rápido DINACLICK es fácil de usar y permite al personal de enfermería conectar el manguito al tubo de PANI con más rapidez que un par de conectores de tubos convencionales.
- Gama completa de adaptadores y conectores compatibles con equipos de monitorización de tensión arterial de GE y otras marcas y con diversos dispositivos manuales, incluyendo manómetros fijos y portátiles, que permite disponer de un sistema de conexión universal en todo el centro.
- Existen tres tipos de packs de manguitos surtidos para facilitar los pedidos y optimizar la gestión de existencias.



DURA-CUF

Cumple la norma ISO 80369-5



Tamaño	Color	Circunferencia de la extremidad	Conector DINACLICK de 2 tubos	Conector de bayoneta de 1 tubo
Bebé	Naranja	8-13 cm	DUR-P1-2A-5S	002274
Niño	Verde	12-19 cm	DUR-P2-2A-5S	002275
Adulto pequeño	Azul real	17-25 cm	DUR-A1-2A-5S	002276
Adulto pequeño largo	Azul real	17-25 cm	DUR A1-2A-L-5S	
Adulto	Azul marino	23-33 cm	DUR-A2-2A-5S	002277
Adulto largo	Azul marino	23-33 cm	DUR-A2-2A-L-5S	002130
Adulto grande	Granate	31-40 cm	DUR-A3-2A-5S	002278
Adulto grande largo	Granate	31-40 cm	DUR-A3-2A-L-5S	002131
Muslo	Marrón	38-50 cm	DUR-T1-2A-5S	002279

Nota: 5 manguitos/caja

Packs de conectores DINACLICK surtidos

Tipo de conector	N.º de referencia (cumple la norma ISO 80369-5)	Descripción
Conectores DINACLICK de 2 tubos	2059301-501	1 adulto pequeño, 1 adulto, 1 adulto grande (3 manguitos/caja)
	2059301-502	2 bebé, 3 niño, 1 adulto pequeño (6 manguitos/caja)
	2059301-503	1 adulto pequeño, 3 adulto, 1 adulto largo, 1 adulto grande (6 manguitos/caja)
	2059301-504	1 bebé, 1 niño, 1 adulto pequeño, 1 adulto, 1 adulto grande, 1 muslo (6 manguitos/caja)



Nuestro embalaje exterior es ecológico, ya que contiene el símbolo del bucle de Möbius que indica que puede ser reciclado.

Para obtener más información sobre las soluciones completas de manguitos de GE Healthcare, visítenos en [gehealthcare.es](https://www.gehealthcare.es)

© 2020 General Electric Company – Todos los derechos reservados.

GE Healthcare se reserva el derecho de realizar los cambios que considere oportunos en las especificaciones y características indicadas en este documento o interrumpir la fabricación del producto descrito en cualquier momento y sin previo aviso ni obligación alguna. Póngase en contacto con su representante de GE Healthcare para obtener la información más reciente. GE, el monograma de GE, CRITIKON, DURA-CUF y DINACLICK son marcas registradas de General Electric Company. GE Healthcare, una división de General Electric Company. GE Medical Systems, Inc. comercializa sus productos como GE Healthcare.

JB00206ES



IMPRIMIR
Solo si es necesario!