



GELBE CRITIKON CLASSIC-CUF-ISO Blutdruckmanschetten

Die gelbe CRITIKON™ CLASSIC-CUF™ -ISO ist für die Verwendung an nur einem Patienten in einer isolierten Umgebung ausgelegt. Diese Manschetten aus Vinyl sind als Einweg-Manschetten zu verwenden und unterstützen bei der Infektionsprävention. Sie bieten die gleiche Qualität und die Sicherheit, die von der gesamten Produktlinie von CRITIKON Manschetten erwartet werden, und sind gleichzeitig an Isolationsbereiche angepasst.



Bewährte klinische Exzellenz

- Manschetten entsprechen den gleichen Qualitätsstandards wie alle GE Geräte zur Patientenüberwachung, mit wiederholtem Aufpumpen zur Gewährleistung präziser Messwerte
- Aufgrund der großen, fettgedruckten Beschriftung kann die richtige Manschette schnell gewählt werden, wodurch eine genauere Messung möglich ist
- In Isolationsräumen sind sie durch die gelbe Farbe schnell zu erkennen

Konzipiert für Patientensicherheit und Haltbarkeit

- Leicht zu reinigendes Vinyl-Material frei von Naturkautschuk-Latex oder DEHP, wodurch die Manschetten sicherer für Patienten sind
- Eine umfassende Auswahl an Manschettengrößen ist verfügbar – von Kleinkindern bis hin zu Erwachsenen sowie Oberschenkel, wodurch sichergestellt wird, dass die jeweilige Messung korrekt ist
- Der DINACLICK™ Anschluss entspricht der internationalen Norm ISO 80369-5 und weist somit ein verringertes Risiko von Fehlverbindungen zu anderen medizinischen Geräten auf

Für einen optimierten Workflow

- Leicht zu bedienender DINACLICK™ Schnellanschluss ermöglicht Pflegekräften, die Manschette schneller mit dem Monitor zu verbinden als andere Zweischlauch-Anschlüsse
- Erfüllt AAMI- und AHA NIBP-Normen zur Manschettengröße für eine schnelle und korrekte Größenbestimmung
- Eine große Auswahl an Adaptern und Anschlüssen, die mit automatisierten Monitoren und verschiedenen manuellen Geräten kompatibel sind, einschließlich Wand-Manometern und mobilen Manometern, wodurch ein Universalanschluss-system im gesamten Lagermanagement der Klinik möglich ist



GELBE CLASSIC-CUF-ISO

ISO 80369-5-konform



Größe	Farbe	Extremitätenumfang	DINACLICK Anschluss 2 Schlauch
Kleinkind	Gelb/Blau	8-13 cm	CLA-P1-2A-X-5S
Kinder	Gelb/Blau	12-19 cm	CLA-P2-2A-X-5S
Erwachsene, klein	Gelb/Blau	17-25 cm	CLA-A1-2A-X-5S
Erwachsene	Gelb/Blau	23-33 cm	CLA-A2-2A-X-5S
Erwachsene, groß	Gelb/Blau	31-40 cm	CLA-A3-2A-X-5S
Oberschenkel	Gelb/Blau	38-50 cm	CLA-T1-2A-X-5S

Hinweis: 20 Manschetten/Packung

Um mehr über die umfassenden Manschettenlösungen von GE Healthcare zu erfahren, besuchen Sie uns unter [cuffs. gehealthcare.com](https://www.gehealthcare.com/cuffs)



© 2020 General Electric Company – Alle Rechte vorbehalten.

GE Healthcare behält sich das Recht vor, zu einem beliebigen Zeitpunkt und ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung die genannten Spezifikationen und Funktionen zu ändern oder die Herstellung des Produkts einzustellen. Aktuelle Informationen erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner bei GE Healthcare. GE, das GE-Monogram, CRITIKON, CLASSIC-CUF und DINACLICK sind Marken der General Electric Company. GE Healthcare, ein Geschäftsbereich der General Electric Company. GE Medical Systems, Inc., firmiert als GE Healthcare.

JB00313DE