



CRITIKON Blutdruckmanschetten für Neugeborene

Die Manschetten für Neugeborene von GE bieten Ihren kleinsten Patienten nicht nur schonenden Komfort, sondern auch weitere Vorteile. Die aus besonders weichem, absorbierendem Material oder aus reinigungsfreundlichem Vinyl bestehenden Manschetten sind in allen neonatalen Größen verfügbar. Das verspielte, farbkodierte Design mit Tiermotiven unterstützt Sie dabei, schnell die richtige Größe zu finden. Zudem sind die Manschetten sehr preiswert für die Ein-Patienten-Anwendung.



Bewährte klinische Exzellenz

- Auf Messgenauigkeit getestet und klinisch validiert, für eine qualitativ hochwertige Versorgung Ihrer Patienten
- Umfassende Auswahl an Größen für Neugeborene in verspielten, farbkodierten Tierdesigns, die Ihnen dabei helfen, schnell die richtige Größe zu finden - für noch genauere Messungen
- Auswahl zwischen extra weichem, absorbierendem Material (SOFT-CUF™) oder einfach zu reinigendem Vinyl (CLASSIC-CUF™)

Konzipiert für die Patientensicherheit

- Ein-Patienten-Anwendung für die Zuordnung zu einem Baby während des gesamten Krankenhausaufenthalts zur Unterstützung Ihrer Infektionsschutzmaßnahmen
- Manschetten werden nicht aus Latex oder DEHP gefertigt
- Neo-Snap™-Anschluss erfüllt internationale Normen und verhindert falsches Anschließen an Luer-Anschlüsse; zudem verhindert er versehentliche Trennungen, zur Verbesserung der Patientensicherheit



Neo-Snap-Anschluss

Für einen optimierten Workflow

- Der Neo-Snap-Anschluss muss nicht ausgerichtet werden, um eine sichere Verbindung herzustellen; Sie können sich ganz auf das Baby konzentrieren
- Erfüllt AAMI- und AHA NIBD-Normen zur Manschettengröße für eine schnelle und korrekte Größenbestimmung
- Auswahl an Adaptern und Anschlüssen, die mit automatisierten Monitoren kompatibel sind

Verschiedene Manschetten-Sortimentpackungen

- Für Nutzer von Manschetten in kleinen Mengen stehen verschiedene Sortimentpackungen zur Vereinfachung des Bestellvorgangs und zur Optimierung des Lagermanagements zur Verfügung



Neugeborene						
			Neo-Snap-Anschluss mit zwei Schläuchen		Neo-Snap-Anschluss mit einem Schlauch	
Größe	Farbe	Extremitäten-umfang	SOFT-CUF	CLASSIC-CUF	SOFT-CUF	CLASSIC-CUF
1	Orange	3-6 cm	SFT-N1-2B	CLA-N1-2B	SFT-N1-1B	CLA-N1-1B
2	Hellblau	4-8 cm	SFT-N2-2B	CLA-N2-2B	SFT-N2-1B	CLA-N2-1B
3	Grün	6-11 cm	SFT-N3-2B	CLA-N3-2B	SFT-N3-1B	CLA-N3-1B
4	Marineblau	7-13 cm	SFT-N4-2B	CLA-N4-2B	SFT-N4-1B	CLA-N4-1B
5	Rosa	8-15 cm	SFT-N5-2B	CLA-N5-2B	SFT-N5-1B	CLA-N5-1B

Hinweis: 20 Manschetten/Box

Sortimentpackung für Neugeborene	Manschettenart	Artikelnummer	Beschreibung
Neo-Snap-Anschlüsse mit zwei Schläuchen	SOFT-CUF	2059305-002	2x Neo Nr. 1, 3x Neo Nr. 2, 5x Neo Nr. 3, 5x Neo Nr. 4, 5x Neo Nr. 5 (20 Manschetten/Box)
	CLASSIC-CUF	2059306-002	2x Neo Nr. 1, 3x Neo Nr. 2, 5x Neo Nr. 3, 5x Neo Nr. 4, 5x Neo Nr. 5 (20 Manschetten/Box)
	CLASSIC-CUF	2059306-003	1x Neo Nr. 3, 1x Neo Nr. 4, 1x Neo Nr. 5 (3 Manschetten/Box)
Neo-Snap-Anschlüsse mit einem Schlauch	SOFT-CUF	2059305-001	2x Neo Nr. 1, 3x Neo Nr. 2, 5x Neo Nr. 3, 5x Neo Nr. 4, 5x Neo Nr. 5 (20 Manschetten/Box)
	CLASSIC-CUF	2059306-001	2x Neo Nr. 1, 3x Neo Nr. 2, 5x Neo Nr. 3, 5x Neo Nr. 4, 5x Neo Nr. 5 (20 Manschetten/Box)

Um mehr über die umfassenden Manschettenlösungen von GE Healthcare zu erfahren, besuchen Sie uns unter <https://www.gehealthcare.de/products/patient-monitoring/nibp-cuffs-accessories>



© 2020 General Electric Company – Alle Rechte vorbehalten.

GE Healthcare behält sich das Recht vor, die genannten Spezifikationen und Funktionen zu einem beliebigen Zeitpunkt und ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtungen zu ändern oder die Herstellung des Produkts einzustellen. Aktuelle Informationen erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner bei GE Healthcare. GE, das GE Monogram, SmartMix, CLASSIC-CUF, SOFT-CUF und Neo-Snap sind Marken der General Electric Company. GE Healthcare, ein Geschäftsbereich der General Electric Company. GE Medical Systems, Inc., firmiert als GE Healthcare.

JB00460XE