



CRITIKON Neonatal

Manguitos de tensión arterial

Extremadamente beneficiosos para sus pacientes más pequeños, los manguitos neonatales de GE Healthcare están diseñados para ofrecer una precisión de confianza y un plácido confort. Ponemos a su disposición una gama completa de tamaños para neonatos, que permite escoger entre un material absorbente extrasuave o vinilo fácil de limpiar. Los divertidos diseños de animales por colores le ayudan a encontrar el tamaño adecuado de un vistazo y son económicos para su uso en un solo paciente.



Una elección de confianza para una gran calidad clínica

- Precisión de trabajo probada y validados clínicamente para ayudarle a prestar una asistencia de calidad a los pacientes
- Gama completa de tamaños para pacientes neonatales con divertidos diseños de animales por colores para ayudarle a encontrar el tamaño adecuado de un vistazo y lograr una medición más precisa
- Opción de material absorbente extrasuave (SOFT-CUF™) o vinilo fácil de limpiar (CLASSIC-CUF™)

La seguridad del paciente, lo primero

- Desechables para su uso en un único bebé durante toda su estancia hospitalaria para facilitar las tareas de control de infecciones
- Los materiales del manguito no están fabricados con látex de caucho natural ni DEHP, por lo que son más seguros para los bebés
- El conector Neo-Snap™ cumple las normas internacionales, previene los errores de conexión con los adaptadores Luer y ayuda a prevenir las desconexiones accidentales para mayor seguridad del paciente



Conector Neo-Snap

Diseñados para mejorar el flujo de trabajo

- El conector Neo-Snap no tiene que estar alineado para establecer una conexión segura, lo que le permite dedicar más tiempo al bebé
- Cumplen las normas AAMI y AHA de tamaño de manguitos para medición de tensión arterial no invasiva con el tamaño correcto
- Gama completa de adaptadores y conectores compatibles con monitores automatizados

Disponibilidad de packs de manguitos surtidos

- Para los usuarios de manguitos de volumen bajo, existen varios tipos de packs de manguitos surtidos para facilitar los pedidos y lograr una gestión de existencias más apropiada



Neonatal						
						
			Conector Neo-Snap de 2 tubos		Conector Neo-Snap de 1 tubo	
Tamaño	Color	Circunferencia de la extremidad	SOFT-CUF	CLASSIC-CUF	SOFT-CUF	CLASSIC-CUF
1	Naranja	3-6 cm	SFT-N1-2B	CLA-N1-2B	SFT-N1-1B	CLA-N1-1B
2	Azul claro	4-8 cm	SFT-N2-2B	CLA-N2-2B	SFT-N2-1B	CLA-N2-1B
3	Verde	6-11 cm	SFT-N3-2B	CLA-N3-2B	SFT-N3-1B	CLA-N3-1B
4	Azul marino	7-13 cm	SFT-N4-2B	CLA-N4-2B	SFT-N4-1B	CLA-N4-1B
5	Rosa	8-15 cm	SFT-N5-2B	CLA-N5-2B	SFT-N5-1B	CLA-N5-1B

Nota: 20 manguitos/caja

Cajas surtidas para neonatos	Tipo de manguito	N.º de referencia	Descripción
Conectores Neo-Snap de 2 tubos	SOFT-CUF	2059305-002	2 Neo n.º 1, 3 Neo n.º 2, 5 Neo n.º 3, 5 Neo n.º 4, 5 Neo n.º 5 (20 manguitos/caja)
	CLASSIC-CUF	2059306-002	2 Neo n.º 1, 3 Neo n.º 2, 5 Neo n.º 3, 5 Neo n.º 4, 5 Neo n.º 5 (20 manguitos/caja)
	CLASSIC-CUF	2059306-003	1 Neo n.º 3, 1 Neo n.º 4, 1 Neo n.º 5 (3 manguitos /caja)
Conectores Neo-Snap de 1 tubo	SOFT-CUF	2059305-001	2 Neo n.º 1, 3 Neo n.º 2, 5 Neo n.º 3, 5 Neo n.º 4, 5 Neo n.º 5 (20 manguitos/caja)
	CLASSIC-CUF	2059306-001	2 Neo n.º 1, 3 Neo n.º 2, 5 Neo n.º 3, 5 Neo n.º 4, 5 Neo n.º 5 (20 manguitos/caja)

Para obtener más información sobre las soluciones completas de manguitos de GE Healthcare, visítenos en cuffs.gehealthcare.com



© 2020 General Electric Company – Todos los derechos reservados.

GE Healthcare se reserva el derecho de realizar los cambios que considere oportunos en las especificaciones y características indicadas en este documento o interrumpir la fabricación del producto descrito en cualquier momento y sin previo aviso ni obligación alguna. Póngase en contacto con su representante de GE Healthcare para obtener la información más reciente. GE, el monograma de GE Monogram, SmartMix, CLASSIC-CUF, SOFT-CUF y Neo-Snap son marcas registradas de General Electric Company. GE Healthcare, una división de General Electric Company. GE Medical Systems, Inc. comercializa sus productos como GE Healthcare.

JB50145XX(1)d