



CRITIKON RADIAL-CUF

Antebrazo - Adulto

GE Healthcare ofrece el primer manguito de tensión arterial para antebrazo clínicamente validado para uso con pacientes adultos obesos o hipermusculados. Proporciona un ajuste perfecto y comodidad para el paciente, garantizando una lectura de tensión arterial fiable para una asistencia médica de calidad.



Por fin en el mercado, un manguito de antebrazo para pacientes obesos que ofrece lecturas de tensión arterial fiables

El manguito más reciente de GE Healthcare mide la tensión arterial en pacientes obesos, una población para la que es particularmente importante obtener mediciones precisas. Fue cuidadosamente diseñado para el antebrazo y validado en un estudio clínico¹, siendo el primero de este tipo en el mercado.

Lecturas de tensión arterial más precisas para una población de pacientes de alto riesgo

Hasta ahora, no había ningún manguito de tensión arterial en el mercado diseñado específicamente para pacientes adultos obesos, que constituyen una elevada y creciente proporción de la población. El manguito CRITIKON™ RADIAL-CUF™ ofrece lecturas de tensión arterial precisas y fiables en pacientes obesos y pacientes con brazos hipermusculados.

Una importante innovación en medición no invasiva de la tensión arterial

Una medición precisa de la tensión arterial es esencial para ofrecer una atención médica de calidad al paciente. Es difícil que los manguitos de tensión arterial para brazo se ajusten correctamente a los brazos de pacientes obesos, de forma cónica, y un estudio clínico determinó que el uso de un manguito para brazo en el antebrazo ofrece una lectura de tensión sistólica unos 10 mmHg inferior a la real como promedio.²

El manguito CRITIKON RADIAL-CUF se ha diseñado especialmente para el antebrazo y se ha validado clínicamente para una medición precisa de la tensión arterial radial con monitores de PANI oscilométricos totalmente automáticos.

Este manguito de reutilización limitada puede utilizarse con un solo paciente toda su estancia hospitalaria para ayudarle en el control de infecciones. El manguito está fabricado en material suave y absorbente, con esquinas redondeadas para mayor comodidad de sus pacientes. No contiene DEHP ni látex de caucho natural para mayor seguridad de sus pacientes.



RADIAL-CUF

Cumple la norma ISO 80369-5



Color	Circunferencia del antebrazo	Conector DINACLICK de 2 tubos
Morado	26 -36 cm ³	SFT-F1-2A-5S

Nota: Los manguitos de tensión arterial CRITIKON RADIAL-CUF se venden en cajas de 20 unidades

Cuándo debe utilizarse el manguito de antebrazo para adulto

Use este manguito con pacientes con un antebrazo de 26-36 cm de circunferencia y una o más de las siguientes características:

- Circunferencia del brazo superior a 40 cm (>40 cm)
- Forma del brazo cónica, no cilíndrica, de forma que un manguito de brazo convencional no cierra o no se ajusta correctamente
- El ancho del manguito es demasiado largo para el brazo del paciente y se superpone al codo (brazo corto)

Para obtener más información sobre las soluciones completas de manguitos de GE Healthcare, visítenos en gehealthcare.es

1. GE Healthcare financió y compensó a Clinimark, LLC por la gestión y realización de las secciones clínicas de este estudio. (Marzo de 2008/Diciembre de 2011).
2. Informe de estudio clínico comparativo patrocinado por GE Healthcare - Estudio de precisión de medición no invasiva de la tensión arterial en el antebrazo con respecto a la medición invasiva de tensión arterial radial, DOC1102668.
3. Medición en el antebrazo.

© 2020 General Electric Company – Todos los derechos reservados.

GE Healthcare se reserva el derecho de realizar los cambios que considere oportunos en las especificaciones y características indicadas en este documento o interrumpir la fabricación del producto descrito en cualquier momento y sin previo aviso ni obligación alguna. Póngase en contacto con su representante de GE Healthcare para obtener la información más reciente. GE, el monograma de GE, CRITIKON y RADIAL-CUF son marcas registradas de General Electric Company. GE Healthcare, una división de General Electric Company. GE Medical Systems, Inc. comercializa sus productos como GE Healthcare.

JB00208ES

