



CRITIKON SOFT-CUF

Blutdruckmanschetten

Unsere am häufigsten verwendete Manschette, CRITIKON™ SOFT-CUF™, besteht aus weichem, absorbierendem Material mit abgerundeten Kanten, was Patienten während längeren stationären Aufenthalten maximalen Komfort bietet. Diese Manschetten eignen sich sehr gut für Patienten, die länger stationär behandelt werden, oder für Abläufe, bei denen der Patient während seines gesamten Krankenhausaufenthalts seine Manschette behält. Sie sind sehr preisgünstig, um Ihre Bemühungen zur Infektionsprävention zu unterstützen.



Auf Patientensicherheit, Komfort und Genauigkeit ausgelegt

- Begrenzte Wiederverwendung, also aus wirtschaftlicher Sicht für die Verwendung bei nur einem Patienten während des gesamten Krankenhausaufenthalts geeignet, zur Unterstützung der Infektionsprävention
- Das weiche, absorbierende Material ist frei von DEHP oder Naturkautschuk-Latex zur Erhöhung der Patientensicherheit
- Mit abgerundeten Kanten für Patientenkomfort
- Entwickelt und klinisch validiert für Leistungsfähigkeit und Präzision, um Ihnen bei fundierten Entscheidungen zu helfen.
- Der DINACLICK™ Anschluss entspricht der internationalen Norm ISO 80369-5 und weist somit ein verringertes Risiko von Fehlverbindungen zu anderen medizinischen Geräten auf
- Eine umfassende Auswahl an Manschettengrößen ist verfügbar, für Neugeborene, Kinder, Erwachsene sowie Oberschenkel, wodurch sichergestellt wird, dass die jeweilige Messung korrekt ist

Für einen optimierten Workflow

- Leicht zu bedienender, DINACLICK Schnellanschluss ermöglicht Pflegekräften, die Manschette schneller mit dem Monitor zu verbinden als andere Zweischlauch-Anschlüsse
- Erfüllt AAMI- und AHA NIBP-Normen zur Manschettengröße für eine schnelle und korrekte Größenbestimmung
- Eine große Auswahl an Adaptern und Anschlüssen, die mit automatisierten GE- und Nicht-GE-Blutdruckgeräten kompatibel sind, sowie mit verschiedenen manuellen Geräten, einschließlich Wand-Manometern und mobilen Manometern, wodurch ein Universalanschlusssystem in der Klinik und die Optimierung der Lagerung möglich ist

Verschiedene Manschetten-Sortimentspackungen

- Für Nutzer von Manschetten in kleinen Mengen stehen drei Arten von Sortimentspackungen zur Vereinfachung des Bestellvorgangs und zur Optimierung des Lagermanagements zur Verfügung



SOFT-CUF			ISO 80369-5-konform	
				
Größe	Farbe	Extremitäten-umfang	DINACLICK Anschluss 2 Schlauch	Bajonett-Anschluss 1 Schlauch
Kleinkind	Orange	8-13 cm	SFT-P1-2A-5S	2360
Kinder	Grün	12-19 cm	SFT-P2-2A-INT-5S	2361
Kinder, lang	Grün	12-19 cm	SFT-P2-2A-L-5S	
Erwachsene, klein	Hellblau	17-25 cm	SFT-A1-2A-INT-5S	2362-INT
Erwachsene, klein, lang	Hellblau	17-25 cm	SFT-A1-2A-L-5S	
Erwachsene	Marineblau	23-33 cm	SFT-A2-2A-INT-5S	2363-INT
Erwachsene, lang	Marineblau	23-33 cm	SFT-A3-2A-INT-5S	2140-INT
Erwachsene, groß	Rosa	31-40 cm	SFT-A3-2A-INT-5S	2364-INT
Erwachsene, groß, lang	Rosa	31-40 cm	SFT-A3-2A-L-5S	2141
Oberschenkel	Braun	38-50 cm	SFT-T1-2A-5S	2365

Hinweis: 20 Manschetten/Karton

* Hat eine entsprechende Artikelnummer einem -INT Anhang, weist dieser darauf hin, dass die Gebrauchsanweisung (IFU, Instructions for Use) in verschiedenen Sprachen zur Verfügung steht.

DINACLICK Sortimentspackungen

Anschlussstyp	Artikelnummer (ISO 80369-5 konform)	Beschreibung
DINACLICK Anschluss 2 Schlauch	2059303-501	5 x Erwachsene, klein, 10 x Erwachsene, 5 x Erwachsene, groß (20 Manschetten/Karton)
	2059303-502	6 x Kleinkind, 10 x Kinder, 4 x Erwachsene, klein (20 Manschetten/Karton)
	2059303-503	3 x Erwachsene, klein, 7 x Erwachsene, 3 x Erwachsene, lang, 3 x Erwachsene, groß, 4 x RADIAL-CUF (Unterarm) (20 Manschetten/Karton)
	2059303-504	2 x Kleinkind, 2 x Kinder, 2 x Erwachsene, klein, 6 x Erwachsene, 2 x Erwachsene, lang, 2 x Erwachsene, groß, 2 RADIAL-CUF (Unterarm), 2 x Oberschenkel (20 Manschetten/Karton)
	2059303-506	1 x Erwachsene, klein, 1 x Erwachsene, 1 x Erwachsene, groß, 1 x RADIAL-CUF (4 Manschetten/Karton)



Unsere Umverpackung ist umweltfreundlich, da sie das Mobius-Schleifensymbol enthält, welches die Wiederverwertbarkeit anzeigt.

Um mehr über die umfassenden Manschettenlösungen von GE Healthcare zu erfahren, besuchen Sie uns unter cuffs.gehealthcare.de

© 2020 General Electric Company – Alle Rechte vorbehalten.

GE Healthcare behält sich das Recht vor, die genannten Spezifikationen und Funktionen zu einem beliebigen Zeitpunkt und ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zu ändern oder die Herstellung der Produkte einzustellen. Aktuelle Informationen erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner bei GE Healthcare. GE, das GE-Monogramm, CRITIKON, DURA-CUF und DINACLICK sind Marken der General Electric Company. GE Healthcare, ein Geschäftsbereich der General Electric Company.
GE Medical Systems, Inc., firmiert als GE Healthcare.

JB00309DE



NUR DRUCKEN
wenn wirklich nötig !