



Einweg Flow-Sensor von GE Healthcare

Der Flow-Sensor ist eine der wichtigsten Komponenten unseres Intensivbeatmungsgerätes. Er überprüft automatisch und 250 Mal pro Sekunde den Atemfluss sowie den Atemwegsdruck des Patienten und ist damit das „Auge“ Ihres Beatmungsgeräts. Der CARESCAPE™ R860 Flow-Sensor und die Ausatemventileinheit (exhalation valve assembly = EVA) sind ab sofort nicht nur als wiederverwendbare Lösung, sondern auch für den **Einmalgebrauch** am Patienten erhältlich.

Warum sollten Sie zum Einmalgebrauch wechseln?

Der GE Healthcare Präzisions-Flow-Sensor für den Einpatienten-Gebrauch steht in Schnelligkeit und Bedienung dem wiederverwendbaren Flow-Sensor in nichts nach.



Infektionsprävention – Zubehör für den Einmalgebrauch reduziert das Kreuzkontaminationsrisiko und senkt das Risiko kostenintensiver, durch Beatmung induzierte Infektionen.



Präzise – modernste digitale Kommunikation zur Messung des Tidalvolumens vom Kind- bis hin zum Erwachsenen.



Workflow-Effizienz – weder Sterilisation noch Zusammenbau erforderlich, was zu Zeit- und Kosteneinsparungen führen kann.

Keimfrei. Konstant. Kontrolliert.

Senken Sie das Infektionsrisiko und sorgen Sie für eine optimale Behandlung jedes Patienten.

Um die beste Lösung für Sie zu finden, wenden Sie sich bitte an Ihren GE Healthcare Ansprechpartner.

Unser Equipment. Unser Zubehör. Einfach kompatibel.

Vertrauen Sie auf Zubehör und Verbrauchsmaterialien von GE Healthcare, um die Effizienz Ihrer klinischen Geräte sicherzustellen.

- Ein Ansprechpartner
- Vereinfachte Bestellprozesse
- Schnelle Lieferung
- Kompetente Beratung

BESTELLOPTIONEN

	Artikelnummer	Flow-Sensor inklusive	Ventileinheit inklusive	Stück/Packung
	1505-3848-001	Ja	Ja	1
	1505-3848-010	Ja	Ja	10
	1505-8568-001	Nein	Ja	1
	1505-8568-010	Nein	Ja	10
	1505-3231-001	Ja	Nein	1
	1505-3231-010	Ja	Nein	10

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Kompatibilität

CARESCAPE R860 Beatmungsgerät
Engström-Beatmungsgeräte

Anwendungsbereich

Geeignet für die gesamte Beatmungsdauer des Patienten und alle Patientengruppen

Minutenvolumen 0 bis 99.9 l/min

Flow 1 bis 200 l/min

Atemwegsdruck -20 bis +120 cm H₂O

Betriebsbedingungen

10 bis 40 °C, 15 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend

Lagerbedingungen

15 % bis 95 % relative Feuchtigkeit (50 °C)

15 % bis 75 % relative Feuchtigkeit (60 °C), nicht kondensierend

Reinigung

Die Produkte sind für den Einmalgebrauch konzipiert und demnach nicht zur Reinigung, Desinfektion oder Sterilisation bestimmt. Eine Wiederverwendung von Einwegzubehör kann ungenaue Messungen, Alarmmeldungen und Infektionsrisiken für den Patienten zur Folge haben.