



DINAClick™ Anschluss Kompatibilitätsübersicht

ISO 80369-1 DINAClick Anschluss



Nur kompatibel mit ISO 80369-1 DINAClick Manschetten



ISO 80369-1 DINAClick Anschluss
Manschettenseite



ISO 80369-5 DINAClick Anschluss Man-
schettenseite

ISO 80369-5-konformer DINAClick Anschluss



Kompatibel mit sowohl ISO 80369-1 als auch ISO 80369-5 DINAClick Manschetten



ISO 80369-1 DINAClick Anschluss
Manschettenseite



ISO 80369-5 DINAClick Anschluss Man-
schettenseite

© GE, 2021

GE Healthcare behält sich das Recht vor, zu einem beliebigen Zeitpunkt und ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung die genannten Spezifikationen und Funktionen zu ändern oder die Herstellung des Produkts einzustellen. Aktuelle Informationen erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner bei GE Healthcare. GE, das GE-Monogramm und DINAClick sind Marken von GE. GE Healthcare, ein Geschäftsbereich von GE, GE Medical Systems, Inc., firmiert als GE Healthcare.

JB01397DE

gehealthcare.de



NUR DRUCKEN
wenn wirklich nötig !