



DINACLICK

Sistema de conexión universal de GE Healthcare para manguitos de tensión arterial CRITIKON™ de dos tubos

Su diseño innovador y fácil de usar permite a los médicos conectar/desconectar rápidamente los manguitos de tensión arterial para adulto o niño y proporciona una estandarización de los monitores y los dispositivos PANI manuales. El clic que se escucha indica al usuario que la conexión se ha realizado correctamente y el sistema de diseño ergonómico de DINACLICK™ permite usarlo sin esfuerzo alguno.

Ventajas del conector DINACLICK

- **Diseñado para ofrecer máxima seguridad.** Reduce los fallos de conexión con conectores tipo luer
- **Flujo de trabajo mejorado.** Reduce el tiempo de conexión manual
- **Conectividad universal.** Solución de estandarización para mangueras de uno y dos tubos
- **Diseño intuitivo.** Fácil de usar
- **Componentes no metálicos.** El diseño del material permite su uso en entornos de RM
- **Seguridad del paciente.** No contiene látex de caucho natural ni DEHP
- **Cumple la norma ISO 80369-5.** Los conectores DINACLICK cumplen con la norma ISO 80369-5 que regula los tipos de conectores de PANI para evitar los fallos de conexión y los riesgos de los pacientes



Si desea obtener más información sobre la extensa gama de soluciones para manguitos de GE Healthcare, visite gehealthcare.co.uk/products/patient-monitoring/patient-monitors/non-invasive-blood-pressure-cuffs

N.º de referencia de los manguitos de tensión arterial

DINACLICK Cumple la norma ISO 80369-5						
Tamaño	Color	Circunferencia de la extremidad	SOFT-CUF	CLASSIC-CUF	CLASSIC-CUF ISO	DURA-CUF
Bebé	Naranja	8-13 cm	SFT-P1-2A-5S	CLA-P1-2A-5S	CLA-P1-2A-X-5S	DUR-P1-2A-5S
Niño	Verde	12-19 cm	SFT-P2-2A-5S	CLA-P2-2A-5S	CLA-P2-2A-X-5S	DUR-P2-2A-5S
Niño largo	Verde	12-19 cm	SFT-P2-2A-L-5S	—	—	—
Adulto pequeño	Azul claro	17-25 cm	SFT-A1-2A-5S	CLA-A1-2A-5S	CLA-A1-2A-X-5S	DUR-A1-2A-5S
Adulto pequeño largo	Azul claro	17-25 cm	SFT-A1-2A-L-5S	—	—	DUR-A1-2A-L-5S
Adulto	Azul marino	23-33 cm	SFT-A2-2A-5S	CLA-A2-2A-5S	CLA-A2-2A-X-5S	DUR-A2-2A-5S
Adulto largo	Azul marino	23-33 cm	SFT-A2-2A-L-5S	CLA-A2-2A-L-5S	—	DUR-A2-2A-L-5S
Adulto grande	Rosa	31-40 cm	SFT-A3-2A-5S	CLA-A3-2A-5S	CLA-A3-2A-X-5S	DUR-A3-2A-5S
Adulto grande largo	Rosa	31-40 cm	SFT-A3-2A-L-5S	CLA-A3-2A-L-5S	—	DUR-A3-2A-L-5S
Muslo	Marrón	38-50 cm	SFT-T1-2A-5S	CLA-T1-2A-5S	CLA-T1-2A-X-5S	DUR-T1-2A-5S

RADIAL-CUF		Cumple la norma ISO 80369-5
		
Color	Circunferencia del antebrazo	Conector DINACLICK de 2 tubos
Morado	26 -36 cm ¹	SFT-F1-2A-5S

Conectores DINACLICK

	N.º de referencia	Accesorios	Cantidad/Paquete
	2059294-001	RECEPTOR HEMBRA DINACLICK 2T	10/PAQUETE
	2055630-001	RECEPTOR HEMBRA 1 TUBO 1/8" A DINACLICK 2T	10/PAQUETE
	2055630-002	RECEPTOR HEMBRA 1 TUBO 5/32" A DINACLICK 2T	10/PAQUETE

Manómetros de pared y accesorios

N.º de referencia	Manómetros de pared y adaptadores para sistemas de inflado manual	Cantidad/Paquete
2059289-001	INCLUYE TUBO EN ESPIRAL, ADAPTADOR CON CONECTOR DINACLICK, PERA Y VÁLVULA	5/PAQUETE
2059289-002	INCLUYE ADAPTADOR CON CONECTOR DINACLICK Y TUBO DE 13" (SIN TUBO EN ESPIRAL, PERA NI VÁLVULA)	5/PAQUETE

Adaptadores

	N.º de referencia	Descripción	Cantidad/Paquete
	2059291-001	ADAPTADOR EN Y: BAYONETA MACHO 1T A RECEPTOR HEMBRA DINACLICK 2T	10/PAQUETE
	2059295-001	TAPONES DE LAVADO - PARA NEO-SNAP HEMBRA Y DINACLICK MACHO	50/PAQUETE

Mangueras de PANI para adulto/niño

	N.º de referencia	Descripción	Longitud	Compatibilidad del producto
	2058203-001	DINAClick MANGUERA ADULTO PANI	4 FT/1,2 M	B40, B105, B125, DASH 3000, 4000, 5000, TRAM, MÓDULO DE DATOS DE PACIENTE CARESCAPE™, COROMETRICS 120, 128, 129, 259, 259CX, E-PSM(P), E-PRESTN, E-PRETN, E-RESTN
	2058203-002	DINAClick MANGUERA ADULTO PANI	12 FT/3,6 M	
	2058203-003	DINAClick MANGUERA ADULTO PANI	24 FT/7,2 M	
	2058205-001	DINAClick MANGUERA CRITIKON ADULTO	12 FT/3,6 M	SERIE DINAMAP PRO, DINAMAP PROCARE, CARESCAPE V100, VC150, COMPACTO, MONITORES DE LA SERIE MPS
	2058205-002	DINAClick MANGUERA CRITIKON ADULTO	24 FT/7,2 M	
	2087389-001	DINAClick MANGUERA PANI CARESCAPE ONE	4 FT/1,2 M	CARESCAPE ONE
	2087389-002	DINAClick MANGUERA PANI CARESCAPE ONE	12 FT/3,6 M	
	2087389-003	DINAClick MANGUERA PANI CARESCAPE ONE	24 FT/7,2 M	

Los productos sanitarios arriba indicados son conformes con los requisitos esenciales de seguridad establecidos en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, y están marcados CE.

© 2021 General Electric Company – Todos los derechos reservados.

GE Healthcare se reserva el derecho de realizar los cambios que considere oportunos en las especificaciones y características indicadas en este documento o interrumpir la fabricación del producto descrito en cualquier momento y sin previo aviso ni obligación alguna. Póngase en contacto con su representante de GE Healthcare para obtener la información más reciente. GE, el monograma de GE, CRITIKON, DINAClick y CARESCAPE son marcas registradas de General Electric Company. GE Healthcare, una división de General Electric Company. GE Medical Systems, Inc. comercializa sus productos como GE Healthcare.

JB00212ES

