



DINACLICK

Universelles Anschlusssystem von GE Healthcare für Zweischlauch-CRITIKON™ Blutdruckmanschetten

Das innovative und einfach zu bedienende Design ermöglicht dem Klinikpersonal das schnelle Anschließen/Trennen von Blutdruckmanschetten für Erwachsene und Kinder sowie das Standardisieren Ihrer Patientenmonitore und manuellen NIBD-Geräte. Der richtige Anschluss wird durch hörbares Einrasten bestätigt, und aufgrund des ergonomischen Designs ist das DINACLICK™ System sehr einfach in der Anwendung.

Vorteile der DINACLICK Anschlüsse

- **Auf Sicherheit ausgelegt.** Reduziert Fehlverbindungen mit Luer-Anschlüssen.
- **Verbesserter Arbeitsablauf.** Beschleunigt das Anschließen.
- **Universelle Anschlussmöglichkeiten.** Standardisierungslösung für Einschlauch- und Zweischlauch-Ausführungen.
- **Intuitives Design.** Einfache Anwendung.
- **Keine Metallkomponenten.** Material ist für MR-Umgebungen geeignet.
- **Patientensicherheit.** Frei von natürlichem Naturkautschuk-Latex oder DEHP
- **ISO-80369-5-konform.** DINACLICK Anschlüsse entsprechen der ISO Norm 80369-5 für NIBD-Anschlussstypen, um Fehlverbindungen und Patientenrisiken vorzubeugen.



Weitere Informationen zu den umfassenden Manschetten-Lösungen von GE Healthcare finden Sie unter <https://www.gehealthcare.de/products/accessories-and-supplies/monitoring-solutions-accessories-supplies>

NIBP-Manschette – Artikelnummern

DINACLICK ISO 80369-5-konform						
Größe	Farbe	Extremitäten- umfang	SOFT-CUF	CLASSIC-CUF	CLASSIC-CUF ISO	DURA-CUF
Säuglinge	Orange	8-13 cm	SFT-P1-2A-5S	CLA-P1-2A-5S	CLA-P1-2A-X-5S	DUR-P1-2A-5S
Kinder	Grün	12-19 cm	SFT-P2-2A-5S	CLA-P2-2A-5S	CLA-P2-2A-X-5S	DUR-P2-2A-5S
Kinder, lang	Grün	12-19 cm	SFT-P2-2A-L-5S	—	—	—
Kleine Erwachsene	Hellblau	17-25 cm	SFT-A1-2A-5S	CLA-A1-2A-5S	CLA-A1-2A-X-5S	DUR-A1-2A-5S
Kleine Erwachsene, lang	Hellblau	17-25 cm	SFT-A1-2A-L-5S	—	—	DUR-A1-2A-L-5S
Erwachsene	Marineblau	23-33 cm	SFT-A2-2A-5S	CLA-A2-2A-5S	CLA-A2-2A-X-5S	DUR-A2-2A-5S
Erwachsene, lang	Marineblau	23-33 cm	SFT-A2-2A-L-5S	CLA-A2-2A-L-5S	—	DUR-A2-2A-L-5S
Große Erwachsene	Rosa	31-40 cm	SFT-A3-2A-5S	CLA-A3-2A-5S	CLA-A3-2A-X-5S	DUR-A3-2A-5S
Große Erwachsene, lang	Rosa	31-40 cm	SFT-A3-2A-L-5S	CLA-A3-2A-L-5S	—	DUR-A3-2A-L-5S
Oberschenkel	Braun	38-50 cm	SFT-T1-2A-5S	CLA-T1-2A-5S	CLA-T1-2A-X-5S	DUR-T1-2A-5S

RADIAL-CUF		ISO 80369-5-konform
		
Farbe	Unterarmumfang	DINACLICK Anschluss mit 2 Schläuchen
Violett	26-36 cm ¹	SFT-F1-2A-5S

DINAClick Anschlüsse

	Artikelnummer	Zubehörteile	Menge/Packung
	2059294-001	DINAClick 2-SCHLAUCHANSCHLUSS WEIBLICH	10/PACKUNG
	2055630-001	DINAClick 1-SCHLAUCHANSCHLUSS WEIBLICH FÜR 1/8 ZOLL SCHLAUCH	10/PACKUNG
	2055630-002	DINAClick 1-SCHLAUCHANSCHLUSS 2-1 WEIBLICH FÜR 5/32 ZOLL SCHLAUCH	10/PACKUNG

Wand-Manometer und Zubehör

Artikelnummer	Wand-Manometer und Adapter für manuelle Pumpsysteme	Menge/Packung
2059289-001	MIT SPIRALSCHLAUCH, ADAPTER MIT DINAClick ANSCHLUSS, BALLON UND VENTIL	5/KARTON
2059289-002	MIT ADAPTER MIT DINAClick ANSCHLUSS UND 13 ZOLL SCHLAUCH (KEIN SPIRAL-SCHLAUCH, KEIN BALLON UND KEIN VENTIL)	5/PACKUNG

Adapter

	Artikelnummer	Beschreibung	Menge/Packung
	2059291-001	Y-ADAPTER: 1-SCHLAUCH BAJONETT MÄNNLICH AUF 2-SCHLAUCH DINAClick WEIBLICH	10/PACKUNG
	2059295-001	WASH-STOPFEN – FÜR NEO-SNAP BUCHSE UND DINAClick STECKER	50/PACKUNG

NIBD-Schläuche Erwachsene/Kinder

	Artikelnummer	Beschreibung	Länge	Produktkompatibilität
	2058203-001	CARE SCHLAUCH ERWACHSENE DINACLICK	1,2 m	B40, B105, B125, DASH 3000, 4000, 5000, TRAM, CARESCAPE™ PATIENTENDATENMODUL, COROMETRICS 120, 128, 129, 259, 259CX, E-PSM(P), E-PRESTN, E-PRETN, E-RESTN
	2058203-002	CARE SCHLAUCH ERWACHSENE DINACLICK	3,6 m	
	2058203-003	CARE SCHLAUCH ERWACHSENE DINACLICK	7,2 m	
	2058205-001	CRITIKON SCHLAUCH ERWACHSENE DINACLICK	3,6 m	DINAMAP PRO-SERIE, DINAMAP PROCARE, CARESCAPE V100, VC150, COMPACT, PATIENTEN-MONITORE DER MPS-SERIE
	2058205-002	CRITIKON SCHLAUCH ERWACHSENE DINACLICK	7,2 m	
	2087389-001	NIBD-Schlauch CARESCAPE ONE DINACLICK	1,2 m	CARESCAPE ONE
	2087389-002	NIBD-Schlauch CARESCAPE ONE DINACLICK	3,6 m	
	2087389-003	NIBD-Schlauch CARESCAPE ONE DINACLICK	7,2 m	



© 2021 General Electric Company – Alle Rechte vorbehalten.

GE Healthcare behält sich das Recht vor, zu einem beliebigen Zeitpunkt und ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung die genannten Spezifikationen und Funktionen zu ändern oder die Herstellung des Produkts einzustellen. Aktuelle Informationen erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner bei GE Healthcare. GE, das GE-Monogramm, CRITIKON, DINACLICK und CARESCAPE sind Marken von General Electric Company. GE Healthcare, ein Geschäftsbereich der General Electric Company.
GE Medical Systems, Inc., firmiert als GE Healthcare.

JB00314DE 07/21