



NIBD-Zubehör mit ISO 80369-5 konformen DINACLICK V2 und Neo-Snap Konnektoren

Umfassende Lösungen für die nicht-invasive Blutdruckmessung

GE Healthcare bietet ein umfangreiches Portfolio an NIBD-Zubehör für den Einsatz mit Patientenmonitoren von GE Healthcare. Die Blutdruckschläuche sind latexfrei und verfügen über einen sicheren Anschluss zur Blutdruckmanschette, sodass Leckagen verhindert werden können.



NIBD-Blutdruckschläuche mit DINACLICK Konnektor



DINACLICK V2 Konnektor, für Erwachsene/Kinder

Kompatibilität: DINAMAP Pro-Serie, DINAMAP ProCare, CARESCAPE V100, VC150, Compact, Patientenmonitore der MPS-Serie

Länge: 3,6 m Artikelnr. 2058205-001
Länge: 7,2 m Artikelnr. 2058205-002



DINACLICK V2 Konnektor, für Erwachsene/Kinder

Kompatibilität: B20, B40, B105, B125, Dash 3000, 4000, 5000, Tram, CARESCAPE Patientendatenmodul, Corometrics 120, 128, 129, 259, 259cx, E-PSM(P), E-PRESTN, E-PRETN, E-RESTN

Länge: 1,2 m Artikelnr. 2058203-001
Länge: 3,6 m Artikelnr. 2058203-002
Länge: 7,2 m Artikelnr. 2058203-003



DINACLICK V2 Konnektor, für Erwachsene/Kinder

Kompatibilität: CARESCAPE ONE Patientenmonitor¹

Länge: 1,2 m Artikelnr. 2087389-001
Länge: 3,6 m Artikelnr. 2087389-002
Länge: 7,2 m Artikelnr. 2087389-003

NIBD-Blutdruckschläuche mit Neo-Snap Konnektor



Neo-Snap Konnektor für Neugeborene

Kompatibilität: DINAMAP Pro-Serie, DINAMAP ProCare, CARESCAPE V100, VC150, Compact, Patientenmonitore der MPS-Serie

Länge: 3,6 m Artikelnr. 2058206-001



Neo-Snap Konnektor für Neugeborene

Kompatibilität: B20, B40, B105, B125, Dash 3000, 4000, 5000, Tram, CARESCAPE Patientendatenmodul

Länge: 2,4 m Artikelnr. 2058204-002
Länge: 3,6 m Artikelnr. 2058204-003



Neo-Snap Konnektor für Neugeborene

Kompatibilität: CARESCAPE ONE Patientenmonitor¹

Länge: 2,4 m Artikelnr. 2089791-002
Länge: 3,6 m Artikelnr. 2089791-001

NIBD-Blutdruckmanschetten mit DINACLICK Konnektor

Wiederverwendbare DURA-CUF Manschette

Die GE CRITIKON™ Blutdruckmanschette DURA-CUF™ ist besonders schonend und dennoch robust. Sie ist PVC- und latexfrei hergestellt und somit umweltfreundlich und sicher für die Patienten.

DURA-CUF 5 Stck. / Pkg.		
Größe	Umfang	Artikelnummer
Kleinkind	Orange, 8-13cm	DUR-P1-2A-5S
Kinder	Grün, 12-19 cm	DUR-P2-2A-5S
Erwachsene, klein	Königsblau, 17-25 cm	DUR-A1-2A-5S
Erwachsene, klein, lang	Königsblau, 17-25 cm	DUR-A1-2A-L-5S
Erwachsene	Marineblau, 23-33 cm	DUR-A2-2A-5S
Erwachsene, lang	Marineblau, 23-33 cm	DUR-A2-2A-L-5S
Erwachsene, groß	Weinrot, 31-40 cm	DUR-A3-2A-5S
Erwachsene, groß, lang	Weinrot, 31-40 cm	DUR-A3-2A-L-5S
Oberschenkel	Braun, 38-50 cm	DUR-T1-2A-5S



DURA-CUF Sortimente, Erwachsene, 2-Schlauch, DINACLICK

Inhalt:

Je 1x Erwachsene, klein; 1x Erwachsene; 1x Erwachsene, groß
 Je 2x Kleinkind, 3x Kind, 1x Erwachsene klein
 Je 1x Erwachsene klein, 3x Erwachsene, 1x Erwachsene lang, 1x Erwachsene groß
 Je 1x Kleinkind, 1x Kind, 1x Erwachsene klein, 1x Erwachsene, 1x Erwachsene groß, 1x Oberschenkel

Artikelnummer:

2059301-501
2059301-502
2059301-503
2059301-504

VE:

3 Stck. / Pkg.
 6 Stck. / Pkg.
 6 Stck. / Pkg.
 6 Stck. / Pkg.

RADIAL-CUF Unterarm-Blutdruckmanschette

GE Healthcare bietet die erste klinisch validierte Unterarm-Blutdruckmanschette für adipöse oder stark muskulöse erwachsene Patienten an. Die korrekte Passform und der Komfort für den Patienten gewährleistet die zuverlässige Blutdruckmessung – für Qualität in der klinischen Versorgung.

RADIAL-CUF® Blutdruckmanschetten, zur Messung bei Adipositas oder stark muskulösen Patienten.

RADIAL-CUF 20 Stck. / Pkg.		
Farbe	Umfang	Artikelnummer
Lila	26-36 cm	SFT-F1-2A-5S



Ein-Patienten SOFT-CUF Blutdruckmanschette

Die Blutdruckmanschette GE CRITIKON SOFT-CUF™ besteht aus sehr weichem, absorbierendem Material mit abgerundeten Kanten, welches Patienten während längeren stationären Aufenthalten maximalen Komfort bietet. DEHP- und latexfreies Material sorgen für eine optimale Patientensicherheit.

Diese Manschette eignet sich vor allem für Patienten, die länger stationär behandelt werden oder für Abläufe, bei denen der Patient während seines gesamten Krankenhausaufenthalts seine Manschette behält.

SOFT-CUF 20 Stck. / Pkg.		
Größe	Umfang	Artikelnummer
Kleinkind	Orange, 8-13cm	SFT-P1-2A-5S
Kinder	Grün, 12-19 cm	SFT-P2-2A-INT-5S
Kinder, lang	Grün, 12-19 cm	SFT-P2-2A-L-5S
Erwachsene, klein	Königsblau, 17-25 cm	SFT-A1-2A-INT-5S
Erwachsene, klein, lang	Königsblau, 17-25 cm	SFT-A1-2A-L-5S
Erwachsene	Marineblau, 23-33 cm	SFT-A2-2A-INT-5S
Erwachsene, lang	Marineblau, 23-33 cm	SFT-A2-2A-L-INT-5S
Erwachsene, groß	Weinrot, 31-40 cm	SFT-A3-2A-INT-5S
Erwachsene, groß, lang	Weinrot, 31-40 cm	SFT-A3-2A-L-5S
Oberschenkel	Braun, 38-50 cm	SFT-T1-2A-5S



SOFT-CUF Sortimente, Erwachsene, 2-Schlauch, DINACLICK

Inhalt:

Je 5x Erwachsene, klein; 10x Erwachsene; 5x Erwachsene, groß
 Je 6x Kleinkind, 10x Kind, 4x Erwachsene klein
 Je 3x Erwachsene klein, 7x Erwachsene, 3x Erwachsene lang, 3x Erwachsene groß, 4x Radial
 Je 2x Kleinkind, 2x Kind, 2x Erwachsene klein, 6x Erwachsene, 2x Erwachsene lang, 2x Erwachsene groß, 2x Radial, 2x Oberschenkel

Artikelnummer:

2059303-501
2059303-502
2059303-503
2059303-504

VE:

20 Stck. / Pkg.
 20 Stck. / Pkg.
 20 Stck. / Pkg.
 20 Stck. / Pkg.

Ein-Patienten CLASSIC-CUF Blutdruckmanschette

Die GE CRITIKON CLASSIC-CUF™ Blutdruckmanschette ist aus strapazierfähigem Vinyl gefertigt, einfach zu reinigen und stark genug für wiederholtes Aufpumpen. Diese Manschette ist ideal für den Ein-Patienten-Gebrauch.

CLASSIC-CUF 20 Stck. / Pkg.		
Größe	Umfang	Artikelnummer
Kleinkind	Orange, 8-13cm	CLA-P1-2A-5S
Kinder	Grün, 12-19 cm	CLA-P2-2A-5S
Erwachsene, klein	Königsblau, 17-25 cm	CLA-A1-2A-5S
Erwachsene	Marineblau, 23-33 cm	CLA-A2-2A-5S
Erwachsene, lang	Marineblau, 23-33 cm	CLA-A2-2A-L-5S
Erwachsene, groß	Weinrot, 31-40 cm	CLA-A3-2A-5S
Erwachsene, groß, lang	Weinrot, 31-40 cm	CLA-A3-2A-L-5S
Oberschenkel	Braun, 38-50 cm	CLA-T1-2A-5S



CLASSIC-CUF, Sortiment, Erwachsene, 2-Schlauch DINACLICK
 Je 1x Erwachsene, klein; 1x Erwachsene; 1x Erwachsene, groß
 3 Stck./Pkg.

Artikelnummer: 2059304-502

Ein-Patienten CLASSIC-CUF ISO Blutdruckmanschette

Die gelbe CLASSIC-CUF ISO Blutdruckmanschette ist speziell für den Ein-Patienten-Gebrauch auf Isolierräumen bzw. -stationen konzipiert.

CLASSIC-CUF-ISO 20 Stck. / Pkg.		
Größe	Umfang	Artikelnummer
Kleinkind	Gelb/blau, 8-13cm	CLA-P1-2A-X-5S
Kinder	Gelb/blau, 12-19 cm	CLA-P2-2A-X-5S
Erwachsene, klein	Gelb/blau, 17-25 cm	CLA-A1-2A-X-5S
Erwachsene	Gelb/blau, 23-33 cm	CLA-A2-2A-X-5S
Erwachsene, groß	Gelb/blau, 31-40 cm	CLA-A3-2A-X-5S
Oberschenkel	Gelb/blau, 38-50 cm	CLA-T1-2A-X-5S



NIBD-Neonatal-Blutdruckmanschetten mit Neo-Snap Konnektor

Große Vorteile für die kleinsten Patienten: Die Neonatal-Blutdruckmanschette ist von zuverlässiger Präzision und höchstem Komfort. Unser Angebot umfasst das gesamte Größenspektrum für Neugeborene und die Auswahl von extraweichem, absorbierendem Material oder reinigungsfreundlichem Vinyl. Die farbkodierten Tiermotive ermöglichen die richtige Wahl auf einen Blick.

NEONATAL 20 Stck. / Pkg.			
Größe	Umfang	SOFT-CUF	CLASSIC-CUF
1 - Fisch	3-6 cm	SFT-N1-2B	CLA-N1-2B
2 - Hase	4-8 cm	SFT-N2-2B	CLA-N2-2B
3 - Ente	6-11 cm	SFT-N3-2B	CLA-N3-2B
4 - Katze	7-13 cm	SFT-N4-2B	CLA-N4-2B
5 - Dinosaurier	8-15 cm	SFT-N5-2B	CLA-N5-2B



Neonatal-Manschetten Sortimente



Sortiment NEONATAL, SOFT-CUF, 2-Schlauch, Neo-Snap Konnektor

Je
2x Größe 1 - Fisch
3x Größe 2 - Hase
5x Größe 3 - Ente
5x Größe 4 - Katze
5x Größe 5 - Dinosaurier

Artikelnummer: 2059305-002

Sortiment NEONATAL, CLASSIC-CUF, 2-Schlauch, Neo-Snap Konnektor

Je
2x Größe 1 - Fisch
3x Größe 2 - Hase
5x Größe 3 - Ente
5x Größe 4 - Katze
5x Größe 5 - Dinosaurier

Artikelnummer: 2059306-002

NIBD-Adapter für Blutdruckschlauch mit DINACLICK Konnektor



DINACLICK V2 Adapter, 2-Schlauch, weiblich, für Blutdruckschlauch, VE = 10 Stck. / Pkg.
Artikelnummer: 2059294-001

Hinweis:

Der DINACLICK-Konnektor entspricht der internationalen Norm ISO 80369-5 und weist somit ein verringertes Risiko von Fehlverbindungen zu anderen medizinischen Geräten auf.

Die NIBD-Messung mit dem E-PSM(P), E-PRESTN, E-PRETN, E-RESTN und MRI Patientenmonitor ist für Patienten mit einem Körpergewicht über 5 kg vorgesehen.

¹ CARESCAPE ONE ist nicht in allen Ländern verfügbar und hat keine 510K-Zulassung.