



Klinisches Zubehör

CARESCAPE Monitore B450, B650 und B850



EKG

EKG-Stammkabel und Elektrodenleitungen von GE Healthcare stellen zuverlässig eine korrekte Verbindung zum GE Monitor sicher. Die hohe Qualität unseres wiederverwendbaren Zubehörs komplettiert Ihre Monitoring-Ausrüstung und ermöglicht akkurate Messungen.

EKG-Zubehör mit IEC-Standard

Die hier gezeigte Zubehörliste umfasst nicht das gesamte Portfolio. Bitte kontaktieren Sie Ihren GE Healthcare Vertreter, um eine vollständige Liste des gesamten kompatiblen Zubehörs zu erhalten.



EKG-STAMMKABEL

GE EKG-Kabel sind elektrisch abgeschirmt, um die EKG-Signalintegrität zu gewährleisten.



ARTIKELBESCHREIBUNG	LÄNGE	ARTIKELNUMMER	MENGE
EKG-Stammkabel, 3-/5-polig	1,2 m	2106305-004	1
	3,6 m	2106305-003	
	6 m	2106311-002	
EKG-Stammkabel, Neugeborene DIN, 3-polig	1,2 m	2106306-004	1
	3,6 m	2106306-003	
EKG-Stammkabel, 6-polig	1,2 m	2106307-004	1
	3,6 m	2106307-003	
EKG-Stammkabel, 12-polig	1,2 m	2106308-004	1
	3,6 m	2106308-003	
EKG-Stammkabel, 3-/5-polig mit Elektrochirurgie-Filter	3,6 m	2106310-002	1

EKG-ABLEITUNGEN



ARTIKELBESCHREIBUNG	ANSCHLÜSSE	LÄNGE	ARTIKELNUMMER	MENGE
EKG-Ableitungsset, 3-polig, Klammerelektroden	Verschweißt	74 cm	2106390-003	1
		130 cm	2106390-004	
EKG-Ableitungsset, 5-polig, Klammerelektroden	Verschweißt	74 cm	2106389-003	1
		130 cm	2106389-004	
	Individuell	74 cm	2106391-003	
		130 cm	2106391-004	
EKG-Ableitungsset, 5-polig, C2-6, Klammerelektroden	Individuell	130 cm	2106393-002	1
		74 cm	2106393-004	
EKG-Ableitungsset, 6-polig, Klammerelektroden	Individuell	74 cm	2106398-001	1
		130 cm	2106398-002	

ELEKTRODEN

ARTIKELBESCHREIBUNG	FORM	LÄNGE	ARTIKELNUMMER	MENGE
EKG-Druckknopfelektrode, Erwachsene (Schaumstoff), Festgel	Tropfen	38,1 mm	2106924-001	600
EKG-Druckknopfelektrode, Erwachsene (Textil), Festgel	Tropfen	47,6 mm	2106890-001	600
EKG-Druckknopfelektrode, Erwachsene (Pflaster), Festgel	Tropfen	47,6 mm	2104777-001	600
EKG-Druckknopfelektrode strahlendurchlässig, Erwachsene (Schaumstoff), Festgel	Tropfen	47,6 mm	2106889-001	600
EKG-Druckknopfelektrode, Kinder (Textil), Festgel	Rechteckig	22,2 mm x 33,3mm	2106917-001	600
EKG-Druckknopfelektrode strahlendurchlässig, Säugling (Textil), haftendes Festgel	Quadratisch	22,2 mm	2106919-001	600
EKG-IEC-Elektrode, vorverdrahtet, Säugling (Textil), haftendes Festgel	Quadratisch	22,2 mm	2106892-001	300



GE Healthcare bietet ein breites Spektrum an Elektroden an. Kontaktieren Sie Ihren GE Healthcare Vertreter, um eine vollständige Liste zu erhalten.

ZUBEHÖR



ARTIKELBESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER	MENGE
DIN-Adapter, 3-polig	2106403-003	1
DIN-Adapter, 5-polig	2106403-001	1
Ableitungsseparator, 3-teilig	2106399-001	3
Bettlaken-Clip, 1 Stück	2106399-002	1



TEMPERATUR

Die Körpertemperatur ist ein wichtiger Indikator in allen Bereichen des Gesundheitswesens, von der Arztpraxis bis zur Intensivstation. Sie kann Infektionen anzeigen, auf Anästhesiegase reagieren und Informationen zur Gewebedurchblutung liefern. Die Temperaturkabel und Sonden von GE Healthcare unterstützen Sie bei der Überwachung dieses kritischen Parameters.



TEMPERATURKABEL



ARTIKELBESCHREIBUNG	LÄNGE	ARTIKELNUMMER	MENGE
Temperaturkabel für Sensoren Serie 400, einfacher. Direktanschluss an wiederverwendbare Temperatursensoren.	0,5 m	2104178-001	1
Temperaturkabel für Sensoren Serie 400, dualer. Direktanschluss an wiederverwendbare Temperatursensoren.	0,5 m	2104178-002	1
Temperaturkabel für Einwegsensoren Serie 400, einfacher. Direktanschluss an Einweg-Temperatursensoren.	3,6 m	2104179-001	1

TEMPERATURSENSOR



ARTIKELBESCHREIBUNG	PATIENT	ARTIKELNUMMER	MENGE
Wiederverwendbarer Temperatursensor, ösophageal/rektal, 280 cm	Erwachsene	2107176-031	1
Wiederverwendbarer Temperatursensor, ösophageal/rektal, 280 cm	Kinder	2107176-032	1
Wiederverwendbarer Hauttemperatursensor, 280 cm	Erwachsene	2107176-033	1



INVASIVE BLUTDRUCKMESSUNG

Mit widerstandsfähigen Materialien für lange Haltbarkeit, bieten unsere invasiven Blutdruckkabel akkurates Monitoring. Diese Artikel sind für die GE Healthcare Geräte validiert.



ADAPTER

ARTIKELBESCHREIBUNG	LÄNGE	ARTIKELNUMMER	MENGE
Duales IBD-Adapterkabel	30 cm	2103966-001	1

KABEL

ARTIKELBESCHREIBUNG	TYP	LÄNGE	ARTIKELNUMMER	MENGE
IBD-Kabel, Utah/Biotrans	Einfach	3,6 m	2104107-001	1
	Dual		2104107-003	
IBD-Kabel, ICU Medical Transpac-IV	Einfach	3,6 m	2104158-001	1
	Dual		2104158-003	
IBD-Kabel, Edwards LS TruWave	Einfach	3,6 m	2104162-001	1
	Dual		2104162-003	
IBD-Kabel, Argon	Einfach	3,6 m	2104166-001	1
	Dual		2104166-003	

Die invasiven Blutdruckkabel sind auch in 1,2 m Länge erhältlich. Kontaktieren Sie Ihren GE Healthcare Vertreter, um mehr Informationen zu erhalten.



HERZZEITVOLUMEN

Die GE Healthcare HZV-Kabel aus hochwertigen Materialien, die das Verdrehen minimieren, sind mit unseren Geräten getestet und validiert. Die Kabel verfügen über einen Injektatsondenanschluss und über einen Standard-Katheteranschluss (3-Pin) der an die meisten Swan-Ganz™ Katheter passt. Der verschweißte Konnektor bietet Flexibilität und beugt das Eindringen von Flüssigkeiten vor.



STAMMKABEL

ARTIKELNUMMER	LÄNGE	ARTIKELNUMMER	MENGE
HZV-Stammkabel	2,4 m	2104180-002	1
	3,6 m	2104180-001	

Verwendet mit Patient Data Module (PDM)





NICHT-INVASIVER BLUTDRUCK

Der Blutdruck des Patienten ist oft der erste Schritt zur Bestimmung des weiteren klinischen Vorgehens. Darum ist eine qualitativ hochwertige Datenermittlung durch die nicht-invasive Blutdruckmanschette so essentiell. Die CRITIKON® Blutdruckmanschetten wurden für Messgenauigkeit entwickelt und getestet - von der ersten Berührung bis zur abschließenden Messung.

GE Healthcare bietet ein breites Spektrum an Blutdruckmanschetten, die kompatibel mit Ihren Geräten sind. Kontaktieren Sie Ihren GE Healthcare Vertreter, um eine vollständige Liste zur erhalten.



NIBD-SCHLÄUCHE

CRITIKON NIBD-SCHLAUCH	PATIENT	LÄNGE	ARTIKELNUMMER	MENGE
2-Schlauch DINACLICK-Anschluss	Erwachsene	3,6 m	2058203-002	1
		7,2 m	2058203-003	
2-Schlauch Submin-Anschluss	Erwachsene	3,6 m	2017008-001	1
2-Schlauch Submin-Anschluss, mann./weibl.	Erwachsene	3,6 m	2020980-001	1
2-Schlauch Neo-Snap™-Anschluss	Neugeborene	3,6 m	2058204-003	1
2-Schlauch Luer Slip-Anschluss, weiblich	Neugeborene	3,6 m	2017009-003	1



BLUTDRUCKMANSCHETTE

DURA-CUF

CRITIKON™ DURA-CUF™ sind hergestellt für Langlebigkeit und Tragekomfort. Hergestellt aus PVC- und latexfreien Materialien, sind sie sicherer für die Umwelt und die Patienten.



Der einfach und schnell zu handhabende **DINACLICK Anschluss** ermöglicht den Pflegekräften die Manschetten schneller anzuschließen als mit traditionellen Konnektoren. Der akkustische Klick zeigt dem Anwender den korrekten Anschluss an.



5 Manschetten pro Packung

GRÖßE	FARBE	EXTREMITÄTENUMFANG	2-SCHLAUCH DINACLICK	2-SCHLAUCH SUBMIN	2-SCHLAUCH SUBMIN MÄNNL./WEIBL.
Kleinkind	Orange	8-13 cm	DUR-P1-2A	002200	2750
Kind	Grün	12-19 cm	DUR-P2-2A	002201	2751
Kind lang	Grün	12-19 cm	DUR-P2-2A-L	-	-
Erwachsene klein	Königsblau	17-25 cm	DUR-A1-2A	002202	2752
Erwachsene klein lang	Königsblau	17-25 cm	DUR-A1-2A-L	-	-
Erwachsene mit Anhänger	Marineblau	23-33 cm	DUR-A2-2A	002203	2753
Erwachsene lang	Marineblau	23-33 cm	DUR-A2-2A-L	002206	002756
Erwachsene groß	Weinrot	31-40 cm	DUR-A3-2A	002204	2754
Erwachsene groß lang	Weinrot	31-40 cm	DUR-A3-2A-L	002207	002757
Oberschenkel	Braun	38-50 cm	DUR-T1-2A	002205	2755

SORTIMENT DINACLICK-ANSCHLUSS

ARTIKELBESCHREIBUNG	2-SCHLAUCH DINACLICK
3 Manschetten: 1 Erwachsene klein, 1 Erwachsene, 1 Erwachsene groß	2059301-001
6 Manschetten: 2 Kleinkind, 3 Kind, 1 Erwachsene klein	2059301-002
6 Manschetten: 1 Erwachsene klein, 3 Erwachsene, 1 Erwachsene lang, 1 Erwachsene groß	2059301-003
6 Manschetten: 1 Kleinkind, 1 Kind, 1 Erwachsene klein, 1 Erwachsene, 1 Erwachsene groß, 1 Oberschenkel	2059301-004

SORTIMENT SUBMIN-ANSCHLUSS

ARTIKELBESCHREIBUNG	2-SCHLAUCH SUBMIN ANSCHLUSS
6 Manschetten: 2 Kleinkind, 3 Kind, 1 Erwachsene klein	2296
6 Manschetten: 1 Erwachsene klein, 2 Erwachsene, 1 Erwachsene lang, 1 Erwachsene groß, 1 Erwachsene groß lang	2297
6 Manschetten: 1 Kleinkind, 1 Kind, 1 Erwachsene klein, 1 Erwachsene, 1 Erwachsene groß, 1 Oberschenkel	2299



BLUTDRUCKMANSCHETTE

SOFT-CUF



Unsere beliebteste Blutdruckmanschette CRITIKON™ SOFT-CUF™ ist hergestellt aus weichem saugfähigem Material mit abgerundeten Ecken, um maximalen Patientenkomfort zu gewährleisten. Diese Manschetten sind ideal für Patienten mit längeren Aufenthalten oder zur Umsetzung von Hygieneprotokollen, bei denen die Manschette während des gesamten Aufenthaltes im Krankenhaus beim Patienten verbleibt. Sie kann gereinigt werden, ist ökonomisch für Nutzung an einem Patienten und unterstützt die Infektionsvorbeugung.

20 Manschetten pro Packung

GRÖÖE	FARBE	EXTREMITÄTENUMFANG			
			2-SCHLAUCH DINAClick	2-SCHLAUCH SUBMIN	2-SCHLAUCH SUBMIN MÄNNL./WEIBL.
Kleinkind	Orange	8-13 cm	SFT-P1-2A	2401	2450
Kind	Grün	12-19 cm	SFT-P2-2A-INT	2402	2451
Kind lang	Grün	12-19 cm	SFT-P2-2A-L	2400	-
Erwachsene klein	Königsblau	17-25 cm	SFT-A1-2A-INT	2403-INT	2452
Erwachsene klein lang	Königsblau	17-25 cm	SFT-A1-2A-L	2407	-
Erwachsene	Marineblau	23-33 cm	SFT-A2-2A-INT	2404-INT	2453
Erwachsene lang	Marineblau	23-33 cm	SFT-A2-2A-L-INT	2116-INT	2454
Erwachsene groß	Rosa	31-40 cm	SFT-A3-2A-INT	2405-INT	2455
Erwachsene groß lang	Rosa	31-40 cm	SFT-A3-2A-L	2117	2456
Oberschenkel	Braun	38-50 cm	SFT-T1-2A	2406	2457

SORTIMENT DINAClick-ANSCHLUSS

ARTIKELBESCHREIBUNG	2-SCHLAUCH DINAClick
20 Manschetten: 5 Erwachsene klein, 10 Erwachsene, 5 Erwachsene groß	2059303-001
20 Manschetten: 6 Kleinkind, 10 Kind, 4 Erwachsene klein	2059303-002
20 Manschetten: 3 Erwachsene klein, 7 Erwachsene, 3 Erwachsene lang, 3 Erwachsene groß, 4 RADIAL-CUF (Unterarm)	2059303-003
20 Manschetten: 2 Kleinkind, 2 Kind, 2 Erwachsene klein, 6 Erwachsene, 2 Erwachsene lang, 2 Erwachsene groß, 2 RADIAL-CUF (Unterarm), 2 Oberschenkel	2059303-004

SORTIMENT SUBMIN-ANSCHLUSS

ARTIKELBESCHREIBUNG	2-SCHLAUCH SUBMIN ANSCHLUSS
10 Manschetten: 1 Kleinkind, 1 Kind, 2 Erwachsene klein, 2 Erwachsene, 1 Erwachsene lang, 2 Erwachsene groß, 1 Oberschenkel	2298



Validierte Qualität

GE CRITIKON Blutdruckmanschetten sind mit GE Monitoren validiert und Teil eines integrierten klinischen Systems.



Bessere Infektionsprävention


Als Kontaminationsquelle ignoriert oder unterschätzt.

Kein anderer Ausrüstungsgegenstand wird öfter ohne sachgerechte Desinfektion verwendet als die Blutdruckmanschette. GE's SOFT-CUF ist die optimale Lösung zum Schutz Ihrer Patienten.



DINACLICK Anschluss

Der einfach und schnell zu Handhabende DINACLICK-Anschluss ermöglicht den Pflegekräften die Manschetten schneller anzuschliessen als mit anderen 2-Schlauch Konnektoren.



Unterschiedliche Größen für Komfort und Genauigkeit

Die Nutzung der falschen Manschettengröße führt zu fehlender Messgenauigkeit. Es ist eine umfassende Größenauswahl für Neugeborene, Kleinkinder, Kinder und Erwachsene der GE CRITIKON™ Blutdruckmanschetten erhältlich.



PRÄZISE MESSUNGEN FÜR VALIDIERTE ENTSCHEIDUNGEN

GE Healthcare bietet Ihnen die erste klinisch validierte¹ **Unterarm-Manschette** für adipöse oder stark muskulöse Patienten an.



Mit der Anpassung an die Anatomie der adipösen Patienten, optimiert die RADIAL-CUF Manschette die **nicht-invasive** Blutdruckmessung dieser besonders risikoreichen Population. **77 % der Patienten** empfinden sie **komfortabler** als eine konventionelle Manschette¹.



GRÖÖE	FARBE	EXTREMITÄTENUMFANG	2-SCHLAUCH DINACLICK	2-SCHLAUCH SUBMIN	2-SCHLAUCH SUBMIN MÄNNL./WEIBL.
Erwachsene adipös	Lila	26-36 cm (Unterarm)	SFT-F1-2A	SFT-F1-2C	SFT-F1-2D



1. Die erste klinisch validierte NIBD-Manschette die genaue Messungen am Unterarm ermöglicht, GE Healthcare, 2013. GE Healthcare hat Clinimark LLC für die Durchführung und Organisation der klinischen Anteile dieser Studie gesponsert und entlohnt (März 2008/ Dezember 2011).



BLUTDRUCKMANSCHETTE

NEUGEBORENE

Unsere Blutdruckmanschetten für Neugeborene sind mit der Messgenauigkeit und dem Komfort hergestellt, den Sie erwarten. Alle 5 verfügbaren Größen werden mit extra weichem saugfähigem Material (SOFT-CUF) oder mit einfach zu reinigendem Vinyl (CLASSIC-CUF) angeboten. Wirtschaftlich für die Nutzung an einem Patienten für den gesamten Krankenhausaufenthalt.

20 Manschetten pro Packung

						
			2-SCHLAUCH LUER		2-SCHLAUCH NEO-SNAP™	
GRÖÖE	FARBE	EXTREMITÄTENUMFANG	CLASSIC-CUF	SOFT-CUF	CLASSIC-CUF	SOFT-CUF
1	Orange	3-6 cm	2638	2521	CLA-N1-2B	SFT-N1-2B
2	Hellblau	4-8 cm	2633	2422	CLA-N2-2B	SFT-N2-2B
3	Grün	6-11 cm	2628	2523	CLA-N3-2B	SFT-N3-2B
4	Marineblau	7-13 cm	2623	2524	CLA-N4-2B	SFT-N4-2B
5	Rosa	8-15 cm	2619	2525	CLA-N5-2B	SFT-N5-2B

SORTIMENT LUER-ANSCHLUSS

ARTIKELBESCHREIBUNG	2-SCHLAUCH LUER
20 Manschetten SOFT-CUF: 2 Neo #1, 3 Neo #2, 5 Neo #3, 5 Neo #4, 5 Neo #5	 2694
20 Manschetten CLASSIC-CUF: 2 Neo #1, 3 Neo #2, 5 Neo #3, 5 Neo #4, 5 Neo #5	 2693

SORTIMENT NEO-SNAP-ANSCHLUSS

ARTIKELBESCHREIBUNG	2-SCHLAUCH NEO-SNAP™
20 Manschetten SOFT-CUF: 2 Neo #1, 3 Neo #2, 5 Neo #3, 5 Neo #4, 5 Neo #5	 2059305-002
20 Manschetten CLASSIC-CUF: 2 Neo #1, 3 Neo #2, 5 Neo #3, 5 Neo #4, 5 Neo #5	 2059306-002



Spielerische Nummerierung und farbige Tiercodierung helfen, die richtige Größe auf einen Blick zu finden.



Aktuelle Abbildung kann leicht variieren.



SpO₂ SENSOREN

Durch das Erbe von Datex-Ohmeda, ist die GE SpO₂-Technologie eine 20-jährige Innovationsgeschichte. TruSignal™ Sensoren ermöglichen eine kontinuierliche Überwachung des SpO₂ und der Herzfrequenz. Wir bieten eine breite Palette an SpO₂-Sensoren, konzipiert und getestet für hohe Leistungsfähigkeit und Patientenkomfort.



TECHNOLOGIE

GE TRUSIGNAL

Für Ihre CARESCAPE B450 / B650 / B850 Monitore ausgestattet mit PSM Modul und TruSignal Technologie.



WIEDERVERWENDBARE DURCHGEHENDE SENSOREN


ARTIKELBESCHREIBUNG	PATIENT	PATIENTENGEWICHT	LÄNGE	ARTIKELNUMMER	MENGE
TruSignal durchgehender Fingersensor	Erwachsene, Kinder	≥ 20 kg	2 m	TS-F2-GE	1
			4 m	TS-F4-GE	
TruSignal durchgehender Fingertip-Sensor	Erwachsene	> 30 kg	4 m	TS-SA4-GE	1
	Kinder	15 - 30 kg	3 m	TS-SP3-GE	
TruSignal durchgehender Ohrsensor	Erwachsene, Kinder	≥ 10 kg	2 m	TS-E2-GE	1
			4 m	TS-E4-GE	

**VERBINDUNGSKABEL**

ARTIKELBESCHREIBUNG	LÄNGE	ARTIKELNUMMER	MENGE
TruSignal Verbindungskabel GE-Anschluss	3 m	TS-G3	1

**WIEDERVERWENDBARE SENSOREN (BENÖTIGEN KOMPATIBLES VERBINDUNGSKABEL)**

SENSOREN	PATIENT	PATIENTENGEWICHT	LÄNGE	ARTIKELNUMMER	MENGE
TruSignal Fingersensor	Erwachsene, Kinder	≥ 20 kg	1 m	TS-F-D	1
TruSignal Sensitive	Kinder	15-30 kg	1 m	TS-SP-D	1
	Erwachsene	> 30 kg	1 m	TS-SA-D	
TruSignal Ohrsensor	Erwachsene, Kinder	≥ 10 kg	1 m	TS-E-D	1
TruSignal	Erwachsene, Kinder	≥ 3 kg	1 m	TS-W-D	1
Flex-Sensor	Erwachsene, Kinder, Säuglinge, Neugeborene	Unbegrenzt	1 m	TS-SE-3	3

**EINWEG SENSOREN (BENÖTIGEN KOMPATIBLES VERBINDUNGSKABEL)**

SENSOREN	PATIENT	PATIENTENGEWICHT	LÄNGE	ARTIKELNUMMER	MENGE
TruSignal Sensor	Erwachsene, Kinder	≥ 20 kg	0,3 m	TS-AP-10	10
				TS-AP-25	25
TruSignal AllFit Sensor	Erwachsene, Kinder, Kleinkinder, Neugeborene	Unbegrenzt	0,5 m	TS-AF-10	10
				TS-AF-25	25
TruSignal Klebesensor Erwachsene	Erwachsene	> 20 kg	0,3 m	TS-AAW-10	10
				TS-AAW-25	25
TruSignal Klebesensor Kinder	Kinder, Kleinkinder	3 - 20 kg	0,3 m	TS-PAW-10	10
				TS-PAW-25	25

GE SPO₂-ZUBEHÖR

ARTIKELBESCHREIBUNG	ZU VERWENDEN MIT	GRÖÖE	ARTIKELNUMMER	MENGE
Breiter Ersatzklebestreifen	TS-W-D, TS-SE-3, TS-AF-10, TS-AF-25	-	OXY-RTW	100
Ersatzklebestreifen (blau)	TS-AF-10, TS-AF-25	-	OXY-RT	100
Ersatzklebestreifen (Teddybären)			OXY-RTB	
Ersatzschaumstoffband	TS-SE-3	Klein	OXY-RWS	24
		Mittel	OXY-RWM	
	TS-W-D	Groß	OXY-RWL	
Schaumstoffsandale für Säuglinge	TS-SE-3	-	OXY-SND	3



TECHNOLOGIE

NELLCOR™

Für Ihre CARESCAPE B450 / B650 / B850 Monitore ausgestattet mit PDM Modul und Nellcor SpO₂-Technologie.

VERBINDUNGSKABEL


ARTIKELBESCHREIBUNG	LÄNGE	ARTIKELNUMMER	MENGE
Verbindungskabel mit GE Anschluss und Nellcor OxiMax™ Anschluss	3 m	2021406-001	1

NELLCOR WIERVERWENDBARE SENSOREN



SENSOREN	HERSTELLER REFERENZ	PATIENT	PATIENTENGEWICHT	ARTIKELNUMMER	MENGE
Nellcor Dura Fingersensor	DS 100A	Erwachsene	< 30 kg	70124021	1
Nellcor SpO ₂ Multisite Sensor	D-YS	Erwachsene, Kinder, Neugeborene	> 1 kg	70124033	1
Nellcor SpO ₂ Sensor	OXI-A/N	Neugeborene, Erwachsene	< 3 kg > 40 kg	70124035	1
Nellcor SpO ₂ Sensor	OXI-P/I	Kinder	3-40 kg	414248-001	1 geliefert mit 50 Haftstreifen

NELLCOR EINWEG-SENSOREN



SENSOREN	HERSTELLER REFERENZ	PATIENT	PATIENTENGEWICHT	ARTIKELNUMMER	MENGE
Nellcor SpO ₂ Fingersensor	MAX-A	Erwachsene	> 30 kg	70124027	24
	MAX-P	Kinder	10-50 kg	70124022	
Nellcor SpO ₂ Neo Sensor	MAX-N	Erwachsene	> 40 kg	70124032	24
		Neugeboren	< 3 kg		

BESFESTIGUNGSKLAMMER



ARTIKELBESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER	MENGE
Nellcor SpO ₂ Ohr-Clip D-YSE, zur Verwendung mit 70124033	70124034	1

KLEBESTREIFEN



ARTIKELBESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER	MENGE
Nellcor Klebestreifen (ADH-A/N) - Ref: 70124035 (OXI-A/N)	2016130-001	100



TECHNOLOGIE

MASIMO™

Für Ihre CARESCAPE B450 / B650 / B850 Monitore ausgestattet mit PDM Modul und Masimo SpO₂-Technologie.

LNCS UND RD VERBINDUNGSKABEL

ARTIKELBESCHREIBUNG	LÄNGE	ARTIKELNUMMER	MENGE
Masimo LNC-10 Verbindungskabel	3 m	2027263-002	1
Masimo RD SET GE Kabel für V100	3,6 m	MASIMO-RD-4085	1



WIEDERVERWENDBARE LNCS UND RD SENSOREN

SENSOREN	HERSTELLER REFERENZ	PATIENT	PATIENTENGEWICHT	ARTIKELNUMMER	MENGE
Masimo Fingersensor	LNCS DC-I	Erwachsene	> 30 kg	2027258-001	1
	LNCS DC-IP	Kinder	10-50 kg	2027259-001	
Masimo TipClip Ohrsensor	LNCS TC-I	Erwachsene	> 30 kg	2027261-001	1
Masimo Fingersensor	RD SET DC-I	Erwachsene	> 30 kg	MASIMO-RD-4050	1
	RD SET DC-IP	Kinder	10-50 kg	MASIMO-RD-4051	



EINWEG LNCS UND RD SENSOREN

SENSOREN	HERSTELLER REFERENZ	PATIENT	PATIENTENGEWICHT	ARTIKELNUMMER	MENGE
Masimo Finger-Klebesensor	LNCS Neo	Erwachsene	> 40 kg	2051069-001	20
Masimo eo Finger-Klebesensor		Neugeborene	< 3 kg		
Masimo Finger-Klebesensor	RD SET Adt	Erwachsene	> 30 kg	MASIMO-RD-4000	20
Masimo Finger-Klebesensor	RD SET Neo	Erwachsene	> 40 kg	MASIMO-RD-4003	20
Masimo Finger Klebesensor oder Neo Sensor		Neugeborene	< 3 kg		
Masimo Finger Klebesensor oder Neo Sensor	RD SET NeoPt	Frühgeborene	< 1 kg	MASIMO-RD-4004	20

KLEBESTREIFEN

ARTIKELBESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER	MENGE
Masimo Klebestreifen für SpO ₂ Klebesensor (RD SET Neo)	MASIMO-RD-4047	102



ADÄQUATE ANÄSTHESIE

Das Konzept der Adäquaten Anästhesie (Adequacy of Anaesthesia (AoA)) besteht aus mehreren Parametern, die Ihnen dabei helfen, die individuelle Reaktion des Patienten auf inhalierte oder intravenöse Hypnotika, Opioide und Muskelrelaxantien zu ermitteln.



ENTROPIE

Das GE Healthcare Entropie-Modul E-ENTROPY und das Zubehör sind für Erwachsene und Kinder älter als 2 Jahre für das Monitoring der Gehirnfunktion im Krankenhaus mittels Messung der Elektroencephalogram- (EEG) und der frontalen Elektromyogramm- (FEMG) Signale in der Allgemeinanästhesie geeignet. Die Verwendung des Entropie-Parameters kann in Verbindung mit der Reduzierung von Anästhetika und schnellerem Erwachen nach der Anästhesie stehen.¹



SENSOREN

ARTIKELBESCHREIBUNG	VERWENDUNG	ARTIKELNUMMER	MENGE
Entropie EasyFit Sensor	Einweg	M1174413	25
Entropiesensor		M1038681	



KABEL

ARTIKELBESCHREIBUNG	LÄNGE	ARTIKELNUMMER	MENGE
Entropiekabel	3,5 m	M1050784	1

1. M-Entropy guidance vs Standard Practice during propofol-remifentanyl anaesthesia: a randomised controlled trial. Gruenewald et al. Anaesthesia 2007 Dec; 62(12): 1224-9.



NEUROMUSKULÄRE TRANSMISSION

NMT

Das quantitative NMT Monitoring zeigt ein klares Bild der individuellen Dosierungsbedürfnisse und ermöglicht eine optimale Gabe von Muskelrelaxantien und Antagonisten. Studien haben gezeigt, dass die Implementierung des quantitativen EMG Monitoring zu einer signifikanten Reduzierung des Auftretens von inkomplett reversierten Patienten im Aufwachraum führt.¹

KABEL

ARTIKELBESCHREIBUNG	LÄNGE	ARTIKELNUMMER	MENGE
NMT-Sensorkabel	3 m	888414	1

SENSOREN

ARTIKELBESCHREIBUNG	VERWENDUNG	PATIENT	ARTIKELNUMMER	MENGE
NMT-Elektroden	Einweg	Erwachsene, Kinder	57268-HEL	30
NMT-Mechanosensor	Mehrweg	Erwachsene	888418	1
		Kinder	897439	
NMT-Elektrosensor	Mehrweg	Erwachsene, Kinder	888416	1



Die Lebensdauer eines Mechanosensors im durchschnittlichen Gebrauch beträgt 2 Jahre. Denken Sie daran, diesen zu erneuern, um die Qualität der Messung zu garantieren.



Elektromyographie (EMG)
Benötigt 5 Elektroden



Kinemyographie (KMG)
Benötigt 3 Elektroden



EMG ist der Prozess der Aufnahme der spezifischen elektrischen Aktivität der Muskelfasern als Antwort auf eine Stimulation des Ulnar Nerves.



1. The implementation of quantitative electromyographic neuromuscular monitoring in an academic anaesthesia department. Todd et al. Anesth Analg. 2014 Aug; 119(2):323-31



SURGICAL PLETH INDEX

SPI

Der Surgical Pleth Index (SPI) eignet sich für die Überwachung der Patientenreaktion auf chirurgische Reize und analgetische Medikation. Der SPI ist geeignet für bewusstlose und voll-narkotisierte Patienten über 18 Jahre und ist in Verbindung mit anderen physiologischen Parametern zu verwenden. Um den Vorteil des SPI-Parameters zu nutzen, müssen TruSignal Fingersensoren und SpO₂-Technologie verwendet werden (sowohl Einweg-, als auch Mehrweg-Sensoren sind geeignet)¹.

WIEDERVERWENDBARE DURCHGEHENDE SENSOREN

ARTIKELBESCHREIBUNG	PATIENT	PATIENTENGESICHT	LÄNGE	ARTIKELNUMMER	MENGE
TruSignal durchgehender Fingersensor	Erwachsene	≥ 20 kg	2 m	TS-F2-GE	1
			4 m	TS-F4-GE	
TruSignal durchgehender Fingertip-Sensor	Erwachsene	> 30 kg	4 m	TS-SA4-GE	1




VERBINDUNGSKABEL

ARTIKELBESCHREIBUNG	LÄNGE	ARTIKELNUMMER	MENGE
TruSignal Verbindungskabel mit GE-Anschluss	3 m	TS-G3	1

SENSOREN (BENÖTIGEN EIN KOMPATIBLES VERBINDUNGSKABEL)

ARTIKELBESCHREIBUNG	PATIENT	PATIENTENGESICHT	LÄNGE	ARTIKELNUMMER	MENGE
TruSignal Sensitive	Erwachsene	> 30 kg	1 m	TS-SA-D	1
TruSignal Fingersensor	Erwachsene, Pädiatrie	≥ 20 kg	1 m	TS-F-D	1
TruSignal AllFit Sensor	Erwachsene, Pädiatrie	Unbegrenzt	0,5 m	TS-AF-10	10
TruSignal Erwachsene/Kinder Sensor	Erwachsene, Pädiatrie	≥ 20 kg	0,3 m	TS-AP-10	10
TruSignal Klebesensor	Erwachsene	≥ 20 kg	0,3 m	TS-AAW-10	10



BENÖTIGT VERBINDUNGSKABEL TS-G3



GE's SpO₂ Fingersensoren liefern Ihnen 2 klinische Parameter: SPI und SpO₂.





NEUROLOGIE

Elektroenzephalogramm, Frontal Elektromyogramm und akustisch evozierte Potenziale (AEP) benötigen einen guten Elektrodenkontakt um ein qualitativ hochwertiges Signal zu messen. GE EEG Zubehör und Elektroden ermöglichen einen sicheren Kontakt zur Haut und ermöglichen die zuverlässige Signalaufnahmen.

Zur Verwendung mit EEG Modul, E-EEGX und N-EEGX Verstärker an kompatiblen Carescape Monitoren.



WIEDERVERWENDBARE, VORKONFIGURIERTE EEG ABLEITUNGSKABEL

ARTIKELBESCHREIBUNG	LÄNGE	ARTIKELNUMMER	MENGE
EEG-Ableitungskabel Basic (2-Kanal, bipolar, Klammer)	0,6 m	898050	1
EEG-Ableitungskabel General (4-Kanal, bipolar, Cup)	0,6 m	898051	1
EEG-Ableitungskabel AEP (2-Kanal, ref. fz, Klammer)	0,6 m	898052	1

EINWEG EEG ELEKTRODEN




ARTIKELBESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER	MENGE
EEG Klammer-Elektroden, Ag/AgCl	M1240794	40 pouches of 25
EEG Napfelektroden, Ag/AgCl	572686	500
EEG Cup Elektroden mit Kabel (DIN Anschluss)	2083319-001	46 Beutel mit 10 Stück
EEG WET GEL Elektroden mit Kabel (DIN Anschluss)	2083320-001	35 Beutel mit 12 Stück

Alle verwendeten Elektroden einer Anlage sollten gleich sein

AEP ZUBEHÖR

zur Verwendung mit 898052

ARTIKELBESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER	MENGE
AEP Kopfhörer-Set mit Kopfhörer, Soundverteiler, Kabel und Einweg Ohrstöpsel	8001000	1 Kopfhörer, 20 Einweg Ohrstöpsel
Einweg Ohrstöpsel zur Verwendung mit Kopfhörer 8001000	8001233	20



SPIROMETRIE

Zur Messung der Atemgase und der Lungenmechanik im Atemweg des Patienten. Die Produkte der GE Spirometrie garantieren eine optimale Leistung unter feuchten Bedingungen, einschließlich der Low Flow Anästhesie, dank der inneren Beschichtung und der präzisen Toleranzen. Nur GE Spirometriezubehör ist für die Nutzung mit GE Geräten zugelassen.



D-LITE FLOWSENSOR

SENSOREN	PATIENT	VERWENDUNG	FARBE	TIDALVOLUMEN	ARTIKELNUMMER	MENGE
D-lite +	Erwachsene	Einweg	Transparent	150 - 2000 ml	896952	50
D-lite		Mehrweg	Transparent gelb		733910-HEL	1
Pedi-lite +	Kinder	Einweg	Transparent	5 - 300 ml 15 - 300 ml*	8001948	50
Pedi-lite		Mehrweg	Transparent gelb		73393	1

*Messbereich 15 – 300 ml mit E-COV, E-COVX, E-CAiOV, E-CAiOVX Modulen.

EINWEG SPIROMETRIESCHLAUCH

ARTIKELBESCHREIBUNG	FARBE	LÄNGE	ARTIKELNUMMER	MENGE
Spirometrieschlauch	Transparent gelb	2 m	890031	5



EINWEG SPIROMETRIE-KIT FÜR FEUCHTE BEDINGUNGEN

ARTIKELBESCHREIBUNG	PATIENT	ARTIKELNUMMER	MENGE
• Probengasleitung, 2 m • 1 D-lite+ oder Pedi-lite+ Sensor • Spirometrieschlauch, 2 m	Erwachsene (D-lite+ Sensor)	8004381	20
	Kinder (Pedi-lite+ Sensor)	8002718	50

Beachten: Wenn Sie das Modul zur Messung der Metabolik nutzen, verwenden Sie nur 2 m Spirometrieschläuche und Probengasleitungen.



GAS MONITORING

GE Healthcare Probengasleitungen sind validiert und streng getestet um optimale Leistung mit unseren Geräten zu erbringen.

Wie auch die anderen Wasserfallen aus der D-Fend™ Gruppe, schützt das Mini D-Fend Ihren Monitor vor Feuchtigkeit, Kontamination und Sekreten.

D-Fend, D-Fend+, D-Fend Pro und D-Fend Pro+ Wasserfallen sind für die folgenden Module spezifiziert:

	E-CO	E-COV	E-COVX	E-CAIO	E-CAIOV	E-CAIOVX
D-fend				X	X	X
D-fend+	X	X	X			

	E-sCO	E-sCOV	E-sCOVX	E-sCAIO	E-sCAIOV	E-sCAIOVX	E-sCAIOE	E-sCAIOVE	N-CAIO
D-fend Pro				X	X	X	X	X	X
D-fend Pro+	X	X	X						



WASSERFALLEN



ARTIKELBESCHREIBUNG	EINSATZBEREICH	FARBE	ARTIKELNUMMER	MENGE
D-fend	Anästhesie	Schwarz	876446-HEL	10
D-fend Pro	Anästhesie	Stahlblau	M1182629	10
Mini D-Fend	Anästhesie/ Intensiv	Hellgrau	8002174	10
D-fend Pro+	Intensiv	Grün	M1200227	10
D-fend+	Intensiv	Grün	881319-HEL	10

Um die optimale Arbeit der Gasmodule zu ermöglichen, sollten die Wasserfallen alle 2 Monate in der Anästhesie und alle 24 Stunden im Intensivbereich getauscht werden.

PROBENGASLEITUNG, PVC/PE



VERWENDUNG	LÄNGE	ARTIKELNUMMER	MENGE
Einweg	2 m	2097307-001	10
	3 m	2097307-002	10
	6 m	2097307-003	5

Nutzen Sie immer PVC/PE Probengasleitungen, wenn Anästhesiegase verwendet werden (beugen der Absorption von Anästhesiegasen vor).

NOTIZEN

[illegible]



GE imagination at work

Über GE Healthcare

GE Healthcare ist ein führender Anbieter von Technologien für die medizinische Bildgebung, Überwachung, Bioproduktion und Zell- und Gentherapie. GE Healthcare ermöglicht eine präzise Gesundheitsfürsorge in der Diagnostik, Therapie und Überwachung durch intelligente Geräte, Datenanalysen, Anwendungen und Services. Mit über 100 Jahren Erfahrung und einer Führungsrolle in der Gesundheitsbranche mit über 50.000 Mitarbeitern weltweit unterstützt GE Healthcare Gesundheitsdienstleister und Life-Sciences-Unternehmen bei ihrer Aufgabe, die Ergebnisse für Patienten auf der ganzen Welt zu verbessern. "Folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn, Twitter und The Pulse um die neuesten Nachrichten zu erhalten oder besuchen Sie unsere Website www.gehealthcare.com für weitere Informationen.

www.gehealthcare.com.

Das Produkt ist möglicherweise nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar. Ausführliches Produktdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Kontaktieren Sie für weitere Informationen einen GEHealthcare- Repräsentanten.

Änderungen vorbehalten.

GE, das GE-Monogramm, Imagination at work, CRITIKON, DURA-CUF, SOFT-CUF, DINACLICK, TruSignal, D-Fend und D-Lite sind Marken der General Electric Company.

*Alle anderen Produkt- und Markennamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen..

Die Vervielfältigung in jeglicher Form ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von GE untersagt. Die Informationen in diesem Dokument dürfen nicht zur Diagnose oder Behandlung einer Krankheit verwendet werden. Für diese Zwecke ist ein Arzt zu konsultieren.

©2019 General Electric Company – Alle Rechte vorbehalten.

JB63920XEb