




GE HealthCare

Patient Spirometry


換気状態に変化があるかどうかを判断すること

保存前の状態(黄色)




保存済みのループと現在のループを比較することで、患者の換気状態に変化があったかどうかを判断できます。
患者の気道に1つのセンサーを設置するだけで、Patient Spirometryは、使用する人工呼吸器の種類に関係なく、一呼吸ごとに患者の換気状態を正確かつ容易に評価することを可能にします。


保存後(白色)の状態(黄色)




臨床例




屈曲した気管内チューブ




意図しない片肺挿管




カフまたはラリンジアルマスクからのリーク




機械換気に逆らって自発呼吸をしている
(例：筋弛緩が不十分な場合)



気管支痙攣



さらに多くの臨床例については、Patient Spirometryアプリガイドをご参照ください。



自発呼吸