



Neo-Snap

Neonatal-Anschlusssystem von GE Healthcare für Einschlauch- und Zweischlauch-CRITIKON™ Blutdruckmanschetten

Der Neo-Snap™ Anschluss für neonatale Blutdruckmanschetten erfüllt alle Standards und trägt dazu bei eine unbeabsichtigte Diskonnektion zu verhindern. Der Neo-Snap Anschluss bietet eine sichere Verbindung mit hörbarem Einrasten und taktilem Feedback.

Vorteile der Neo-Snap Anschlüsse

- **Auf Sicherheit ausgelegt.** Der Anschluss entspricht dem internationalen Standard für eine verbesserte Patientensicherheit
- **Sichere Verbindung.** Dadurch wird eine unbeabsichtigte Diskonnektion verhindert
- **Leicht zu bedienen.** Problemlose 360-Grad-Verbindung, die für eine sichere Verbindung nicht ausgerichtet werden muss – so ist eine bessere Fokussierung auf die Babys möglich
- **Patientensicherheit.** Frei von natürlichem Naturkautschuk-Latex oder DEHP



Um mehr über die umfassenden Manschettenlösungen von GE Healthcare zu erfahren, besuchen Sie uns unter **cuffs.gehealthcare.com**

NIBD-Manschetten – Artikelnummern

Neo-Snap			Neo-Snap Anschluss 2 Schlauch		Neo-Snap Anschluss 1 Schlauch	
						
Größe	Farbe	Extremitäten- umfang	SOFT-CUF	CLASSIC-CUF	SOFT-CUF	CLASSIC-CUF
1	Orange	3-6 cm	SFT-N1-2B	CLA-N1-2B	SFT-N1-1B	CLA-N1-1B
2	Hellblau	4-8 cm	SFT-N2-2B	CLA-N2-2B	SFT-N2-1B	CLA-N2-1B
3	Grün	6-11 cm	SFT-N3-2B	CLA-N3-2B	SFT-N3-1B	CLA-N3-1B
4	Marineblau	7-13 cm	SFT-N4-2B	CLA-N4-2B	SFT-N4-1B	CLA-N4-1B
5	Rosa	8-15 cm	SFT-N5-2B	CLA-N5-2B	SFT-N5-1B	CLA-N5-1B

Hinweis: 20 Manschetten/Packung

Sortimentspackungen für Neugeborene

Sortimentpackung für Neugeborene	Manschettenart	Artikelnummer	Beschreibung
Neo-Snap Anschluss 2 Schlauch	SOFT-CUF	2059305-002	2 Neo Nr. 1, 3 Neo Nr. 2, 5 Neo Nr. 3, 5 Neo Nr. 4, 5 Neo Nr. 5 (20 Manschetten/Packung)
	CLASSIC-CUF	2059306-002	2 Neo Nr. 1, 3 Neo Nr. 2, 5 Neo Nr. 3, 5 Neo Nr. 4, 5 Neo Nr. 5 (20 Manschetten/Packung)
	CLASSIC-CUF	2059306-003	1 Neo Nr. 3, 1 Neo Nr. 4, 1 Neo Nr. 5 (3 Manschetten/Packung)
Neo-Snap Anschluss 1 Schlauch	SOFT-CUF	2059305-001	2 Neo Nr. 1, 3 Neo Nr. 2, 5 Neo Nr. 3, 5 Neo Nr. 4, 5 Neo Nr. 5 (20 Manschetten/Packung)
	CLASSIC-CUF	2059306-001	2 Neo Nr. 1, 3 Neo Nr. 2, 5 Neo Nr. 3, 5 Neo Nr. 4, 5 Neo Nr. 5 (20 Manschetten/Packung)

Neo-Snap Anschlüsse

	Beschreibung	Artikelnummer	Menge/Packung
	Y-Adapter 1 Schlauch Anschluss männl. 1/8" auf 2 Schlauch NEO-SNAP männl.	2059290-003	10/PACKUNG
	Y-Adapter 1 Schlauch Anschluss männl. 5/32" auf 2 Schlauch NEO-SNAP männl.	2059290-004	10/PACKUNG
	2 Schlauch NEO-SNAP-Adapter männl. 0,22 Stecker Kompatibilität: B20, B40, B105, B125, Dash 3000, 4000, 5000, Tram, CARESCAPE PDM und Carescape One	2059293-001	10/PACKUNG
	2 Schlauch NEO-SNAP-Adapter männl. 0,31 Stecker Kompatibilität: V100/VC150 DINAMAP™ Procure	2059293-002	10/PACKUNG
	1 Schlauch NEO-SNAP-Adapter männl.	2059293-003	10/PACKUNG

Zweischlauch-Neo-Snap-Schlauchsysteme

	Beschreibung	Länge	Artikelnummer	Kompatibilität
	Care Schlauch	2,4 m	2058204-002	B20, B40, B105, B125, Dash 3000, 4000, 5000, Tram, CARESCAPE PDM
		3,6 m	2058204-003	
	CRITIKON Schlauch	3,6 m	2058206-001	V100/VC150, DINAMAP™ Pro, Procure
	CARESCAPE™ ONE	2,4 m	2089791-002	NIBD-SCHLAUCH CARESCAPE ONE NEO-SNAP
	CARESCAPE™ ONE	3,6 m	2089791-003	



© 2021 General Electric Company – Alle Rechte vorbehalten.

GE Healthcare behält sich das Recht vor, zu einem beliebigen Zeitpunkt und ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung die genannten Spezifikationen und Funktionen zu ändern oder die Herstellung des Produkts einzustellen. Aktuelle Informationen erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner bei GE Healthcare. GE, das GE-Monogramm, Neo-Snap, CRITIKON, DINAMAP und CARESCAPE sind Marken der General Electric Company. GE Healthcare, ein Geschäftsbereich der General Electric Company. GE Medical Systems, Inc., firmiert als GE Healthcare.

JB00311DE 07/21