



Neo-Snap

Sistema de conexión neonatal de GE Healthcare para manguitos de tensión arterial CRITIKON™ de uno y dos tubos

El diseño del conector Neo-Snap™ para manguitos de tensión arterial neonatales ayuda a evitar desconexiones accidentales. El conector Neo-Snap ofrece una conexión segura con un click audible que puede comprobarse de forma táctil.

Ventajas del conector Neo-Snap

- **Diseñado para ofrecer máxima seguridad.** El conector cumple las normas internacionales para mayor seguridad del paciente
- **Conexión segura.** Evita desconexiones accidentales
- **Fácil de usar.** Conexión fácil y segura de 360 grados sin necesidad de alinear el conector, lo que le permite dedicar más tiempo al bebé
- **Seguridad para el paciente.** No contiene látex de caucho natural ni DEHP



Para obtener más información sobre las soluciones completas de manguitos de GE Healthcare, visítenos en [cuffs. gehealthcare.com](https://www.gehealthcare.com/cuffs)

N.º de referencia de los manguitos de tensión arterial

Neo-Snap			Conector Neo-Snap de 2 tubos		Conector Neo-Snap de 1 tubo	
						
Tamaño	Color	Circunferencia de la extremidad	SOFT-CUF	CLASSIC-CUF	SOFT-CUF	CLASSIC-CUF
1	Naranja	3-6 cm	SFT-N1-2B	CLA-N1-2B	SFT-N1-1B	CLA-N1-1B
2	Azul claro	4-8 cm	SFT-N2-2B	CLA-N2-2B	SFT-N2-1B	CLA-N2-1B
3	Verde	6-11 cm	SFT-N3-2B	CLA-N3-2B	SFT-N3-1B	CLA-N3-1B
4	Azul marino	7-13 cm	SFT-N4-2B	CLA-N4-2B	SFT-N4-1B	CLA-N4-1B
5	Rosa	8-15 cm	SFT-N5-2B	CLA-N5-2B	SFT-N5-1B	CLA-N5-1B

Pack neonatal surtido

Pack neonatal surtido	Tipo de manguito	N.º de referencia	Descripción
Conectores Neo-Snap de 2 tubos	SOFT-CUF	2059305-002	2 Neo n.º 1, 3 Neo n.º 2, 5 Neo n.º 3, 5 Neo n.º 4, 5 Neo n.º 5 (20 manguitos/caja)
	CLASSIC-CUF	2059306-002	2 Neo n.º 1, 3 Neo n.º 2, 5 Neo n.º 3, 5 Neo n.º 4, 5 Neo n.º 5 (20 manguitos/caja)
	CLASSIC-CUF	2059306-003	1 Neo n.º 3, 1 Neo n.º 4, 1 Neo n.º 5 (3 manguitos/pack)
Conectores Neo-Snap de 1 tubo	SOFT-CUF	2059305-001	2 Neo n.º 1, 3 Neo n.º 2, 5 Neo n.º 3, 5 Neo n.º 4, 5 Neo n.º 5 (20 manguitos/caja)
	CLASSIC CUF	2059306-001	2 Neo n.º 1, 3 Neo n.º 2, 5 Neo n.º 3, 5 Neo n.º 4, 5 Neo n.º 5 (20 manguitos/caja)

Conectores Neo-Snap

	Descripción	N.º de referencia	Cantidad/Paquete
	Conector macho Neo-Snap en Y de una clavija, 1/8"	2059290-003	10/PAQUETE
	Conector macho Neo-Snap en Y de una clavija, 3/32"	2059290-004	10/PAQUETE
	Conector macho Neo-Snap de 2 tubos 0.22 central Compatibilidad: B20, B40, B105, B125, Dash 3000, 4000, 5000, Tram, Módulo de datos de pacientes CARESCAPE y Carescape One	2059293-001	10/PAQUETE
	Conector macho Neo-Snap de 2 tubos 0.31 central Compatibilidad: V100/VC150 DINAMAP™ Procare	2059293-002	10/PAQUETE
	Conector macho Neo-Snap de 1 tubo	2059293-003	10/PAQUETE

Mangueras Neo-Snap de 2 tubos

	Descripción	Longitud	N.º de referencia	Compatibilidad
	Manguera	8 FT/2,4 M	2058204-002	B20, B40, B105, B125, Dash 3000, 4000, 5000, Tram, Módulo de datos de pacientes CARESCAPE
		12 FT/3,6 M	2058204-003	
	MANGUERA Critikon	12 FT/3,6 M	2058206-001	V100/VC150 DINAMAP™ Procare
	CARESCAPE™ ONE	8 FT/2,4 M	2089791-002	MANGUERA PANI NEO-SNAP PARA CARESCAPE ONE
		12 FT/3,6 M	2089791-003	



© 2021 General Electric Company – Todos los derechos reservados.

GE Healthcare se reserva el derecho de realizar los cambios que considere oportunos en las especificaciones y características indicadas en este documento, o interrumpir la fabricación del producto descrito, en cualquier momento y sin previo aviso ni obligación alguna. Póngase en contacto con su representante de GE Healthcare para obtener la información más reciente. GE, el monograma de GE, Neo-Snap, CRITIKON, DINAMAP y CARESCAPE son marcas registradas de General Electric Company. GE Healthcare, una división de General Electric Company. GE Medical Systems, Inc. comercializa sus productos como GE Healthcare.

JB00209ES 7/21