



Wiederverwendbare Beatmungsmasken

Die wiederverwendbaren Beatmungsmasken von GE Healthcare wurden für die Verwendung mit den Anästhesiegeräten von GE Healthcare getestet und validiert. Beatmungsmasken dienen der Zuführung von Gasmischungen zum Patienten bei der nicht-invasiven Beatmung über den Mund und die Nase. Die Produkte stellen eine optimale Funktion mit den Anästhesiegeräten von GE Healthcare sicher.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ein durchsichtiges Gesichtsstück ermöglicht die visuelle Überwachung des Patientenstatus.
- Kompatibel mit sämtlichen Standard-Beatmungssystemen mit 22-mm- und 15-mm-Anschlüssen.
- Verfügbare Größen: Von Neugeborenen bis Erwachsenen
- Die wiederverwendbare Maske lässt sich bis zu 50 Mal autoklavieren.

Unsere Geräte. Unser Zubehör. Einfach kompatibel.

Vertrauen Sie auf die hochwertigen Zubehör- und Verbrauchsartikel von GE Healthcare für einen effizienten Betrieb Ihrer klinischen Geräte.

- Vereinfachte Bestellprozesse
- Schnelle Lieferung
- Ein Ansprechpartner
- Kompetente Beratung

EINSATZMÖGLICHKEITEN FÜR DIE WIEDERVERWENDBAREN BEATMUNGSMASKEN

Die wiederverwendbaren Masken aus Silikon sind zur Zuführung von Anästhesiegasen und Frischgasmischungen zum Patienten bei der Beatmung über Mund und Nase konzipiert. Die Beatmungsmasken werden zusammen mit Anästhesie- und Beatmungssystemen eingesetzt. Sie können erneut verwendet werden und sind bis zu 50 Mal autoklavierbar. Die geformte Struktur des Randes sorgt für einen maximalen Patientenkomfort und einen dichten Sitz, wohingegen das transparente Gesichtsstück jederzeit die Patientenüberwachung ermöglicht.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Materialzusammensetzung

Komponente	Material
Maske	Silikon
Konnektor	Silikon
Wiederverwendbare Beatmungsmasken aus Silikon	Enthalten kein Naturkautschuk/Latex
Wiederverwendbare Beatmungsmasken aus Silikon	Enthalten kein Phthalat (DEHP).

Produktgebrauch

Die wiederverwendbaren Beatmungsmasken aus Silikon sind wiederverwendbar. Sie können bis zu 50 Mal wiederverwendet werden.

Sterilität

Die wiederverwendbaren Beatmungsmasken aus Silikon werden unsteril geliefert.

Aufbewahrung

An einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren.

Haltbarkeit

Ab Herstellungsdatum fünf Jahre haltbar. Diese Haltbarkeit basiert auf der Stabilität der Komponenten und Rohmaterialien des Produktes. Das Verfallsdatum ist auf den einzelnen Produktbeutelverpackungen eindeutig gekennzeichnet.

BESTELLINFORMATIONEN

Artikel-nummer	Beschreibung	Menge
2106570-011	Maske, wiederverwendbar, Größe 0, 15-mm-Anschluss	1
2106570-019	Maske, wiederverwendbar, Größe 1, 15-mm-Anschluss	1
2106570-020	Maske, wiederverwendbar, Größe 2, 22-mm-Anschluss	1
2106570-021	Maske, wiederverwendbar, Größe 3, 22-mm-Anschluss	1
2106570-022	Maske, wiederverwendbar, Größe 4, 22-mm-Anschluss	1
2106570-023	Maske, wiederverwendbar, Größe 5, 22-mm-Anschluss	1
2106570-029	Maske, wiederverwendbar, Größe 0, 15-mm-Anschluss	10
2106570-030	Maske, wiederverwendbar, Größe 1, 15-mm-Anschluss	10
2106570-031	Maske, wiederverwendbar, Größe 2, 22-mm-Anschluss	10
2106570-032	Maske, wiederverwendbar, Größe 3, 22-mm-Anschluss	10
2106570-033	Maske, wiederverwendbar, Größe 4, 22-mm-Anschluss	10
2106570-034	Maske, wiederverwendbar, Größe 5, 22-mm-Anschluss	10

Entsorgungshinweise

Entsprechend der Krankenhausrichtlinien, örtlichen Vorgaben und den geltenden Bestimmungen als klinischen Abfall entsorgen.

Verpackungsmaterialien

Primärverpackung	Polybeutel – Polyethylen (PE)
Sekundärverpackung	Karton/Schachtel – Pappe

Das Produkt ist möglicherweise nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Ansprechpartner von GE Healthcare. Besuchen Sie www.gehealthcare.com.

Vertrieb durch:

Datex-Ohmeda, Inc.

Hergestellt durch:

Flexicare Medical Limited

Cynon Valley Business Park

Mountain Ash, CF45 4ER, Großbritannien