



Wieder- verwendbare Beatmungsbeutel



Die wiederverwendbaren Beatmungsbeutel von GE Healthcare wurden für die Funktion mit den Anästhesiegeräten von GE Healthcare getestet und verifiziert. Die Produkte stellen eine optimale Funktionsweise sicher. Sie werden aus hochqualitativem Silikon gefertigt und gewährleisten so eine hervorragende Haltbarkeit und Gebrauchsfähigkeit.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Die wiederverwendbaren Silikonbeutel sind bis zu 50 Mal autoklavierbar. Sie bestehen aus hochqualitativen Materialien und verfügen über eine hervorragende Griffbarkeit.
- Zum einfachen Zusammenfügen verfügen alle Beatmungsbeutel über einen 22-mm-Standard-Anschluss.
- In mehreren Größen erhältlich, die sowohl der Patientengröße als auch den klinischen Anforderungen des Nutzers entsprechen.
- Integrierte Beutelaufhänger für alle Größen zur einfachen Nutzung und Aufbewahrung.

Unsere Geräte. Unser Zubehör. Einfach kompatibel.

Vertrauen Sie auf die hochwertigen Zubehör- und Verbrauchsartikel von GE Healthcare für einen effizienten Betrieb Ihrer klinischen Geräte.

- Vereinfachte Bestellprozesse
- Schnelle Lieferung
- Ein Ansprechpartner
- Kompetente Beratung

EINSATZMÖGLICHKEITEN FÜR DEN WIEDERVERWENDBAREN BEATMUNGSBEUTEL

Die wiederverwendbaren Beatmungsbeutel aus Silikon werden in OP-Sälen eingesetzt und können an Anästhesiegeräte von GE Healthcare zur Atemunterstützung von Patienten, die manuell beatmet werden, angeschlossen werden.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Materialzusammensetzung

Beatmungsbeutel Silikon

Latexgehalt

Beatmungsbeutel enthalten kein Naturkautschuklatex.

DEHP-Gehalt

Enthält kein Phthalat (DEHP)

Produktgebrauch

Die Beatmungsbeutel sind wiederverwendbar.
Sie können bis zu 50 Mal wiederverwendet werden.

Sterilität

Beatmungsbeutel werden unsteril geliefert.

Aufbewahrung

An einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren.

Haltbarkeit

Ab Herstellungsdatum fünf Jahre haltbar.
Diese Haltbarkeit basiert auf der Stabilität der Komponenten und Rohmaterialien des Produktes.
Das Verfallsdatum ist auf den einzelnen Produktverpackungen eindeutig gekennzeichnet.

BESTELLINFORMATIONEN

Artikelnummer	Beschreibung	Menge
2106570-001	Manueller Beutel, 0,5 l, wiederverwendbar, 22-mm-Anschluss	1
2106570-002	Manueller Beutel, 1,0 l, wiederverwendbar, 22-mm-Anschluss	1
2106570-003	Manueller Beutel, 2,0 l, wiederverwendbar, 22-mm-Anschluss	1
2106570-004	Manueller Beutel, 3,0 l, wiederverwendbar, 22-mm-Anschluss	1
2106570-025	Manueller Beutel, 0,5 l, wiederverwendbar, 22-mm-Anschluss	5
2106570-026	Manueller Beutel, 1,0 l, wiederverwendbar, 22-mm-Anschluss	5
2106570-027	Manueller Beutel, 2,0 l, wiederverwendbar, 22-mm-Anschluss	5
2106570-028	Manueller Beutel, 3,0 l, wiederverwendbar, 22-mm-Anschluss	5

Entsorgungshinweise

Entsprechend der Krankenhausrichtlinien, örtlichen Vorgaben und den geltenden Bestimmungen als klinischen Abfall entsorgen.

Verpackungsmaterialien

Primärverpackung Polybeutel – Polyethylen (PE)
Sekundärverpackung Karton/Schachtel – Pappe

Das Produkt ist möglicherweise nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Ansprechpartner von GE Healthcare.
Besuchen Sie www.gehealthcare.com.

Vertrieb durch:
Datex-Ohmeda, Inc.



Hergestellt durch:
Flexicare Medical Limited
Cynon Valley Business Park
Mountain Ash, CF45 4ER, Großbritannien