



Einweg- Beatmungsmasken

Die Einweg-Beatmungsmasken von GE Healthcare wurden für die Verwendung mit den Anästhesiegeräten von GE Healthcare getestet und validiert. Beatmungsmasken dienen der Zuführung von Gasmischungen zum Patienten bei der nicht-invasiven Beatmung über den Mund und die Nase. Die Produkte stellen eine optimale Funktion mit den Anästhesiegeräten von GE Healthcare sicher.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ein durchsichtiges Gesichtsstück ermöglicht die visuelle Überwachung des Patientenstatus.
- Kompatibel mit sämtlichen Standard-Beatmungssystemen mit 22-mm- und 15-mm-Anschlüssen.
- Verfügbare Größen: Von Neugeborenen bis Erwachsenen
- Die Einwegmasken verfügen über ein vorgefülltes, weiches, aufblasbares Kissen, das aufgeblasen und entleert werden kann, um eine entsprechende Abdichtung unter Berücksichtigung der anatomischen Strukturen des Patienten herzustellen.
- Die Einwegmasken verfügen über farbcodierte Haken, um die Auswahl der Maskengröße zu erleichtern.

Unsere Geräte.
Unser Zubehör.
Einfach kompatibel.

Vertrauen Sie auf die hochwertigen Zubehör- und Verbrauchsartikel von GE Healthcare für einen effizienten Betrieb Ihrer klinischen Geräte.

- Vereinfachte Bestellprozesse
- Schnelle Lieferung
- Ein Ansprechpartner
- Kompetente Beratung

EINSATZMÖGLICHKEITEN FÜR DIE EINWEG-BEATMUNGSMASKE

Die vorgefüllten, aufblasbaren Einweg-Beatmungsmasken sind zur Zuführung von Anästhesiegasen oder Frischgasmischungen zum Patienten bei der Beatmung über Mund und Nase konzipiert. Die Anästhesiemasken werden zusammen mit Anästhesie- und Beatmungssystemen eingesetzt.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Materialzusammensetzung

Komponente	Material
Kissen	Polyvinylchlorid (PVC)
Maskenhülle	Polyvinylchlorid (PVC)

Latexgehalt

Die vorgefüllten, aufblasbaren Einweg-Beatmungsmasken enthalten kein Naturkautschuk/Latex.

DEHP-Gehalt

Die vorgefüllten, aufblasbaren Einweg-Beatmungsmasken enthalten kein Phthalat (DEHP).

Produktgebrauch

Die vorgefüllten, aufblasbaren Einweg-Beatmungsmasken sind nur zum Einmalgebrauch.

Sterilität

Die vorgefüllten, aufblasbaren Einweg-Beatmungsmasken werden unsteril geliefert.

Aufbewahrung

An einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren.

BESTELLINFORMATIONEN

Artikel-nummer	Beschreibung	Menge
2106570-012	Maske, Einweg, Größe 0, 15-mm-Anschluss	50
2106570-013	Maske, Einweg, Größe 1, 15-mm-Anschluss	50
2106570-014	Maske, Einweg, Größe 2, 22-mm-Anschluss	50
2106570-015	Maske, Einweg, Größe 3, 22-mm-Anschluss	50
2106570-016	Maske, Einweg, Größe 4, 22-mm-Anschluss	50
2106570-017	Maske, Einweg, Größe 5, 22-mm-Anschluss	50
2106570-018	Maske, Einweg, Größe 6, 22-mm-Anschluss	50

Haltbarkeit

Ab Herstellungsdatum fünf Jahre haltbar. Diese Haltbarkeit basiert auf der Stabilität der Komponenten und Rohmaterialien des Produktes. Das Verfallsdatum ist auf den einzelnen Produktverpackungen eindeutig gekennzeichnet.

Entsorgungshinweise

Entsprechend der Krankenhausrichtlinien, örtlichen Vorgaben und den geltenden Bestimmungen als klinischen Abfall entsorgen.

Verpackungsmaterialien

Primärverpackung	Polybeutel – Polyethylen (PE)
Sekundärverpackung	Karton/Schachtel – Pappe

Das Produkt ist möglicherweise nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Ansprechpartner von GE Healthcare. Besuchen Sie www.gehealthcare.com.

Vertrieb durch:
Datex-Ohmeda, Inc.



Hergestellt durch:
Flexicare Medical Limited
Cynon Valley Business Park,
Mountain Ash, CF45 4ER, UK