

Uso único
em pacienteReuso
limitadoReutilização
em HospitalCuidados
gerais
reutilizáveis

CRITIKON CLASSIC-CUF

Braçadeiras de Pressão
Sanguínea Não Invasiva

O CRITIKON™ CLASSIC-CUF™ amarelo, foi projetado para uso individual do paciente em um ambiente de isolamento. Esses manguitos de vinil têm o preço de manguitos descartáveis e suportam seus protocolos de prevenção de infecções. Eles oferecem a mesma qualidade e garantia que você espera de toda a linha de manguitos CRITIKON, enquanto são adaptados para áreas de isolamento.



Conector
DINACLICK



Uma escolha confiável para a excelência clínica

- Os manguitos são mantidos com o mesmo padrão de qualidade que todos os monitoramentos de pacientes da GE, com inflações repetidas para garantir leituras precisas
- A impressão grande e em negrito ajuda você a escolher rapidamente o manguito certo, permitindo uma medição mais precisa
- A cor amarela ajuda a facilitar a identificação em salas de isolamento

Construído para a segurança do paciente e durabilidade

- O material de vinil é de fácil limpeza e não é fabricado com látex de borracha natural ou DEHP, tornando-os mais seguros para seus pacientes
- Uma variedade completa de tamanhos de manguitos estão disponíveis, desde bebês a adultos e coxas, garantindo que a medida que você recebe seja de um ajuste adequado
- O conector DINACLICK™ atende aos padrões internacionais e evita conexões incorretas nos acessórios luer

Projetado para melhorar o fluxo de trabalho

- O conector DINACLICK é rápido e fácil de usar, permite que os enfermeiros vinculem o manguito ao monitor mais rapidamente do que outros conectores de tubo duplo
- Compatível com os padrões de dimensionamento de manguitos AAMI e AHA NIBP para dimensionamento rápido e correto
- Uma gama completa de adaptadores e conectores são compatíveis com monitores automáticos e uma variedade de dispositivos manuais, incluindo manômetros de parede e medidores manuais, permitindo um sistema de conexão universal em toda a instalação



CLASSIC-CUF

GE Healthcare

Tamanho	Cor	Circunferência do membro	Conector de 2 tubos de rosca	Conector DINACLICK de 2 tubos	Conector Submin de 2 tubos
Neonato	Amarelo/Azul	8-13 cm	2650	CLA-P1-2A-X	2670
Criança	Amarelo/Azul	12-19 cm	2651	CLA-P2-2A-X	2671
Adulto Pequeno	Amarelo/Azul	17-25 cm	2607	CLA-A1-2A-X	2672
Adulto	Amarelo/Azul	23-33 cm	2602	CLA-A2-2A-X	2673
Adulto Grande	Amarelo/Azul	31-40 cm	2642	CLA-A3-2A-X	2674
Coxa	Amarelo/Azul	38-50 cm	2652	CLA-T1-2A-X	2675

Nota: 20 braçadeiras/caixa

Para saber mais sobre as soluções detalhadas das braçadeiras da GE Healthcare, visite o site gehealthcare.com.br



Imagination at work

O produto pode não estar disponível em todos os países e regiões. Entre em contato com um representante da GE Healthcare para obter mais informações.

Dados sujeitos a alterações.

© 2021 General Electric Company.

GE, GE Monogram, Imaginação no trabalho, CRITIKON,

CLASSIC-CUF e DINACLICK são marcas comerciais da General Electric Company.

É proibida a reprodução de qualquer forma sem a permissão prévia por escrito da GE. Nada neste material deve ser usado para diagnosticar ou tratar qualquer doença ou condição. Os leitores devem consultar um profissional de saúde.

Os produtos / tecnologias mencionados neste material podem estar sujeitos à regulamentação do governo. Seu embarque e efetiva comercialização só poderão ocorrer após a aprovação do regulador.

Os produtos / tecnologias podem estar com nome fantasia distinto do aprovado, sua comercialização ocorrerá sob o nome registrado.

JB00244BR