



Prévenir les infections tout en garantissant la précision de la SpO₂

Excellentes performances avec les capteurs de SpO₂ TruSignal™ adhésifs à usage individuel

Les capteurs de SpO₂ TruSignal adhésifs à usage individuel procurent les performances cliniques que vous attendez dans tout service de soins **mettant l'accent sur la prévention des infections**, comme les services de grands brûlés, les services de traumatologie, les urgences, les services de soins intensifs, les zones d'isolement et les blocs opératoires.

- Flexible, avec sa taille unique adaptable à tous les doigts
- Plusieurs sites d'application
- Pression minimale requise lors de l'application, garantissant un confort optimal pour les patients

Conçus pour être utilisés dans le cadre d'un monitoring continu non invasif de la saturation en oxygène (SpO₂) et de la fréquence du pouls, les capteurs restent en place malgré les mouvements du patient, et fournissent des mesures précises que les médecins peuvent utiliser pour prendre des décisions cliniques en toute confiance.



Testés et certifiés compatibles

Les ingénieurs de GE vérifient la qualité et la compatibilité de tous les produits par le biais de processus de contrôle qualité rigoureux.



Stock complet

Des centaines de pièces dans plusieurs domaines de soins garantissent la cohérence des procédures et un approvisionnement rapide.



Simplicité du processus de commande

Vous avez plusieurs moyens de commander, ce qui vous permet d'obtenir facilement les bons accessoires.

Capteurs de SpO₂ TruSignal adhésifs

GE Healthcare propose trois modèles de capteurs adhésifs qui sont tous pensés pour le confort du patient. Tous nos capteurs sont étalonnés de façon individuelle afin d'obtenir la meilleure précision possible.



Capteurs TruSignal SpO₂ AllFit (TS-AF-10, TS-AF-25)

Les capteurs TruSignal AllFit sont conçus pour tous les patients : des nouveau-nés aux adultes. Ils s'appliquent sur le doigt, l'orteil, la paume de la main ou le côté du pied selon la taille du patient.



Capteur TruSignal SpO₂ Adultes/Enfants (TS-AP-10, TS-AP-25)

Les capteurs TruSignal Adultes/Enfants sont conçus pour les patients pesant au moins 20 kg (44 livres). Ils s'appliquent sur le doigt ou l'orteil.



Capteurs TruSignal SpO₂ Enfants adhésifs (TS-PAW-10, TS-PAW-25)

Les dimensions du capteur TruSignal Enfants adhésif sont spécialement adaptées aux doigts des enfants, et l'adhésif est particulièrement doux. Conçus pour les enfants de 3 à 20 kg (6,6 à 44 livres), ils s'appliquent sur le doigt ou l'orteil et des empreintes de pattes d'ours sont imprimées sur l'adhésif pour rassurer les enfants.

Accessoires cliniques proposés par GE Healthcare.

Confiance. Fiabilité. Simplicité.

Nous vous proposons cette option pour passer commande :

- Via le site www.one-self.gehealthcare.fr

Mention légale:

Les capteurs et câbles SpO₂ TruSignal sont destinés au monitoring non invasif continu de la saturation en oxygène (SpO₂) et de la fréquence du pouls.
Classe/Organisme agréé : IIb / CE 0537.
Fabricant : GE Healthcare Finland Oy.
Dernière révision : 13 novembre 2014
DOC1266933



Compatibilité du produit

Les capteurs TruSignal sont rétrocompatibles avec les technologies Datex, Ohmeda et GE SpO₂

- CARESCAPE™ ONE, V100, VC150, B1x5
- Gamme de modules E-PRESTN (E-PRESTN, E-RESTN)
- Gamme de modules E-PSM (E-PSM, E-PSMP, E-PSMW, E-PSMPW)
- PROCARE B20 et B40 avec option GE SpO₂
- TuffSat
- Moniteurs de gaz respiratoire 3775/3800/3900/3900P/4700/5250
- Cardiocap/5 avec option N-XOSAT
- Moniteurs modulaires S/5, AS/3, CS/3 avec module M-OSAT
- Moniteurs modulaires S/5, AS/3, CS/3 avec module de la série M (M-NE12STPR, M-NESTPR, M-ESTP, M-PRESTN)
- Cardiocap/5, Cardiocap II
- Capnomac Ultima
- Moniteur S/5 Light

Rubans adhésifs de rechange :

- OXY-RTW : ruban adhésif de rechange large - QTÉ 100
- OXY-RTB : ruban adhésif de rechange (motif « pattes d'ours ») - QTÉ 100
- OXY-RT : ruban adhésif de rechange (bleu) - QTÉ 100

© 2021 General Electric Company – Tous droits réservés.

GE Healthcare se réserve le droit de modifier les spécifications et caractéristiques décrites dans ce document, ou d'interrompre à tout moment la fabrication du produit présenté, sans préavis ni obligation. Contactez votre représentant GE Healthcare pour obtenir les informations les plus récentes. GE, le monogramme GE, TruSignal et CARESCAPE sont des marques commerciales de General Electric Company.

GE Healthcare, une division de General Electric Company. Toutes les autres marques commerciales de fournisseurs tiers sont la propriété de ces derniers. GE Medical Systems, Inc., commercialisant ses produits sous le nom de GE Healthcare.

JB00197FR