



Une propreté irréprochable pour vos capteurs de SpO₂ réutilisables



Les capteurs de SpO₂ souples réutilisables TruSignal™ apportent les bénéfices suivants :

- Très grande facilité de nettoyage
- Confort optimal pour les patients

Les capteurs de SpO₂ souples et réutilisables TruSignal peuvent être directement immergés dans un détergent doux ou dans l'eau pour un nettoyage facile.¹ Classées IPX7, les têtes de capteur peuvent également être retournées pour un nettoyage plus approfondi de l'intérieur. Nos capteurs souples sont en silicone, avec un revêtement respirant pour un confort maximal. Conçu pour un monitoring continu non-invasif de la saturation artérielle en oxygène (SpO₂), de la fréquence du pouls et du SPI,² le capteur reste bien en place malgré les mouvements du patient et fournit des mesures précises qui aident les médecins à prendre des décisions cliniques appropriées, en toute confiance.

1. Capteur conçu pour être immergé dans l'eau ou dans un détergent doux, ne pas immerger dans des agents de désinfection. Ne pas immerger le connecteur.

2. L'indice de pléthysmographie chirurgicale (SPI) est utilisé pour les adultes (>18 ans) inconscients sous anesthésie générale. Le monitoring du SPI peut être réalisé à l'aide des moniteurs modulaires CARESCAPE™ et de la technologie SpO₂ de GE. La mesure du SPI se fait impérativement au niveau du doigt.



Testé et vérifié

Les ingénieurs GE garantissent la qualité et la compatibilité de tous nos produits, en appliquant des processus de contrôle qualité rigoureux.



Stock garanti

Des centaines de pièces disponibles pour les différents domaines de soins garantissent la cohérence et la rapidité de livraison.



Processus de commande simple

Plusieurs canaux de commande sont proposés, permettant à nos clients de se procurer rapidement les accessoires nécessaires.

Capteurs de SpO₂ souples TruSignal

GE Healthcare propose un modèle de capteur souple pour les adultes (FingerTip) et les enfants (PediTip). Il est possible d'acheter le capteur seul (dans ce cas, un câble d'interconnexion est requis) ou l'ensemble intégré câble + capteur. Chacun de nos capteurs est étalonné individuellement pour garantir le plus haut niveau de précision.



TS-SA-D



TS-SA4-GE

Capteur souple FingerTip TruSignal (TS-SA-D/TS-SA4-GE)

Capteur pour adulte, destiné aux patients de plus de 30 kg (66 livres) :

- **TS-SA-D** : Capteur uniquement, câble d'interconnexion 1 m requis
- **TS-SA4-GE** : Ensemble intégré 4 m : câble et capteur SpO₂



TS-SP-D



TS-SP3-GE

Capteur souple PediTip TruSignal (TS-SP-D/TS-SP3-GE)

Capteur pour enfant, destiné aux patients de 15 à 30 kg (33-66 livres) :

- **TS-SP-D** : Capteur uniquement, câble d'interconnexion 1 m requis
- **TS-SP3-GE** : Ensemble intégré 3 m : câble et capteur SpO₂

Accessoires cliniques proposés par GE Healthcare.
Confiance. Fiabilité. Simplicité.

Nous vous proposons cinq options pour passer commande :

- Via le site <https://one-self.gehealthcare.fr/>
- Via votre distributeur
- Via EDI
- En envoyant un e-mail à l'adresse advlimonest@ge.com avec le numéro de bon de commande
- En contactant le service clientèle au (800) 437-1171, option 2, puis 3



Compatibilité des produits

Les capteurs TruSignal sont rétrocompatibles avec les technologies Datex, Ohmeda et GE SpO₂

- CARESCAPE ONE, V100, VC150, B1x5
- Gamme de modules E-PRESTN (E-PRESTN, E-RESTN)
- Gamme de modules E-PSM (E-PSM, E-PSMP, E-PSMW, E-PSMPW),
- PROCARE B20 et B40 avec option GE SpO₂
- TuffSat, TruSat
- Moniteurs de gaz respiratoires 3775/3800/3900/3900P/4700/5250
- Cardiocap/5 avec option N-XOSAT
- Moniteurs modulaires S/5, AS/3, CS/3 avec module M-OSAT
- Moniteurs modulaires S/5, AS/3, CS/3 avec module série M
- (M-NE12STPR, M-NESTPR, M-ESTP, M-PRESTN)
- Cardiocap/5, Cardiocap II
- Capnomac Ultima
- Moniteur S/5 Light



CARESCAPE ONE

Indication d'utilisation: Le système CARESCAPE ONE est à la fois un moniteur patient permettant de surveiller plusieurs paramètres physiologiques et un dispositif d'acquisition pour moniteur patient multi-paramètres, qui peut être utilisé dans divers services ou dans le cadre de transports intra-hospitaliers au sein d'un établissement de soins professionnel. Le système CARESCAPE ONE est adapté au monitoring des paramètres physiologiques hémodynamiques (ECG, segment ST, détection de l'arythmie, pression artérielle invasive ou non-invasive, oxymétrie de pouls et température) et respiratoires (respiration par impédance et mesure du CO₂ dans les voies aériennes). Le moniteur CARESCAPE ONE comprend un afficheur intégré, un écran tactile, des témoins d'alarme, des boutons d'interaction utilisateur et un sous-système audio. Les tracés et les mesures de paramètres physiologiques en temps réel sont présentés sur l'afficheur intégré.

Les alarmes visuelles sont transmises à la fois sur l'afficheur intégré et via des témoins lumineux. Les alarmes sonores sont transmises via le sous-système audio intégré. Les interactions avec l'utilisateur et le contrôle de la configuration se font par l'intermédiaire de l'écran tactile. En outre, le moniteur est pourvu d'un bouton de mise sous tension et d'un bouton de verrouillage de l'écran tactile. Le système CARESCAPE ONE peut être utilisé en tant que moniteur autonome. Dans ce mode de fonctionnement, le système CARESCAPE ONE permet de mesurer et de monitorer différentes constantes : ECG, segment ST, détection de l'arythmie, respiration par impédance, SpO₂, pression artérielle invasive ou non-invasive, température et CO₂ dans les voies aériennes. Le système CARESCAPE ONE peut également être raccordé au CARESCAPE B850 en tant qu'accessoire.

Dans ce mode de fonctionnement, le système CARESCAPE ONE permet de mesurer différentes constantes : ECG, segment ST, respiration par impédance, SpO₂, pression artérielle invasive ou non-invasive, température et CO₂ dans les voies aériennes.

Les alarmes visuelles et sonores, les contrôles utilisateur et l'interface utilisateur ne sont pas actifs sur le CARESCAPE ONE lorsqu'il est utilisé en tant qu'accessoire. Le système CARESCAPE ONE convient aussi bien aux patients adultes qu'aux enfants et aux nourrissons, et ne peut être utilisé que pour un patient à la fois. Le système CARESCAPE ONE doit être utilisé sous la supervision directe d'un professionnel de santé agréé, ou par un personnel formé à l'utilisation de ce matériel dans un établissement de soins professionnel. Le système CARESCAPE ONE n'est pas conçu pour être utilisé dans un environnement IRM contrôlé.

Classe : IIb

Fabricant : GE Medical Systems Information Technologies, Inc. 8200 West Tower Avenue, Milwaukee, WI 53223, États-Unis

Organisme notifié : Laboratoire national d'essais / G-MED, n° 0459

Capteurs et câbles SpO₂ TruSignal

Les capteurs et câbles SpO₂ TruSignal sont destinés au monitoring non invasif continu de la saturation en oxygène (SpO₂) et de la fréquence du pouls.

Classe/Organisme agréé : IIb / CE 0537.

Fabricant : GE Healthcare Finland Oy.

Dernière révision : 13 novembre 2014

V100

Indication d'utilisation: Le moniteur des CARESCAPE V100 Vital Signs est destiné au monitoring des paramètres vitaux d'un patient adulte, pédiatrique ou néonatal au chevet de ce dernier ou au cours de son transport dans les services hospitaliers. Les paramètres vitaux comprennent la pression artérielle non-invasive oscillométrique (pression systolique, pression diastolique et pression artérielle moyenne), la fréquence cardiaque/le pouls, la saturation en oxygène (SpO₂) par oxymétrie de pouls non invasive, et la température relevée à l'aide d'un thermomètre électronique. Cet appareil portable convient à de nombreux environnements cliniques et divers services médicaux tels que les urgences, la radiologie, la réanimation, la médecine générale/chirurgie, la maternité, l'endoscopie et le suivi cardiologique. Le CARESCAPE V100 peut également être utilisé dans des zones satellites, dans des cabinets médicaux, ou dans d'autres établissements de soins.

Fabricant légal: GE Medical Systems Information Technology, Inc.

Classe: IIb

Organisme notifié: LNE/G-MED, CE 0459

Se reporter systématiquement à la version complète du manuel de l'utilisateur et lire attentivement toutes les instructions afin de garantir la bonne utilisation de l'appareil médical. Dernière révision : 21/01/13

B1x5

Indication d'utilisation: Le moniteur B125/B105 est un dispositif multiparamètre portable à utiliser pour surveiller, enregistrer et générer des alarmes pour de multiples paramètres physiologiques de patients adultes, pédiatriques et néonataux dans un environnement hospitalier et pendant le transport intra-hospitalier.

Le moniteur B125/B105 est destiné à être utilisé sous la supervision directe d'un praticien de soins de santé agréé.

Le moniteur B125/B105 n'est pas destiné à être utilisé pendant un examen IRM.

Le moniteur B125/B105 peut être un moniteur autonome ou connecté à d'autres dispositifs à travers un réseau.

Le moniteur B125/B105 surveille et affiche : l'ECG (comprenant le segment ST et la détection d'arythmies), la pression artérielle invasive, la fréquence cardiaque/pouls, la pression artérielle non invasive (pression artérielle systolique, diastolique et moyenne), la saturation partielle en oxygène (SpO₂) et la fréquence pulsatile par surveillance continue (comprenant la surveillance dans des conditions de mouvement du patient ou de perfusion faible), la température avec un thermomètre électronique réutilisable ou jetable pour la surveillance continue. Température Oesophagienne/Tympanique/Rectale/Vésicale/Aillaire/Cutanée/Voies respiratoires/ de la chambre/du Myocarde/Centrale/de surface, respiration par impédance, fréquence respiratoire, CO₂

Classe : IIb Fabricant : GE Medical Systems Information Technologies Inc.

Organisme notifié : LNE/GMED (0459)

Toujours se référer au manuel utilisateur complet avant utilisation et lire attentivement toutes les instructions pour assurer la bonne utilisation de votre dispositif médical

Dernière révision : 10/November/2017