



Möchten Sie die Infektionsprävention unterstützen und gleichzeitig SpO₂-Genauigkeit sicherstellen?

Ausgezeichnete Leistung mit TruSignal™ SpO₂-Klebesensoren zur Ein-Patienten-Anwendung

TruSignal SpO₂-Klebesensoren zur Ein-Patienten-Anwendung bieten die klinische Leistung, die Sie in Bereichen mit **Schwerpunkt auf Infektionsprävention** erwarten – wie z. B. Verbrennungs-Station, Trauma-Station, Notaufnahme, Intensivstation, Isolationsbereiche und Operationssaal.

- Flexibel, aufgrund der Einheitsgröße für alle Fingergrößen geeignet
- Mehrere Applikationsstellen möglich
- Bei der Anwendung ist nur minimaler Druck erforderlich – bietet optimalen Patientenkomfort

Die Sensoren, die für die Überwachung der kontinuierlichen, nicht-invasiven peripheren Sauerstoffsättigung (SpO₂) und der Pulsfrequenz vorgesehen sind, haben auch bei Patientenbewegung einen sicheren Sitz und liefern präzise Messwerte, die das Klinikpersonal dabei unterstützen, entsprechende und auf die sichere Patientenversorgung bezogene Entscheidungen zu treffen.



Geprüft und verifiziert

GE-Ingenieure gewährleisten Qualität und Kompatibilität bei allen Produkten durch strenge Qualitätskontrollverfahren.



Umfassender Lagerbestand

Hunderte von Teilen in verschiedenen Versorgungsbereichen bieten Konsistenz und schnelle Lieferung.



Einfacher Bestellvorgang

Verschiedene Bestellmöglichkeiten. Wir stellen sicher, dass Sie Ihr benötigtes Zubehör erhalten.

<https://www.gehealthcare.de/products/accessories-and-supplies>

TruSignal SpO₂-Klebesensoren

GE Healthcare bietet drei verschiedene Klebesensoren, die speziell mit Fokus auf Patientenkomfort entwickelt wurden. Alle Sensortypen werden individuell kalibriert, um die bestmögliche Genauigkeit sicherzustellen.



TruSignal SpO₂ AllFit-Sensoren
(TS-AF-10, TS-AF-25)

TruSignal AllFit-Sensoren sind für alle Patientengruppen, von Säuglingen bis Erwachsene, konzipiert. Sie werden an Finger, Zehe, Handfläche oder an die Seite des Fußes angelegt, je nach Größe des Patienten.



TruSignal SpO₂-Sensoren für Erwachsene/Kinder
(TS-AP-10, TS-AP-25)

TruSignal Sensoren für Erwachsene/Kinder sind für Patienten mit einem Körpergewicht ab 20 kg vorgesehen. Sie werden an Finger oder Zehe angelegt.



TruSignal SpO₂-Wickel-Klebesensoren für Kinder
(TS-PAW-10, TS-PAW-25)

Die Maße der TruSignal Wickel-Klebesensoren für Kinder sind an Kinderfinger angepasst; der Kleber ist besonders sanft. Geeignet für Kinder von 3 bis 20 kg; Applikation an Finger oder Zehe, mit einem Pfotenaufdruck, um Kindern die Angst zu nehmen.

Klinisches Zubehör von GE Healthcare. Bewährt. Zuverlässig. Einfach.

Wir bieten fünf bequeme Bestellmöglichkeiten:

- Unter www.one-self.gehealthcare.de
- Über Ihren Vertriebspartner
- Über EDI
- Per E-Mail an osavertriebsdeutschland@ge.com mit PO-Nummer
- Per Anruf beim Kundendienst unter +49 (0) 761 4543 601, Option 1



Produktkompatibilität

TruSignal Sensoren sind rückwärtskompatibel mit Datex, Ohmeda und GE SpO₂-Technologien

- CARESCAPE™ ONE, V100, VC150, B1x5
- E-PRESTN Modulfamilie (E-PRESTN, E-RESTN)
- E-PSM Modulfamilie (E-PSM, E-PSMP, E-PSMW, E-PSMPW)
- PROCARE B20 und B40 mit GE SpO₂-Option
- TuffSat
- 3775/3800/3900/3900P/4700/5 250 Überwachungsgeräte für Atemgase
- Cardiocap/5 mit N-XOSAT-Option
- S/5, AS/3, CS/3 Modulare Monitore mit M-OSAT-Modul
- S/5, AS/3, CS/3 Modulare Monitore mit Modul der M-Serie (M-NE12STPR, M-NESTPR, M-ESTP, M-PRESTN)
- Cardiocap/5, Cardiocap II
- Capnomac Ultima
- S/5 Light Monitor

Ersatzklebestreifen:

- OXY-RTW: Breiter Ersatzklebestreifen QTY 100
- OXY-RTB: Ersatzklebestreifen (Teddybären) QTY 100
- OXY-RT: Ersatzklebestreifen (Blau) QTY 100



© 2020 General Electric Company – Alle Rechte vorbehalten.

GE Healthcare behält sich das Recht vor, zu einem beliebigen Zeitpunkt und ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung die genannten Spezifikationen und Funktionen zu ändern oder die Herstellung der Produkte einzustellen. Aktuelle Informationen erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner bei GE Healthcare. GE, das GE-Monogramm, TruSignal und CARESCAPE sind Marken von General Electric Company.

GE Healthcare, ein Geschäftsbereich der General Electric Company. Alle anderen Marken Dritter sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. GE Medical Systems, Inc., firmiert als GE Healthcare.

Dezember 2020
JB00299DE