



Wie sauber ist Ihr wiederverwendbarer SpO₂-Sensor?

Die wiederverwendbaren TruSignal™ SpO₂-Soft-Sensoren bieten:

- Ausgezeichnete Reinigungsfähigkeit
- Optimalen Patientenkomfort

Die wiederverwendbaren TruSignal SpO₂ Soft-Sensoren können zur einfachen Reinigung direkt in mildes Reinigungsmittel oder Wasser getaucht werden.¹ Die Sensoren bestehen aus weichem Silikonmaterial mit atmungsaktivem Design und bieten somit besonderen Komfort. Die Sensoren, die für die kontinuierliche nichtinvasive Überwachung der peripheren Sauerstoffsättigung (SpO₂), der Pulsfrequenz und des SPI² bestimmt sind, behalten auch bei Bewegung des Patienten einen sicheren Sitz und liefern genaue Messwerte für fundierte, zuverlässige klinische Entscheidungen.

1. Sensor ist zugelassen für das Eintauchen in Wasser oder mildes Reinigungsmittel, tauchen Sie den Sensor nicht in Desinfektionsmittel ein. Anschluss nicht eintauchen.

2. Die SPI-Überwachung ist mit modularen CARESCAPE™ Patientenmonitoren und GE SpO₂-Technologie möglich. Die Messung des SPI muss am Finger vorgenommen werden.



Geprüft und verifiziert

GE-Ingenieure gewährleisten Qualität und Kompatibilität bei allen Produkten durch strenge Qualitätskontrollverfahren.



Umfassender Lagerbestand

Hunderte von Teilen für verschiedene Versorgungsbereiche bieten Konsistenz und schnelle Lieferung.



Einfacher Bestellvorgang

Verschiedene Bestellmöglichkeiten für eine einfache Beschaffung

TruSignal SpO₂-Soft-Sensoren

GE Healthcare hat einen Soft-Sensor für Erwachsene (FingerTip) und Kinder (PediTip) im Angebot. Die Sensoren können separat (Verbindungskabel erforderlich) oder mit integriertem Kabel geliefert werden. Alle Sensoren werden individuell kalibriert, um höchstmögliche Genauigkeit sicherzustellen.



TruSignal FingerTip Soft-Sensor (TS-SA-D/TS-SA4-GE)

Sensor für Erwachsene über 30 kg:

- **TS-SA-D:** Nur Sensor 1 m, Verbindungskabel erforderlich
- **TS-SA4-GE:** Integriert 4 m (Kabel und SpO₂-Sensor)



TruSignal PediTip Soft-Sensor (TS-SP-D/TS-SP3-GE)

Sensor für Kinder 15-30 kg:

- **TS-SP-D:** Nur Sensor 1 m, Verbindungskabel erforderlich
- **TS-SP3-GE:** Integriert 3 m (Kabel und SpO₂-Sensor)

Klinisches Zubehör von GE Healthcare.
Bewährt. Zuverlässig. Einfach.

Wir bieten fünf bequeme Bestellmöglichkeiten:

- Unter www.ServiceShop.GEHealthcare.com
- Über Ihren Vertriebspartner
- Über EDI
- Per E-Mail an osavertriebdeutschland@ge.com mit PO-Nummer
- Telefonisch beim Kundendienst unter +49 (0)761 4543 601, Option 1



Produktkompatibilität

TruSignal Sensoren sind rückwärtskompatibel mit Datex, Ohmeda und GE SpO₂-Technologien

- CARESCAPE ONE, V100, VC150, B1x5
- E-PRESTN Modul-Reihe (E-PRESTN, E-RESTN)
- E-PSM Modul-Reihe (E-PSM, E-PSMP, E-PSMW, E-PSMPW),
- PROCARE B20 und B40 mit GE SpO₂-Option
- TuffSat, TruSat
- 3775/3800/3900/3900P/4700/5 250 Atemgas-Messsysteme
- Cardiocap/5 mit N-XOSAT-Option
- Modulare S/5, AS/3, CS/3 Monitore mit M-OSAT-Modul
- Modulare S/5, AS/3, CS/3 Monitore mit M-Modul
- (M-NE12STPR, M-NESTPR, M-ESTP, M-PRESTN)
- Cardiocap/5, Cardiocap II
- Capnomac Ultima
- S/5 Light Monitor

© 2021 General Electric Company – Alle Rechte vorbehalten.

GE Healthcare behält sich das Recht vor, zu einem beliebigen Zeitpunkt und ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung die genannten Spezifikationen und Funktionen zu ändern oder die Herstellung der Produkte einzustellen. Aktuelle Informationen erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner bei GE Healthcare. GE, das GE-Monogramm, TruSignal und CARESCAPE sind Marken von General Electric Company.

GE Healthcare, ein Geschäftsbereich der General Electric Company. Alle anderen Marken Dritter sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. GE Medical Systems, Inc., firmiert als GE Healthcare.

Februar 2021
JB00377DE