



Flaschenadapter für Easy-Fil-Verdampfer

Die Flaschenadapter für Easy-Fil-Verdampfer von GE Healthcare wurden im Hinblick auf die Verwendung mit kompatiblen GE Healthcare Verdampfern erprobt. Die Adapter, die sich durch besondere Robustheit, Qualität und Langlebigkeit auszeichnen, ermöglichen ein optimales Befüllen von Verdampfern mit dem entsprechenden Narkosemittel.

- **Robustheit:** Die Produkte wurden neuen strengen Testverfahren im Hinblick auf maximale Robustheit unterzogen.
- **Qualität:** Sämtliche Komponenten werden mittels drei unterschiedlicher Methoden auf 100 % Dichtigkeit am Verdampfer getestet.
- **Langlebigkeit:** In über 1.000 Füllzyklen getestet und als nach wie vor konform mit allen anderen Testkriterien befunden.

Produktkompatibilität

- Easy-Fil Flaschenadapter, Verdampfer, Isofluran: Alle Isofluran-Verdampfer mit Easy-Fil-Einfüllsystem
- Easy-Fil Flaschenadapter, Verdampfer, Halothan: Alle Halothan-Verdampfer mit Easy-Fil-Einfüllsystem
- Easy-Fil Flaschenadapter, Verdampfer, Sevofluran: Alle Sevofluran-Verdampfer mit Easy-Fil-Einfüllsystem

Unsere Geräte.
Unser Zubehör.
Einfach kompatibel.

Vertrauen Sie auf die hochwertigen Zubehör und Verbrauchsartikel von GE Healthcare für einen effizienten Betrieb Ihrer klinischen Geräte

- Vereinfachte Bestellprozesse
- Schnelle Lieferung
- Ein Ansprechpartner
- Kompetente Beratung

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Materialzusammensetzung

(Alle Easy-Fil Flaschenadapter sind latexfrei.)

Gehäuse und Befestigung	Nylon 6/6 mit Glas-Füllung, farbig
Schaft	LDPE
Feder	Edelstahl
O-Ring	Teflon

Empfohlene Verwendungsdauer

1.000 Füllzyklen

Lagerungsbedingungen

Es gelten keine speziellen Kriterien für die Lagerung.

ISO-Normen

Komponenten gemäß ISO 5360:2016 getestet.
Zusätzliche interne Tests durchgeführt, die das Übertreffen der ISO-Kriterien belegen.

Artikel

Artikel-nummer	Beschreibung
2106572-001	Easy-Fil Flaschenadapter, Verdampfer, Isofluran
2106572-002	Easy-Fil Flaschenadapter, Verdampfer, Halothan
2106572-003	Easy-Fil Flaschenadapter, Verdampfer, Sevofluran

Das Produkt ist möglicherweise nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar. Kontaktieren Sie einen GE Healthcare Ansprechpartner, um weitere Informationen zu erhalten. Besuchen Sie auch www.gehealthcare.com.

Vertrieb durch:

Datex-Ohmeda, Inc.



Hergestellt durch:

Datex-Ohmeda, Inc.
3030 Ohmeda Drive
Madison, WI 53718

Imagination at work

© 2019 General Electric Company – Alle Rechte vorbehalten.

GE Healthcare behält sich das Recht vor, die genannten Spezifikationen und Funktionen zu einem beliebigen Zeitpunkt und ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtungen zu ändern oder die Herstellung der Produkte einzustellen. Aktuelle Informationen erhalten Sie von Ihrer GE Healthcare Vertriebsstelle. GE, das GE-Monogramm und Imagination at work sind Marken der General Electric Company.
GE Healthcare, ein Geschäftsbereich der General Electric Company. GE Medical Systems, Inc., firmiert als GE Healthcare.

DOC2192541 1/19

JB64284XE