

3M**Filtek™**

Supreme

Flow materiale

Nu er vores populære flowmateriale blevet nemmere at applicere.


3M™ Filtek™ Supreme Flow materiale leveres i en ergonomisk sprøjte, som er udviklet til at gøre applicering nem.

Reducerer porøsiteter og spild

Stort set ingen porøsiteter eller materiale, der fortsætter med at løbe under applicering, hvilket giver dig bedre kontrol.

Slut med at gætte

Den blå del af stemplet viser den resterende mængde materiale. Når sprøjten er tom ses kun den hvide stempedel.



Bøjbar kanylespids

For nemmere applicering kan spidsen let bøjes uden at knække.

Nem at holde og applicere

Trekantet fingerplade og stempel gør det hurtigt og nemt at placere sprøjten, som det passer for dig.



Fordele

- Fjerner stort set alle porøsiteter
- Bøjbar kanylespids for nemmere applicering
- Ergonomisk sprøjte som er nem at holde og applicere med
- Fremragende adaptation, slidstyrke og holdbarhed af polering
- Kan anvendes til en lang række indikationer og teknikker

Sikkert at opvarme og kan anvendes til injection mold teknik.

Kan opvarmes op til 70 °C i samlet op til 1 time, op til 25 gange. CE mærket og godkendt af FDA.



Klinisk case

Med 3M™ Filtek™ Supreme Flow materiale får du en glat overgang mellem materiale og tand.



Før



Applicering af flowmateriale



Slutresultat

Foto med tilladelse fra tandlæge Gunnar Reich, München, Tyskland

3M™ Filtek™ Supreme Flow materiale adapterer sig nemt og giver en tæt forsejling.



Før



Applicering af flowmateriale



Slutresultat

Foto med tilladelse fra tandlæge Guiseppe Chiodera, Brescia, Italien

Indikationer

(Appliceres i lag på op til 2 mm)



Klasse III



Klasse V



Minimal invasiv tandbehandling (MID)



Base



Liner



Reparation af indirekte restaureringer (små defekter)



Reparation



Udfyldning af underskæringer



Forsegling af pits og fissurer


Se alle indikationer i brugsanvisningen.

Bestillingsinformation



3M™ Filtek™ Supreme Flow materiale
Sprøjtefiler indeholder: 2 stk sprøjter á 2 g, 20 appliceringsspids.

FARVE	VARENR.
A1	6032A1
A2	6032A2
A3	6032A3
A3.5	6032A3.5
A4	6032A4
B1	6032B1
B2	6032B2
C2	6032C2
D2	6032D2
White	6032W
Extra White	6032XW
OA3	6032OA3

VARENR.	PRODUKTINFORMATION
3700T	20 stk. grå applicerings-spids til 3M™ Filtek™ Supreme Flow materiale, 20 gauge 

3M

3M a/s
3M Oral Care
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Tlf.: 43 48 01 00
3MOralcare.dk@mmm.com

www.3M.dk/dental

3M, "3M Science. Applied to Life" og Filtek er varemærker fra 3M. © 3M 2020. Alle rettigheder forbeholdes.
13432884-1DK20200504