



Filtek™

Bulk Fill Flowable
Fyllingsmateriale

3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable med forbedrede appliseringsegenskaper

3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Fyllingsmateriale er nå kommet i en ny og ergonomisk sprøyte. Designet for enklere applisering og komfort. Dette gir deg mer kontroll og nøyaktig applisering i dype kaviteter.

Reduserer luftblærer

Reduserer porøsiteter og etterslep av materiale ved applisering, som gir deg bedre kontroll.

Slutt å gjette

Stempelets grønne del viser den resterende mengde materiale. Når sprøyten er tom vises kun den hvite stempeldelen.



Bøybar kanylespiss

For enklere applisering kan spissen bøyes uten å knekke.

God å holde og applisere

Trekantet fingerplate og fingergrep gjør det enkelt å plassere sprøyten i hånden.



Fordeler

- Reduserer luftbobler eller etterslep av materiale
- Enkelt å bøye kanylen som gir en bedre tilgang
- Ergonomisk design - god å holde og enkelt å applisere
- Rask og enkel applisering opptil 4 mm sjikt
- God adaptasjon, god slitestyrke og redusert stressoppbygging

Kompositten kan varmes opp

Kan varmes opp til 70 °C i maks. 1 time, opp til 25 ganger.



Posterior fylling



Tannen prepareres og adhesiv appliseres med f.eks. 3M™ Scotchbond™ Universal Adhesiv.



Appliser 3M™ Filtek™ Bulk Fill Flow materiale i sjikt maks. 4 mm i den preparerte kaviteten og lysherd med f.eks. 3M™ Elipar™ DeepCure S herdelampe.



Avslutt med et lag konvensjonell kompositt, minimum 2 mm f.eks. 3M™ Filtek™ Universal Fyllingsmateriale.

Klinisk foto med tillatelse av tannlege Dr. Reich, Seefeld, Tyskland.

Indikasjoner

(Kan appliseres i lag opp til 4 mm)



Base
(Klasse I- og II)



Liner
(Klasse I og II)



Minimal invasiv
tannbehandling
(MID)



Klasse III



Klasse V



Reparasjon av
indirekte
restaureringer
(små defekter)



Repair



Utfylling av
undersnitt



Forsegling av
pits og fissurer



Oppbygging

Se alle indikasjoner i
bruksanvisningen.

Bestillingsinformasjon



3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Fyllingsmateriale Refiller

Hver refill inneholder 2x2 g sprøyter
20 appliseringsspisser

FARGE	VARENØR.
A1	4862A1
A2	4862A2
A3	4862A3
Universal	4862U

VARENØR.	PRODUKTINFORMASJON
3740T	3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Fyllingsmateriale Appliseringsspisser 20 stk grønne



3M

3M Norge AS
3M Oral Care
Tærudgata 16
2004 Lillestrøm
Telefon 06384

www.3M.no/dental

3M, "3M Science. Applied to Life" og Filtek er varemerker fra 3M, 3M Deutschland GmbH. Brukt under lisens i Canada. © 3M 2020. Alle rettigheter forbeholdes. 15267579_1NO20200520.