



3M™ Scotchbond™
Universal Plus Adhesive

Bättre än
någonsin!



Tillförlitlig bindning...nu ännu bättre

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive tar universaladhesiven till en högre nivå. Med alla fördelar hos tidigare 3M-adhesiver, så har 3M™ Scotchbond™ Universal Plus-adhesivet i tillägg större kontroll och förutsägbarhet – ett bra adhesiv bör inte mätas endast på dess bindningsstyrka.

5 steg framåt från originalet

- Har röntgenkontrast
- Binder och förseglar karierat dentin
- Avancerad bindning till dentala material och restaurationsmaterial, inklusive glaskeramik
- Fullständig kompatibilitet med dual- och självhårdning utan ytterligare flaska med aktivator för dualhårdning
- Fri från BPA-derivat som BisGMA



BPA-derivatfri
sammansättning




Plus de populära egenskaperna
hos Scotchbond Universal Adhesive:

Universellt anpassat till:

- ✓ Direkt
- ✓ Indirekt
- ✓ Alla etstekniker

Minimalinvasiv tandvård, MID



Med röntgenkontrast

Radiolucens under en befintlig fyllning kan leda till feldiagnos och invasiv överbehandling.

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive är det första radiopaka universaladhesivet med dentinliknande radiopacitet, vilket bidrar till att lösa det här problemet.



Avsiktlig adhesivansamling under klass I-lagningar – Röntgenbilder av utdragna molarer, fyllningsmaterial 3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restorative. K. Dede *et al.*, *J Dent Res* 99 (Spec Iss A): 192 IADR, 2020 – 3M interna data, H. Loll *et al.*, *J Dent Res* 99 (Spec Iss A): Nr 757, 2020

“Tveksamma röntgenbilder tas varje dag – oftast ett kritiskt steg i bitewingbilder, klass II i den proximala lådan.”

– Prof. Dr. Angelo Putignano, Marche-Ancona-universitetet, Italien


“Ansamling av radiolucent adhesiv, under en lagning, fördubblar risken att lagningen byts ut.”

– Dr. John O. Burgess, University of Alabama, USA


Binder och förseglar karierat dentin, bidrar till att bevara tandstrukturen

Scotchbond Universal Plus Adhesive ger dig säkerhet vid minimalt invasiva preparationer, eftersom det har samma höga bindningsstyrka till karierat dentin som till friskt dentin.

Utöver den enastående kvaliteten på fyllningens kantanslutning, så förseglas det karierade dentinet genom att bilda ett väldefinierat, blåsfritt hybridlager – det är förseglingen som förhindrar sekundär karies.



Shear Bond Strength till karierat och friskt dentin – C. Thalacker, *et al.*, Interaction of an Experimental Universal Adhesive with Caries-Affected Dentin, *J Dent Res* 99 (Spec Iss A): 191 IADR, 2020



Kariesområden – Bild från Prof. Leandro Hilgert och Prof. Soraya Leal, Brasília-universitetet (UnB), Brasilien

Binder till alla
dentala material
utan behov av
separata primers

*Fältutvärdering med 309 tandläkare och över 20 000 appliceringar


I princip ingen postoperativ känslighet

99%

av tandläkarna rapporterade att
3M™ Scotchbond™ Universal Plus
Adhesive ger i stort sett ingen
postoperativ känslighet*

Avancerad bonding till glaskeramer

Scotchbond Universal Plus Adhesive uppnår samma nivå som traditionella, separata silaner.



Slutsats från rapporten:

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive ger en förbättrad bindning till glaskeram (IPS e.max® CAD, Ivoclar Vivadent) jämfört med 3M™ Scotchbond™ Universal Adhesive.

Shear Bond Strength till glaskeramik – Prof. Dr. Bart van Meerbeek *et al.*, KU Leuven, Belgien, Rapport till 3M, 2020

Komplett system med 3M™ RelyX™ Universal resincement

Utmärkt bindningsstyrka för i princip alla indikationer för dualhärdade resincement. Förenklade arbetsflöden – adhesiv som härdas av RelyX Universal resincement.

Beställningsinformation

Artikelnr Produktinformation

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive – flaska

41293	Introkit flaska 1 flaska x 5 ml, 50 engångspenslar, 1 spruta etsgel x 3 ml, 25 intraorala spetsar
41294	Refillflaska – 1 x 5 ml
41295	Refillflaska – 3 x 5 ml
41263	3M™ Scotchbond™ Universal etsgel 2 sprutor x 3 ml, 50 intraorala spetsar

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive – unitdos

41297	Introkit unitdos 50 unitdos, 1 spruta etsgel 3 ml, 25 intraorala spetsar
41298	Unitdos 100 100 unitdos, 1 spruta etsgel 3 ml, 25 intraorala spetsar
41299	Unitdos 200 200 unitdos, 1 spruta etsgel 3 ml, 25 intraorala spetsar
41304	Unitdos 400 400 unitdos, 1 spruta etsgel 3 ml, 25 intraorala spetsar



Flaska
med en jämn och slät yta –
lätt att hålla rent



Unitdos
för effektiv hygienkontroll –
minskar risken för
korskontaminering