

Le composite fluide de type bulk Le plus facile à mettre en place

Le composite fluide 3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative est disponible dans une nouvelle seringue ergonomique conçue pour un meilleur confort pour le praticien et une facilité de mise en place, ce qui vous apporte un meilleur contrôle et une meilleure visibilité pour le comblement de restaurations profondes.

Réduction des bulles d'air et des pertes de produit

Pas d'introduction de bulles d'air ou de matériau qui "coule" lors de l'application, ce qui vous apporte un meilleur contrôle.

Plus de suppositions

Le cylindre vert de la seringue indiquera le volume de produit restant dans la seringue. Quand la seringue sera vide, seul apparaîtra le piston blanc.



Canule coudable

Facile à plier pour un accès facilité.

Facile à manipuler et à appliquer

La plaque triangulaire et le piston s'adapteront à votre prise en main.



Bénéfices clés

- réelle limitation de l'introduction de bulles d'air ou de matériau qui « coule »
- canule facilement coudable pour un accès facilité
- conception ergonomique pour une prise en main et une application plus aisées
- mise en place en un seul incrément jusqu'à 4 mm
- excellente adaptation et faible stress de polymérisation

Peut être chauffé pour mise en place dans un moule

Peut être chauffé jusqu'à 70°C pendant une heure, jusqu'à 25 fois.



Pour des restaurations postérieures simplifiées



Préparer la dent et appliquer un adhésif tel que 3M™ Scotchbond™ Universal.



Mettre en place en 1 seul incrément jusqu'à 4 mm, le composite fluide 3M™ Filtek™ Bulk Fill Restorative dans la cavité préparée et photopolymériser à l'aide, par exemple, de la lampe 3M™ Elipar™ Deepcure S.



Placer une couche occlusale de 2 mm (minimum) d'un composite esthétique, tel que le composite 3M™ Filtek™ Universal Restorative et photopolymériser.

Photos cliniques avec l'aimable autorisation de Dr. Reich, Seefeld, Allemagne

Indications

(incrément jusqu'à 4 mm)



Base (Classe I - II)



Fond de cavité (Classe I - II)



Restauration des préparations de cavité minimalement invasives¹



Classe III



Classe V



Réparation des éléments prothétiques (petits défauts)



Réparation



Comblement de contre-dépouille



Scellement de puits et fissures



Reconstitution²

Merci de se référer à la notice pour la liste complète des indications.

Informations de commande



Réassort 3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative

Un réassort seringue comprend : 2 seringues de 2 g et 20 embouts aiguilles

Teinte	Référence
A1	4862A1
A2	4862A2
A3	4862A3
UD (Dentinaire Universelle)	4862U

Référence	Informations produit
3740T	3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Bulk Fill Flowable embouts aiguilles, 3740T, 20 embouts aiguilles verts (20)

¹ Incluant de petites restaurations occlusales.

² Réparation des matériaux temporaires en résine et acrylique.

³ Peut être utilisé pour la reconstitution de faux moignons où au moins la moitié de la structure dentaire coronaire reste en place, pour apporter un support structurel pour la couronne.