


3M™ Impregum™ Super Quick
Polyæter aftryksmateriale

**Få alle detaljer
med på kun
2 minutter?
Ja det er
muligt!**



Den hurtigste vej til pol præcision ved mindre o 3M™ Impregum™ Supe

Impregum Polyæter aftryksmateriale har altid været et pålideligt valg til komplicerede opgaver og implantater. Så ville det ikke være godt, hvis du endnu hurtigere kunne få den samme høje præcision og detaljegengivelse til enkelttandsrestaureringer? Til dette har vi udviklet det nye Impregum Super Quick Polyæter aftryksmateriale.

Impregum Super Quick materialet kombinerer polyæter-materialers præcision og pålidelighed med A-silikoners korte afbindingstid. Dybe præparationer og fugtige omgivelser vil ikke længere forsinke behandlingen.



Kortere afbindingstid.

Med kun 2 minutters afbindingstid giver det nye "Super Quick" materiale mulighed for hurtige aftryk ved ukomplicerede opgaver som aftryk til enkelttandskroner, implantater, indlæg/onlays og mindre broer på op til 3 enheder.




100% polyæter. Pålidelig præcision.

Som andre polyætermaterialer har Impregum Super Quick gode flydeegenskaber og giver gode resultater i fugtige omgivelser. Begge dele medvirker til nøjagtige aftryk og god detaljegengivelse til restaureringer, der kræver høj præcision. Det er specielt vigtigt at du kan anvende den fulde arbejdstid i dit aftryksmateriale. Ved Impregum Super Quick Aftryksmateriale kan du anvende materialet i alle 45 sekunders arbejdstid. Du kan dermed undgå unøjagtigheder på grund af begyndende afbinding, som det kan ses ved A-silikonematerialer.



Gør det behageligt for dine patienter.

En forbedret frisk smag af mint kombineret med en kort afbindingstid i munden giver patienten en forbedret oplevelse af aftrykstagningen.



Polyæter møder CAD/CAM workflow.

Impregum Super Quick materiale kan scannes med den nuværende generation af scannere og giver et mere effektivt samarbejde med dit laboratorium.

Polyæter opgaver Super Quick



Hurtig og skånsom måde at åbne pochen og kontrollere blødning med 3M™ Astringent Retraction Paste.



Nem og nøjagtig applicering af 3M™ Impregum™ Super Quick Light Body Polyæter aftryksmateriale med lilla intraoral blandesprøjte.



Præcise, porøsitetsfri detaljer samt kontrastfarver gør det nemt at kontrollere aftrykket.

Præcist aftryk med 1-trins teknik taget med 3M™ Impregum™ Super Quick Polyæter aftryksmateriale (medium og light body) i engangsskeen 3M™ Impression Tray.

HØJ TILFREDSHED

En klinisk evaluering viser en **meget høj tilfredshed** på næsten med præcisionen af 3M™ Impregum™ Super Quick aftryk og pasformen af de **færdige restaureringer.**



95%



Kilde: 3M field evaluation with 447 participants from Europe and the U.S., 2017.

3M™ Impregum™ Super Quick

- **Første superhurtige polyæter med 45 sek. arbejdstid og kort afbindingstid på 2 minutter**
- **Findes i medium body og light body konsistens**
- **Til monofase og 1-trins-aftryksteknikker**
- **Velegnet til aftryk til enkelttandskroner, implantater, indlæg/onlays og mindre broer på op til 3 enheder**



2
MIN
Polyæter

	Dispenseringsystem	Aftryksteknik	Enkelttandskroner	Implantat (≤ 2 enheder)	Indlæg/onlay (≤ 2 units)	Lille bro (≤ 3 enheder)	Anbefalet max. arbejdstid (min:sek)	Intraoral afbindingstid ved 37°C (min:sek)
3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick (Medium Body)		Monofase eller 1-trin	✓	✓	✓	✓	0:45	2:00
3M™ Impregum™ Super Quick (Light Body)		1-trin	✓	✓	✓	✓	0:45	2:00

Bestillingsinformation



3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick
Medium Body introduktionssæt (69383)



3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick
Medium Body/Light Body introduktionssæt
(69381)

Varenr.	Produktinformation
Introduktionssæt til 3M™ Pentamix™ 3 automatisk blandemaskine	
NY 69383	3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body 1 stk. base á 300 ml, 1 stk. katalysator á 60 ml, 1 3M™ Penta™ materialebeholder 10 stk. røde Penta blandespidser, 1 Penta Elastomer aftrykssprøjte 1 flaske polyæter skeadhæsis á 17 ml, 3 stk. 3M™ Astringent Retraction Paste kapsler
NY 69381	3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body/Light Body 1 base á 300 ml, 1 katalysator á 60 ml, 2 magasiner light body á 50 ml, 1 3M™ Penta™ materialebeholder, 10 stk. røde Penta blandespidser, 5 stk. 3M™ intraorale blandedsprøjter - lilla, 5 stk. 3M™ Garant™ blandespidser - lilla, 5 3M™ Garant™ intraorale spidser - hvid, 1 flaske polyæter skeadhæsis á 17 ml, 3 stk. 3M™ Astringent Retraction Paste kapsler, 6 stk. 3M™ Impression Trays
Refiller	
NY 69385	3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body Refill 2 stk. base á 300 ml, 2 stk. katalysator á 60 ml
NY 69405	Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body - storpakning 6 stk. base á 300 ml, 6 stk. katalysatorer á 60 ml, 1 brugsvejledning
NY 69379	3M™ Impregum™ Super Quick Light Body 4 stk. Garant magasiner á 50 ml, 5 stk. intraorale blandesprøjter - lilla, 5 stk. Garant™ blandespidser - lilla
Blandemaskiner og tilbehør	
77871	3M™ Pentamix™ 3 automatisk blandemaskine
77903	3M™ Pentamix™ Lite automatisk blandemaskine - 230 V inkl. 1 stk 3M™ Penta™ materialebeholder
NY 69387	3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body materialebeholder
77944	1 3M™ Penta™ materialebeholder til 3M™ Pentamix™ Lite blandemaskine
71507	3M™ intraoral blandesprøjte, lilla, 20 stk
71508	3M™ intraoral blandesprøjte, lilla, 50 stk
77580	1 3M™ Garant™ dispenser 1:1/2:1
77601	Vægophæng til 3M™ Pentamix™ 3
30600	1 flaske polyæter skeadhæsis á 17 ml
77949	3M™ Penta™ blandespidser - rød, 50 stk
NY 71454	3M™ Garant™ blandespidser, lilla, 50 stk
71461N	3M™ Garant™ intraoral spidser, hvid, 50 stk



3M a/s
3M Oral Care
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Tlf: 43 48 01 00
e-mail: dkdental@mmm.com

www.3M.dk/impregumsuperquick

3M og Impregum er varemærker fra 3M Company eller
3M Deutschland GmbH. Benyttes under licens i Canada.
© 3M 2018. All rights reserved. PB611267-1DK180315