

**3M** Science.  
Applied to Life.™

**3M™ Scotchbond™ Universal Plus**  
Adhäsiv

**Mehr als nur eine  
starke Haftung.**



Mit 3M™  
Scotchbond™  
Universal Plus  
Adhäsiv erreichen  
Universaladhäsive die  
nächste Entwicklungsstufe.  
Das Produkt bietet die Vorteile  
des Originals 3M™ Scotchbond™  
Universal Adhäsiv kombiniert mit  
noch besserer Kontrolle und  
Vorhersagbarkeit – weil ein gutes  
Adhäsiv mehr als nur eine  
starke Haftung bieten  
sollte.

## Aus exzellent...

Basiert auf dem klinisch bewährten und weltweit am besten untersuchten Universaladhäsiv

 **Alle direkten und indirekten Indikationen**  
Kompatibel mit licht-, selbst- und dualhärtenden methacrylatbasierten Kompositen und Zementen

 **Alle Ätztechniken**  
Etch-and-Rinse, Selbstätzend, selektive Schmelzätzung

 **Haftet an allen Restaurationsmaterialien**  
ohne zusätzliche Primer

 **Verfügbar in Flasche und Single-Use-System**  
Für ein effizientes Hygienemanagement

 **Verursacht nahezu keine postoperativen Sensitivitäten**  
Feldstudie ergab:

**99%** der Zahnärzte gaben an,  
dass **3M™ Scotchbond™ Universal Plus**  
Adhäsiv nahezu keine postoperativen  
Sensitivitäten verursacht\*

## ... wird außergewöhnlich

Optimierte Formulierung für einzigartige Eigenschaften:

 **Erstes radiopakes Universaladhäsiv**  
reduziert das Risiko von Fehldiagnosen und invasiver Überbehandlung

 **Haftung an und Versiegelung von remineralisierbarem Dentin**  
für den maximalen Erhalt natürlicher Zahnhartsubstanz und die Umsetzung minimalinvasiver Präparationsrichtlinien

 **Haftung auf Goldstandard-Niveau**  
an Zahn und Restaurationsmaterialien inklusive Glaskeramik ohne zusätzliche Primer

 **Vollständige Kompatibilität mit dual- und selbsthärtenden Kompositen**  
ohne Dualhärtungsaktivator

 **BPA-freie Formulierung**  
Enthält keine BPA-Derivate wie Bis-GMA

 **Vollständig aufeinander abgestimmtes System mit 3M™ RelyX™ Universal Befestigungskomposit**  
Exzellente Haftfestigkeit bei nahezu allen Indikationen für dualhärtende Befestigungskomposite. Aushärtung des Adhäsivs durch RelyX Universal Befestigungskomposit





\*Feldstudie mit 309 teilnehmenden Zahnärzten und mehr als 20.000 Anwendungen



# Jetzt mit Röntgenopazität

Durchschnittlich sehen Zahnärzte täglich eine nicht eindeutig interpretierbare Röntgenaufnahme mit einem radioluzenten Bereich unter einer bestehenden Restauration. Dies könnte zu einer Fehldiagnose und invasiven Überbehandlung führen. 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv ist das erste radiopake Universaladhäsiv mit dentinähnlicher Röntgenopazität, das zur Lösung dieses Problems beiträgt.



„Ansammlungen eines radioluzenten Adhäsivs unter einer Restauration verdoppeln die Wahrscheinlichkeit ihres Austauschs.“

**Dr. John O. Burgess,  
Universität Alabama, USA**

**Bewusst herbeigeführte Adhäsivansammlung unter Klasse-I-Restaurationen –** Röntgenaufnahmen extrahierter menschlicher Molaren, Füllungsmaterial 3M™ Filtek™ One Bulk Fill Komposit.  
Interne Daten von 3M, H. Loll et al., J Dent Res 99 (Spec Iss A): No. 757, 2020

## Bestellinformationen

### Art.-Nr. Produktinformation

#### 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv – Flasche

|       |   |
|-------|---|
| 41293 | <b>Intro Kit Flasche</b><br>1 Flasche à 5ml, 50 Einweg-Pinsel, 1 Spritze Ätzelgel à 3 ml,<br>25 Applikationskanülen |
| 41294 | <b>Refill Flasche – 1 × 5 ml</b>  |
| 41295 | <b>Value Pack Flasche – 3 × 5 ml</b>  |
| 41263 | <b>3M™ Scotchbond™ Universal Ätzelgel</b><br>2 Spritzen à 3 ml, 50 Applikationskanülen                              |



#### Flasche

mit glatter, ebener Oberfläche –  
Verunreinigungen leicht zu entfernen

#### 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv – Single-Use

|       |   |
|-------|---|
| 41297 | <b>Intro Kit Single-Use</b><br>50 L-Pop, 1 Spritze Ätzelgel à 3 ml, 25 Applikationskanülen  |
| 41298 | <b>Single-Use 100 L-Pop</b><br>100 L-Pop, 1 Spritze Ätzelgel à 3 ml, 25 Applikationskanülen |
| 41299 | <b>Single Use 200 L-Pop</b><br>200 L-Pop, 1 Spritze Ätzelgel à 3 ml, 25 Applikationskanülen |
| 41304 | <b>Single-Use 400 L-Pop</b><br>400 L-Pop, 1 Spritze Ätzelgel à 3 ml, 25 Applikationskanülen |



#### Single-Use-System

für ein effizientes Hygiene-  
Management – reduziert das Risiko  
einer Kreuzkontamination

**3M**

**3M Deutschland GmbH**  
ESPE Platz · 82229 Seefeld  
Deutschland  
info3mespe@mmm.com  
www.3M.de/OralCare

**3M Österreich GmbH**  
Kranichberggasse 4  
A-1120 Wien · Österreich  
dental-at@mmm.com  
3maustria.at/dental

**3M (Schweiz) GmbH**  
Eggstrasse 91  
8803 Rüschlikon · Schweiz  
3mespech@mmm.com  
3mschweiz.ch/dental

3M, 3M Science. Applied to Life., RelyX und Scotchbond sind Marken der 3M Company oder 3M Deutschland GmbH. Alle anderen Marken gehören anderen Unternehmen.  
© 3M 2020. Alle Rechte vorbehalten.  
Druckfehler vorbehalten.