

**3M** Science.  
Applied to Life.™

# 3M™ Scotchbond™ Universal Plus : l'adhésif par excellence



**L'adhésif**  
3M™ Scotchbond™  
Universal Plus fait  
évoluer la gamme des  
adhésifs universels.  
Il conserve tous les avantages  
de l'adhésif original  
3M™ Scotchbond™ Universal, le  
premier adhésif véritablement  
universel, tout en offrant un contrôle  
et une prévisibilité accrues, car un  
bon adhésif devrait offrir bien  
plus qu'une forte adhésion.

## D'excellent ...

Basé sur l'adhésif universel le plus reconnu au monde, cliniquement prouvé.

-  **Pour toutes les indications en restauration directe et indirecte**  
Pour tous les ciments / composites à base de méthacrylate, en modes photopolymérisation, autopolymérisation ou polymérisation duale
-  **Toutes les techniques de mordançage**  
Mordançage total, automordançage et mordançage sélectif de l'émail
-  **Adhère à tous les matériaux de restauration**  
Nul besoin d'utiliser de primers séparés
-  **Disponible en flacon et en unidose**  
Pour le respect des mesures d'hygiène
-  **Quasiment pas de sensibilité postopératoire**

D'après une évaluation clinique :

**99 %** des dentistes ont déclaré que l'adhésif 3M™ Scotchbond™ Universal Plus ne présente pratiquement aucun risque de sensibilité postopératoire.\*

\* Évaluation clinique avec 309 dentistes et plus de 20 000 applications

## ... à exceptionnel


Formule soigneusement optimisée pour obtenir des caractéristiques uniques.

-  **1<sup>er</sup> adhésif universel radio-opaque**  
Diminution du risque de surtraitement invasif et d'erreur de diagnostic lors de la radiographie
-  **Scelle et adhère à la dentine affectée par les caries**  
Optimisation de la préservation de la structure dentaire naturelle, grâce à des recommandations de préparation peu invasives
-  **Référence en matière d'adhésion pour tous les substrats dentaires** y compris les vitrocéramiques
-  **Parfaitement compatible avec les produits de prise dual**  
Nul besoin d'un activateur dual supplémentaire
-  **Formule sans Bisphénol A**  
Ne contient pas de dérivés de BPA comme le Bis-GMA
-  **Système parfaitement aligné avec le ciment-composite de collage 3M™ RelyX™ Universal**  
L'adhésif est polymérisé sous l'action du ciment-composite de collage 3M™ Relyx™ Universal, pas besoin de photopolymérisation



# Une radio-opacité accrue

En moyenne chaque jour, les dentistes examinent au moins une radiographie difficile à interpréter du fait de la radiotransparence sous une prothèse existante. Cela peut conduire à des erreurs de diagnostic et à des surtraitements invasifs. En tant que 1<sup>er</sup> adhésif universel dont la radio-opacité est proche de celle de la dentine, l'adhésif 3M™ Scotchbond™ Universal Plus permet de surmonter ces problèmes.



Adhésif non radio-opaque

Adhésif 3M™ Scotchbond™  
Universal Plus

**Accumulation intentionnelle d'adhésifs dans le cadre de restaurations de classe I** – Radiographies de molaires humaines extraites, matériau composite 3M™ Filtek™ One. Données internes 3M, H. Loll et al., J Dent Res 99 (Spec Iss A): No. 757, 2020

“ L'accumulation d'adhésifs radiotransparents sous une prothèse double le risque de remplacement de la prothèse. »

Dr. John O. Burgess,  
Université d'Alabama,  
États-Unis

## Informations de commande

### Référence Article Informations produit

#### 3M™ Scotchbond™ Universal Plus, Adhésif – Flacon

- |       |   |
|-------|---|
| 41293 | <b>Kit d'introduction - Flacon</b><br>1 flacon de 5 ml, 50 pinceaux jetables, 1 seringue de 3 ml de gel de mordantage, 25 embouts |
| 41294 | <b>Réassort flacon – 1 × 5 ml</b>   |
| 41295 | <b>Pack économique flacon – 3 × 5 ml</b>  |
| 41263 | <b>3M™ Scotchbond™ Universal Etchant, Gel de mordantage</b><br>2 seringues x 3 ml, 50 embouts                                     |



#### Flacon

avec une surface lisse et homogène, pour nettoyer facilement les excès de produit

#### 3M™ Scotchbond™ Universal Plus, Adhésif – Unidose

- |       |   |
|-------|---|
| 41297 | <b>Kit d'introduction - Unidose</b><br>50 unidoses L-Pop, 1 seringue de gel de mordantage de 3 ml, 25 embouts |
| 41298 | <b>Unidose 100</b><br>100 unidoses L-Pop, 1 seringue de gel de mordantage de 3 ml, 25 embouts                 |
| 41299 | <b>Unit Dose 200</b><br>200 L-Pop, 1 Etchant Syringe 3ml, 25 Dispensing Tips                                  |
| 41304 | <b>Unidose 400</b><br>400 unidoses L-Pop, 1 seringue de gel de mordantage de 3 ml, 25 embouts                 |



#### Unidose

pour le respect des mesures d'hygiène – réduit le risque de contamination croisée



3M.be/fr/SBPlus

3M (Suisse) S. à r. l.  
Eggstr. 91 · CH-8803 Rüschlikon  
3mespech@mmm.com  
3mschweiz.ch/oralcare

3M Belgium SPRL  
3M Oral Care  
infodental.be@mmm.com  
3M.be/fr/OralCare

3M, 3M Science, Applied to Life., RelyX et Scotchbond sont des marques déposées de 3M.  
© 3M 2020. Tous droits réservés. Sous réserve de fautes d'impression.